

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-ren-02ko-z-wyposazeniem-p-1892.html>



Wózek reanimacyjny REN-02/KO z wyposażeniem

Cena brutto	9 255,00 zł
Cena netto	8 569,44 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-2W0
Kod producenta	REN-2W0R-B(KO)S(KO)F(KO)P

Opis produktu

Wózek reanimacyjny z pełnym wyposażeniem przeznaczony jest do stosowania w szpitalach w oddziałach intensywnej terapii. Jego konstrukcja spełnia wszystkie wymogi niezbędne do przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych. Błat i szafka wózka zostały wykonane ze stali kwasoodpornej. Błat wykonany z pogłębieniem i otoczony z trzech stron bandami. W celu zapewnienia pełnej mobilności wózek został wyposażony w cztery kółka z czego dwa posiadają blokadę. W skład wyposażenia wózka wchodzi: dwie szuflady, błat boczny wysuwany, trzy odcinki szyny instrumentalnej, wieszak kroplówki, kosz na odpady, mały koszyk na akcesoria, deska do przeprowadzenia RKO - Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, uchwyt do butli z tlenem, półkę pod defibrylator oraz uchwyt do prowadzenia.

TYLKO U NAS ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ.

Wyposażenie:

- szafka z 2 szufladami (wysokość frontów: 2x155mm)
- 1xblat boczny wysuwany ze stali kwasoodpornej
- 3xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem
- 1xwieszak kroplówki
- 1xkosz na odpady z tw. szt. z pokrywą, w obudowie drucianej
- 1xkoszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej 360x160x150mm
- 1xdeska do przeprowadzenia RKO wyprofilowana z odpornego tw. szt.
- 1xuchwyt do butli z tlenem
- 1xpółka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu
- 1xuchwyt do prowadzenia

Cechy produktu:

- funkcjonalny i bezpieczny
- wytrzymały i stabilny
- wysoka jakość wykonania
- ergonomiczny
- bogate wyposażenie
- układ jezdy wyposażony w blokadę

Dane techniczne szafki:

- wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm
- wymiary szafki: 600x500x805 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- kółka o średnicy: 125 mm

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)