

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-stal-kwasoodporna-p-3237.html>



## Wózek reanimacyjny - stal kwasoodporna

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>10 297,00 zł</b>                         |
| Cena netto       | <b>9 534,26 zł</b>                          |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>                          |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-REN-1D0</b>                      |
| Kod producenta   | <b>REN-1D0R-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)-0000-K</b> |

### Opis produktu

### Wózek reanimacyjny stal kwasoodporna - najwyższa jakość w Twoim gabinecie medycznym

**Wózek reanimacyjny ze stali kwasoodpornej** to niezbędne wyposażenie każdego gabinetu lekarskiego, oddziału ratunkowego czy sali operacyjnej. Dzięki solidnej konstrukcji z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej (gat. 0H18N9), wózek charakteryzuje się trwałością i odpornością na działanie czynników chemicznych oraz wilgoci, co czyni go idealnym wyborem do intensywnego użytkowania w środowisku medycznym.

### Wyposażenie wózka reanimacyjnego:

- 4x odcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami.
- Pojemnik na narzędzia (325x175x40 mm) ze stali kwasoodpornej.
- Pojemnik na zużyte igły oraz kosz na odpady z tworzywa sztucznego, zamocowane w stabilnej obudowie drucianej.
- Wieszak kroplówki oraz półka pod defibrylator (345x295 mm) z regulacją wysokości i obrotu.
- Uchwyt do butli tlenowej oraz deska do RKO z odpornego tworzywa sztucznego.

### Najważniejsze cechy:

- **Stal kwasoodporna:** wszystkie elementy wykonane z najwyższej jakości stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, co zapewnia odporność na korozję i łatwość utrzymania higieny.
- **Szafka z szufladą:** wygodna szafka z frontem 156 mm i zamkiem, w której przechowasz niezbędne akcesoria medyczne. Szuflada o wymiarach 525x440x140 mm jest wyposażona w samodociąg, co ułatwia korzystanie w nagłych sytuacjach.
- **Ergonomiczna konstrukcja:** wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia oraz podstawę z kołami o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą, co zapewnia stabilność i mobilność.
- **Odporność na wilgoć i minimalizacja wibracji:** wbudowane materiały wygłuszające, które sprawiają, że wózek pracuje cicho i bez wibracji, zapewniając komfort podczas pracy.

### Wymiary:

- Wózek reanimacyjny (bez wyposażenia opcjonalnego): 650x550x1000 mm.
- Szafka: 600x500x805 mm.
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x440x140 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Nasz **wózek reanimacyjny z wyposażeniem** to doskonałe rozwiązanie dla placówek medycznych ceniących jakość,

---

funkcjonalność i niezawodność. Dzięki dużej liczbie praktycznych rozwiązań, takich jak wysuwany blat boczny czy uchwyty na pojemniki, wózek ten gwarantuje szybki dostęp do niezbędnych narzędzi, co przyspiesza reakcję w sytuacjach kryzysowych.

Kupując wózek reanimacyjny w naszym **sklepie medycznym**, wybierasz produkt najwyższej jakości, który sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających warunków pracy.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz centralny zamek do wózka:** Nie , Tak (+ 250,00 zł )