

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-stal-kwasoodporna-p-3244.html>

Wózek reanimacyjny - stal kwasoodporna

Cena brutto	11 000,00 zł
Cena netto	10 185,19 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-30
Kod producenta	REN-30R-B(KO)S(KO)F(KO)P(KO)-0000-K12

Opis produktu

Wózek reanimacyjny – stal kwasoodporna | Profesjonalne wyposażenie medyczne

Nasz **wózek reanimacyjny ze stali kwasoodpornej** to idealne rozwiązanie dla placówek medycznych, zapewniające niezawodne i trwałe wyposażenie w sytuacjach krytycznych. Dzięki najwyższej jakości materiałom oraz przemyślanemu projektowi, wózek spełnia najwyższe standardy ergonomii i bezpieczeństwa. Jest wyposażony w funkcjonalne elementy, które ułatwiają szybki dostęp do niezbędnych narzędzi oraz materiałów.

Kluczowe cechy wózka reanimacyjnego:

- **Trwała konstrukcja** ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 – odporność na korozję i łatwość dezynfekcji zapewniają długotrwałe użytkowanie w środowisku medycznym.
- **Szafka z 3 szufladami** o wymiarach [525x440x209 mm], z prowadnicami z samodociągami, zapewniającymi płynne i ciche otwieranie.
- **Błat ze stali kwasoodpornej**, z pogłębieniem i otoczony z trzech stron bandami o wysokości 50 mm, zapewnia dodatkową przestrzeń roboczą.
- **Podstawa na kółkach** (średnica 125 mm), z możliwością blokady, umożliwia łatwe manewrowanie wózkem w nagłych sytuacjach.

Wyposażenie wózka reanimacyjnego:

- **Półka pod defibrylator** z płynną regulacją wysokości i obrotu (345x295 mm) – idealna do szybkiego działania podczas resuscytacji.
- **Wieszak kroplówki** – stabilna konstrukcja, która zapewnia łatwy dostęp do kroplówek.
- **Uchwyt na butlę z tlenem** – ułatwia transport i dostęp do tlenu w sytuacjach awaryjnych.
- **Kosz na odpady** z tworzywa sztucznego z pokrywą, w obudowie drucianej – zapewnia higieniczne usuwanie odpadów.
- **Pojemnik na zużyte igły** i **pojemnik na narzędzia** – wykonane z wytrzymałej stali kwasoodpornej, zapewniają bezpieczeństwo i porządek w trakcie pracy.
- **Deska do przeprowadzenia RKO** – wyprofilowana, wykonana z odpornego tworzywa sztucznego, kluczowa w przypadku resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 650x550x1000 mm.

Dlaczego warto wybrać nasz wózek reanimacyjny?

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali kwasoodpornej oraz nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, nasz wózek reanimacyjny jest niezastąpiony w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji i precyzyjnej obsługi. Idealny dla szpitali, klinik,

oddziałów intensywnej terapii, a także karettek pogotowia.

Główne zalety:

- Odporność na korozję i łatwość czyszczenia.
- Przemysłany układ szuflad i wyposażenia, który ułatwia organizację narzędzi i materiałów.
- Mobilność i stabilność dzięki wytrzymałym kółkom.
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają komfort prowadzenia.

Nasze **wózki reanimacyjne** łączą w sobie nowoczesny design z funkcjonalnością, zapewniając pełną gotowość w każdej sytuacji.

Zainwestuj w najwyższej jakości **wyposażenie medyczne**, które zapewni niezawodność i długotrwałą użyteczność. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji lub zamówić wózek reanimacyjny już dziś!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)