

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-uchwyt-butli-z-tlenem-p-3247.html>



Wózek reanimacyjny - uchwyt butli z tlenem

Cena brutto	10 643,00 zł
Cena netto	9 854,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-40
Kod producenta	REN-40R-B(ST)S(ST)F(ST) P(ST)-0000-K12.3

Opis produktu

Wózek reanimacyjny z uchwytem na butlę z tlenem - profesjonalne wyposażenie medyczne:

Wózek reanimacyjny to niezbędny element wyposażenia w placówkach medycznych, który ułatwia szybką reakcję w sytuacjach awaryjnych. Nasz wózek reanimacyjny, dostępny w naszym **sklepie medycznym**, to produkt wysokiej jakości, który został zaprojektowany z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie pracy personelu medycznego.

Wyposażenie wózka reanimacyjnego:

- **Szafka z 4 szufladami:** Fronty szuflad o wysokościach: 3 x 156 mm oraz 1 x 234 mm, idealne do przechowywania niezbędnych narzędzi medycznych.
- **Wysuwany blat boczny:** Stalowy, lakierowany proszkowo, zapewniający dodatkową przestrzeń roboczą.
- **4 odcinki szyny instrumentalnej:** Zabezpieczone narożniki, zintegrowane z korpusem, zwiększają bezpieczeństwo pracy.
- **Uchwyt na butlę z tlenem:** Stabilny i łatwy w użyciu, umożliwia szybki dostęp do tlenu w nagłych przypadkach.
- **Półka pod defibrylator:** Wymiary 345 x 295 mm, z płynną regulacją wysokości i obrotu, co zapewnia optymalny dostęp podczas reanimacji.
- **Pojemnik na zużyte igły:** Wykonany ze stali kwasoodpornej, co gwarantuje bezpieczne przechowywanie odpadów medycznych.
- **Kosz kolanowy i koszyk na akcesoria:** Wygodne rozwiązania na niezbędne akcesoria medyczne.

Wykonanie:

Wózek reanimacyjny został wykonany z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia jego trwałość i odporność na codzienne użytkowanie:

- **Blat stalowy lakierowany proszkowo** z pogłębieniem, otoczony z trzech stron bandami w kolorze dopasowanym do frontów.
- **Szafka stalowa** z lakierem proszkowym, cicha w użytkowaniu dzięki materiałowi wygłuszającemu, co minimalizuje wibracje.
- **Podstawa na kołach:** Koła o średnicy 125 mm, dwa wyposażone w blokady, ułatwiają mobilność i stabilność wózka.
- **Odboje** chroniące wózek przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wymiary:

- Wózek bez wyposażenia opcjonalnego: 650 x 550 x 1000 mm

-
- Szafka: 600 x 500 x 805 mm
 - Powierzchnia użytkowa szuflad: 525 x 440 mm (przy frontach o wysokości 156 mm) oraz 525 x 440 x 209 mm (przy froncie 234 mm).

Wózek reanimacyjny z uchwytem na butlę z tlenem jest idealnym rozwiązaniem dla każdego oddziału ratunkowego, sal operacyjnych oraz intensywnej terapii. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz ergonomiczne rozwiązania sprawiają, że ten produkt jest wyjątkowo praktyczny i niezawodny. Zamów już teraz w naszym **sklepie medycznym** i zapewnij swojemu personelowi profesjonalne **wyposażenie medyczne**.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)