

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-wozek-do-szpitala-or-2abs-p-2693.html>

Wózek reanimacyjny, wózek do szpitala OR-2ABS

Cena brutto	8 300,00 zł
Cena netto	7 685,19 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-OR-2ABS
Kod producenta	KR1.(360)x160x150.ST.0 000-2xUSU1.L40

Opis produktu

Wózek reanimacyjny z pełnym wyposażeniem przeznaczony jest **do stosowania w szpitalach w oddziałach intensywnej terapii**. Jego konstrukcja spełnia wszystkie wymogi niezbędne do przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych. **Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na białe**. Profil nośny z **2 kanałami montażowymi po obydwu stronach** umożliwiające regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka w przyszłości o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów łącznych, bez konieczności wykonywania otworów. Kanały montażowe zaślepione elastyczną, wyjmowalną uszczelką zabezpieczającą przed gromadzeniem się brudu. **Błat** został wykonany z **tworzywa ABS, z pogłębieniem**, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm, półka stalowa lakierowana proszkowo, z pogłębieniem. **Szafka stalowa lakierowana proszkowo na białe**, front lakierowany na kolor wg palety RAL. Prowadnice szuflad zostały wyposażone w system samodociągu. **Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS** pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), **w tym dwa z blokadą**. Uchwyty: do pojemnika na narzędzia, na zużyte igły, do worka na odpady ze stali **kwasoodpornej gat. 0H18N9**.

Wyposażenie:

- szafka z 2 szufladami (wysokość frontów 2x156mm)
- 1xpółka 600x500mm
- 1xpółka pod defibrylator wymiar 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu
- 4xodcinki szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami
- 1xwieszak kroplówki
- 1xpojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron
- 1xpojemnik na zużyte igły
- 1xkoszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo 360x160x150mm
- 1xkosz na odpady z tworzywa sztucznego z możliwością blokady pokrywy w pozycji pionowej
- 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40 mm
- 1xdeska do RKO wyprofilowana z odpornego tworzywa sztucznego
- 1xuchwyt do prowadzenia

Cechy produktu:

- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na białe
- blat z tworzywa ABS z pogłębieniem
- blat otoczony 3 bandami
- półka stalowa lakierowana proszkowo, z pogłębieniem
- szafka stalowa lakierowana proszkowo na białe
- fronty szafki malowane wg palety RAL
- prowadnice szuflad z wbudowanym systemem samodociągu

-
- podstawa stalowa z tworzywa ABS
 - koła w tym 2 z blokadą
 - uchwyt do pojemnika na narzędzia ze stali kwasoodpornej
 - **produkowany w Polsce**
 - **sprzedawany z 8% VAT**

Dane techniczne:

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 700x560x1000 mm (wysokość od podłoża do blatu)
- Wymiary szafki: 600x500x390 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 525x465x145 mm
- Wymiary blatu/półki: 600x500 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu/półki: 550x450 mm

Przy zamówieniach większej ilości produktów nasi konsultanci przygotowują indywidualną wycenę.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor frontu: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary