

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-wyposazenie-p-3243.html>



Wózek reanimacyjny wyposażenie

Cena brutto	10 684,00 zł
Cena netto	9 892,59 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-30
Kod producenta	REN-30R-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Wózek Reanimacyjny – Niezastąpione Wyposażenie w Ratownictwie Medycznym

W naszym sklepie medycznym oferujemy wysokiej jakości **wózek reanimacyjny**, który stanowi kluczowy element wyposażenia w każdej jednostce medycznej. Nasz model to zaawansowany **wózek reanimacyjny**, który zapewnia wygodę i efektywność podczas przeprowadzania akcji ratunkowych.

Praktyczne Wyposażenie

Wózek został zaprojektowany z myślą o potrzebach ratowników i lekarzy. Posiada:

- **Szafkę z 3 szufladami** (wysokość frontów 3x234 mm), idealnie dopasowaną do przechowywania niezbędnych narzędzi.
- **Błat boczny**, wysuwany, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, co gwarantuje trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości.

Kluczowe Funkcje Wózka

Wózek reanimacyjny jest bogato wyposażony w elementy, które wspierają skuteczną pomoc:

- **Cztery odcinki szyn instrumentalnych** z narożnikami zabezpieczonymi, zintegrowanymi z korpusem.
- **Pojemnik na narzędzia** o wymiarach 325x175x40 mm oraz pojemnik na zużyte igły.
- **Wieszak na kroplówki** oraz kosz z tworzywa sztucznego z pokrywą, co ułatwia organizację przestrzeni roboczej.
- **Regulowana półka pod defibrylator** (wymiary 345x295 mm), zapewniająca szybki dostęp do urządzenia.
- **Uchwyt do butli z tlenem** oraz deska do przeprowadzania RKO, wyprofilowana z odpornego tworzywa sztucznego.

Solidna Konstrukcja

Wózek reanimacyjny wyróżnia się solidnym wykonaniem:

- **Błat z tworzywa ABS** w kolorze białym z pogłębieniem oraz zabezpieczony bandami o wysokości 40 mm.
- **Stalowa szafka** lakierowana proszkowo, dostępna w kolorze zgodnym z paletą RAL, wyposażona w prowadnice szuflad z samodociągami.
- **Podstawa stalowa** z osłoną z tworzywa ABS, a także koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą, co zapewnia stabilność i łatwość manewrowania.

Wymiary i Opcje Personalizacji

Wymiary wózka bez opcjonalnego wyposażenia to 670x570x1000 mm, a szafki 600x500x805 mm. Powierzchnia użytkowa szuflady wynosi 525x440x209 mm. Oferujemy również możliwość wykonania elementów w kolorze szarym, dostosowując produkt do indywidualnych potrzeb klienta.

Wybierając nasz **wózek reanimacyjny**, inwestujesz w bezpieczeństwo i komfort pracy personelu medycznego. Zapraszamy do zakupu w naszym sklepie medycznym, gdzie znajdziesz profesjonalne wyposażenie do ratownictwa!

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)