

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-z-deska-do-rko-p-3248.html>



Wózek reanimacyjny z deską do RKO

Cena brutto	10 881,00 zł
Cena netto	10 075,00 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-40
Kod producenta	REN-40R-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W

Opis produktu

Wózek Reanimacyjny z Deską do RKO – Niezbędne Wyposażenie dla Służby Zdrowia

W naszym **sklepie medycznym** oferujemy profesjonalny **wózek reanimacyjny**, który stanowi kluczowy element wyposażenia każdego punktu medycznego. Zapewnia on nie tylko mobilność, ale również funkcjonalność w sytuacjach wymagających szybkiej reakcji. Nasz model, wyposażony w deskę do resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), to idealne rozwiązanie dla zespołów ratunkowych i placówek medycznych.

Kluczowe Elementy Wyposażenia

Wózek reanimacyjny został zaprojektowany z myślą o potrzebach personelu medycznego. Jego wyjątkowe wyposażenie obejmuje:

- **4 odcinki szyny instrumentalnej** z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkownika.
- **Pojemnik na narzędzia** o wymiarach 325x175x40 mm oraz pojemnik na zużyte igły, które zapewniają organizację i porządek w trakcie reanimacji.
- **Kosz kolanowy** oraz **wieszak na kroplówki**, które umożliwiają swobodne korzystanie z dodatkowego sprzętu medycznego.
- **Półka pod defibrylator** (wymiary 345x295 mm) z płynną regulacją wysokości i obrotu, co pozwala na łatwy dostęp do urządzeń ratujących życie.
- **Zamek centralny w cenie**

Solidna Konstrukcja i Funkcjonalność

Wózek reanimacyjny wykonany jest z wysokiej jakości materiałów. Jego stalowy blat, lakierowany proszkowo na biało, ma pogłębienie, co zapobiega przesuwaniu się narzędzi. Szafka z czterema szufladami (wysokość frontów: 3x156 mm, 1x234 mm) zapewnia dużą pojemność oraz możliwość łatwego dostępu do niezbędnego wyposażenia. Dodatkowo, korpus szafki jest wyposażony w materiał wygłuszający, co minimalizuje wibracje podczas transportu.

Wymiary i Mobilność

Wózek ma kompaktowe wymiary 650x550x1000 mm (bez wyposażenia opcjonalnego) oraz szafki 600x500x805 mm, co czyni go łatwym w manewrowaniu nawet w wąskich korytarzach szpitalnych. Solidna podstawa z lakierowanej stali oraz koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą, zapewniają stabilność i mobilność w każdej sytuacji.

Dlaczego warto wybrać nasz wózek reanimacyjny?

Wybierając nasz **wózek reanimacyjny**, inwestujesz w jakość i bezpieczeństwo, które są niezbędne w pracy każdego medyka. Jesteśmy pewni, że nasz produkt spełni Twoje oczekiwania i pomoże w ratowaniu życia.

Sprawdź naszą ofertę i zamów już dziś w naszym **sklepie medycznym!**

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary