

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-z-polka-pod-defibrylator-p-3252.html>

## Wózek reanimacyjny z półką pod defibrylator

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>8 375,00 zł</b>                               |
| Cena netto       | <b>7 754,63 zł</b>                               |
| Cena poprzednia  | <b>9 354,00 zł</b>                               |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>                               |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-REN-05/ST</b>                         |
| Kod producenta   | <b>REN-500-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.3-W</b> |

### Opis produktu

### Wózek Reanimacyjny z Półką pod Defibrylator – Idealne Wyposażenie Medyczne

Wózek reanimacyjny to kluczowy element wyposażenia medycznego, który zapewnia szybki dostęp do narzędzi niezbędnych w sytuacjach nagłych. Nasz wózek reanimacyjny, wyposażony w półkę pod defibrylator, stanowi nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie dla placówek medycznych. Solidna konstrukcja stalowa, lakierowana proszkowo, zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

#### Wyposażenie wózka reanimacyjnego:

- **Szafka z 5 szufladami** – ergonomicznie zaprojektowana z prowadnicami z samodociąganiem, umożliwia szybki dostęp do sprzętu medycznego. Fronty szuflad o wysokościach: 2x 97 mm, 1x 156 mm, 2x 175 mm, umożliwiają przechowywanie różnych instrumentów medycznych.
- **Półka pod defibrylator** – o wymiarach 345x295 mm z płynną regulacją wysokości i obrotu, gwarantuje łatwość obsługi podczas nagłych sytuacji.
- **Koszyk na akcesoria** – stalowy, lakierowany proszkowo o wymiarach 360x160x150 mm, idealny do przechowywania małych narzędzi i akcesoriów medycznych.
- **Pojemnik na zużyte igły** – bezpieczne przechowywanie odpadów medycznych.
- **Wieszak kroplówki** – solidny i stabilny, zapewnia bezpieczeństwo pacjentom.
- **Deska do RKO** – wyprofilowana z odpornego tworzywa sztucznego, nieodzowna podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
- **Uchwyt na butlę z tlenem** – stabilny i łatwy w obsłudze, umożliwia szybkie podłączenie tlenu w razie potrzeby.

#### Wytrzymała i funkcjonalna konstrukcja

Wykonanie wózka reanimacyjnego bazuje na wysokiej jakości materiałach. Błat stalowy z pogłębieniem, otoczony z trzech stron bandami o wysokości 50 mm, chroni narzędzia przed spadaniem. Szafka, lakierowana proszkowo w kolorze według palety RAL, posiada wygłuszoną konstrukcję, co minimalizuje wibracje i hałas podczas transportu.

#### Mobilność i bezpieczeństwo

Wózek reanimacyjny jest wyposażony w cztery koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą, co zapewnia pełną mobilność oraz stabilność podczas użycia. Dodatkowo, odboje na krawędziach chronią wózek przed uszkodzeniami i zarysowaniami.

---

#### Wymiary:

- Wymiary całkowite: 650x550x1000 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary użytkowe szuflad:
  - Przy wysokości frontów 2x97mm: 525x440x82 mm
  - Przy wysokości frontu 1x156mm: 525x440x141 mm
  - Przy wysokości frontów 2x175mm: 525x440x150 mm

Wózek reanimacyjny to niezbędny element wyposażenia każdej sali zabiegowej i oddziału ratunkowego. Jego funkcjonalność i wytrzymała konstrukcja zapewniają bezpieczne przechowywanie oraz łatwy dostęp do sprzętu medycznego, co ma kluczowe znaczenie w nagłych sytuacjach.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolorystyka RAL:** nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

**Wybierz centralny zamek do wózka:** Nie , Tak (+ 250,00 zł )