

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-z-wieszakiem-kroplowki-p-3251.html>



Wózek reanimacyjny z wieszakiem kroplówki

Cena brutto	8 375,00 zł
Cena netto	7 754,63 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-50
Kod producenta	REN-500-B(ST)S(ST)F(ST)P(ST)-0000-K12.

Opis produktu

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem - Kompleksowe rozwiązanie dla placówek medycznych

Wózek reanimacyjny to niezbędny element wyposażenia każdej placówki medycznej, gdzie liczy się szybki dostęp do narzędzi i sprzętu potrzebnego podczas sytuacji nagłych. Nasz wózek reanimacyjny z wieszakiem na kroplówkę oraz szafką z 5 szufladami (fronty: 2x97 mm, 1x156 mm, 2x175 mm) został zaprojektowany z myślą o funkcjonalności, wytrzymałości i ergonomicznym użytkowaniu.

Wyposażenie wózka reanimacyjnego:

- **Szyny instrumentalne:** 3 odcinki z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, co zapewnia bezpieczeństwo i wygodę użytkownika.
- **Koszyk na akcesoria:** Stalowy, lakierowany proszkowo koszyk o wymiarach 360x160x150 mm umożliwia przechowywanie niezbędnych materiałów.
- **Wieszak kroplówki:** Umożliwia bezpieczne podawanie płynów pacjentowi.
- **Półka pod defibrylator:** Z regulacją wysokości i obrotu, o wymiarach 345x295 mm, co pozwala na idealne dopasowanie do potrzeb ratowniczych.
- **Uchwyt na butlę z tlenem:** Solidny, wytrzymały, zapewniający łatwy dostęp do tlenu w każdej chwili.

Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały:

- **Błat stalowy:** Lakierowany proszkowo na biało z pogłębieniem i bandami o wysokości 50 mm, które otaczają go z trzech stron, co zapobiega zsunięciu się przedmiotów.
- **Szafka stalowa:** Wyposażona w 5 szuflad z samodociągami i materiałem wygłuszającym, co minimalizuje hałas oraz wibracje. Fronty dostępne w kolorach z palety RAL.
- **Podstawa wózka:** Stalowa, z kołami o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą, które zapewniają stabilność i mobilność.

Wymiary wózka reanimacyjnego:

- **Bez wyposażenia opcjonalnego:** 650x550x1000 mm
- **Wymiary szafki:** 600x500x805 mm

- **Wymiary szuflad:**

- Front 2x97 mm: 525x440x82 mm
- Front 1x156 mm: 525x440x141 mm
- Front 2x175 mm: 525x440x150 mm

Wózek reanimacyjny stanowi idealne połączenie funkcjonalności i trwałości, co czyni go niezastąpionym elementem wyposażenia medycznego w każdej placówce. Dzięki przemyślanemu projektowi oraz wysokiej jakości materiałom, zapewnia on nie tylko wygodę pracy, ale również bezpieczeństwo i porządek w kluczowych momentach.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę V**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)