

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-reanimacyjny-z-wyposazeniem-p-3239.html>



Wózek reanimacyjny z wyposażeniem

Cena brutto	9 634,00 zł
Cena netto	8 920,37 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-REN-2W0
Kod producenta	REN-2W0R-B(KO)S(KO)F(KO)P

Opis produktu

Wózek reanimacyjny z wyposażeniem - niezawodny sprzęt medyczny do ratowania życia

Szukasz profesjonalnego sprzętu medycznego? Wózek reanimacyjny z wyposażeniem to niezbędne narzędzie w każdej placówce medycznej, które zapewnia szybki dostęp do kluczowych urządzeń i akcesoriów podczas sytuacji kryzysowych. Nasz wózek reanimacyjny to idealne rozwiązanie dla szpitali, oddziałów intensywnej terapii oraz przychodni.

Specyfikacja techniczna:

- **Szafka z 2 szufladami** (fronty: 2x156 mm) + przestrzeń na walizkę reanimacyjną (wysokość 365 mm)
- **Wysuwany blat boczny** ze stali kwasoodpornej
- **4 odcinki szyny instrumentalnej** z narożnikami zintegrowanymi z korpusem
- **Miska ze stali nierdzewnej** o średnicy 220 mm (pojemność 2,5L)
- **Pojemnik na cewniki** (120x60x540mm)
- **Pojemnik na zużyte igły**
- **Wieszak kroplówki**
- **Półka pod defibrylator** z regulacją wysokości i obrotu (345x295mm)
- **Uchwyt na butlę z tlenem**
- **Deska do RKO** z wyprofilowanego tworzywa sztucznego

Wysokiej jakości wykonanie:

- **Blat i szafka** ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9
- **Samodociągające prowadnice szuflad**
- **Wygłuszający korpus** – minimalizacja wibracji, niechłonny wilgoci
- **Koła o średnicy 125 mm** – dwa z blokadą
- **Odboje** zapewniające dodatkową ochronę

Wymiary wózka:

- Wymiary bez wyposażenia: **650x550x1000 mm**
- Wymiary szafki: **600x500x805 mm**
- Powierzchnia użytkowa szuflady: **525x440x140 mm**

-
- Wnęka użytkowa: **510x475x365 mm**

Wózek reanimacyjny to zaawansowany sprzęt medyczny, idealnie dopasowany do potrzeb ratownictwa medycznego. Stworzony z myślą o maksymalnej funkcjonalności i ergonomii, zapewnia szybki i łatwy dostęp do niezbędnego wyposażenia, co pozwala na efektywne działanie w sytuacjach zagrożenia życia.

Zainwestuj w **nowoczesny wózek reanimacyjny z pełnym wyposażeniem**, który zwiększy skuteczność interwencji medycznych. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach personalizacji i dostępnych opcjach.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)