

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-szpitalny-dla-noworodka-regulowana-wysokosc-p-3070.html>



Wózek szpitalny dla noworodka - regulowana wysokość

Cena brutto	5 100,00 zł
Cena netto	4 722,22 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-BM2
Kod producenta	BM2(12-A)-D1(1)-ABS3-000-MDF-0-T_-SG-K6.3

Opis produktu

Prezentujemy wózek szpitalny dla noworodka - idealne rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność. Ten wysokiej jakości wózek został zaprojektowany z myślą o najmłodszych pacjentach, oferując wiele praktycznych rozwiązań dla personelu medycznego i rodziców.

Wózek wyposażony jest w regulowaną wysokość stelaża z profilu aluminiowego, który został lakierowany proszkowo na biało. Dzięki temu prezentuje się nie tylko estetycznie, ale również jest trwały i łatwy do utrzymania w czystości. Podstawa wózka wykonana jest ze stali, a osłona z tworzywa ABS w kolorze białym dodaje mu eleganckiego wyglądu. Koła o średnicy 75 mm, zamocowane w obudowie z tworzywa sztucznego, zapewniają płynne poruszanie się i są wyposażone we wbudowane blokady, co gwarantuje stabilność wózka w czasie używania.

Wielofunkcyjny kojec wózka wykonany jest z przezroczystego tworzywa, co umożliwia ciągłą obserwację i nadzór nad maluszkami. Ponadto, kojec posiada opcję ustawienia w pozycji Anty Trendelenburga + 120 stopni, co zapewnia korzystne warunki dla noworodka. Materacyk w kojcu jest tapicerowany, aby zapewnić wygodę i delikatne podparcie dla maluszka. Regulacja wysokości kojca odbywa się za pomocą siłownika gazowego z wykorzystaniem pedału nożnego, co umożliwia łatwe dostosowanie w zakresie od 925 do 1225 mm.

Wózek szpitalny dla noworodka posiada również praktyczną szafkę z płyty meblowej, która została obustronnie laminowana w kolorze białym. Szafka zapewnia dodatkową przestrzeń do przechowywania niezbędnych akcesoriów medycznych czy odzieży dla noworodka. Front szafki wykonany jest z płyty meblowej MDF, która została lakierowana na kolor z palety RAL, dodając wózkowi indywidualnego charakteru.

Wymiary zewnętrzne wózka wynoszą 815x480x925-1225 mm, a wymiary wewnętrzne kojca to 660x410x220 mm (szerokość x głębokość x wysokość). Istnieje również możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym, co daje elastyczność w dopasowaniu wózka do konkretnej przestrzeni lub preferencji estetycznych.

Nasze wózki szpitalne dla noworodków są produkowane w kraju i wpisane na listę wyrobów medycznych. Dodatkowo, są sprzedawane ze stawką 8% VAT, co jest korzystne dla klientów.

Zapewniamy, że wózek szpitalny dla noworodka spełni najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu, zapewniając noworodkom i personelowi medycznemu niezbędne wsparcie podczas ich pobytu w szpitalu.

Wózek szpitalny dla noworodka - regulowana wysokość, dane techniczne:

- wymiary zew.: 815x480x925-1225 mm
- wymiary wew. kojca: 660x410x220 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor tapicerki TMBY: brak , T1 - czarny , T2 - biały , T3 - szary , T4 - beżowy , T5 - fiolet , T6 - czerwony , T7 - łososiowy , T8 - pomarańczowy , T9 - żółty , T10 - zielony , T11 - zielony groszek , T12 - jasnozielony , T14 - morski , T15 - błękitny , T16 - jasny niebieski , T17 - niebieski , T18 - granatowy

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)