

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-szpitalny-gastronomiczny-p-1993.html>



Wózek szpitalny gastronomiczny

Cena brutto	2 793,00 zł
Cena netto	2 586,11 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-04-A1-KO
Kod producenta	C-03-B2Q-66-KO-K5-WSTW2.01.KO.

Opis produktu

Nasz wózek został zaprojektowany z myślą o efektywnym i higienicznym transporcie leków, materiałów medycznych oraz innych niezbędnych produktów w środowisku szpitalnym. Poniżej znajdziesz kluczowe cechy tego produktu:

Wysoka Jakość Materiałów: Wózek został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości (gat. 0H18N9), co zapewnia trwałość, odporność na korozję oraz łatwość utrzymania w czystości. To rozwiązanie gwarantuje długotrwałe użytkowanie wózka, nawet w wymagających warunkach szpitalnych.

Funkcjonalność i Ergonomia: Stelaż wózka został wyposażony w solidne koła o średnicy 75 mm, z dwoma z nich posiadającymi blokadę, co zapewnia stabilność podczas przemieszczania się. Uchwyty z pręta o średnicy 8 mm są zintegrowane w konstrukcję stelaża, umożliwiając łatwe prowadzenie wózka. Dzięki tym rozwiązaniom, personel medyczny może efektywnie i komfortowo obsługiwać wózek w każdym zakątku szpitala.

Bezpieczny Transport Odpadów: Wózek posiada stelaż z pokrywą uchylną przeznaczoną do worka na odpady. Pokrywa wykonana z tworzywa ABS w kolorze szarym nie tylko zabezpiecza zawartość przed zanieczyszczeniem, ale również nadaje estetyczny wygląd całej konstrukcji. To rozwiązanie wspiera zasady higieny i bezpieczeństwa w środowisku medycznym.

Praktyczny Układ Przestrzenny: Wózek posiada 1 blat o wymiarach 705x415x20 mm z podniesionym rantem, montowany na stałe do stelaża. Dodatkowo, 4 kuwety o wymiarach 395x325x65 mm zapewniają optymalny układ przestrzenny do przechowywania i transportu różnorodnych produktów medycznych.

Precyzyjne Wymiary: Zgodnie z wymaganiami branży medycznej, wózek ma dokładnie określone wymiary całkowite (950x430x880 mm), blatu górnego oraz kuwet, co ułatwia jego dostosowanie do specyficznych potrzeb danego szpitala czy placówki medycznej.

Nasz wózek szpitalny gastronomiczny łączy funkcjonalność, trwałość oraz ergonomiczny design, dostarczając niezbędne narzędzie dla personelu medycznego w codziennych operacjach transportu i zarządzania materiałami medycznymi.

Wózek szpitalny gastronomiczny, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary kuwety: 395x325x65 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**