

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-szpitalny-szafka-na-bielizne-p-2574.html>



Wózek szpitalny, szafka na bieliznę

Cena brutto	6 500,00 zł
Cena netto	5 284,55 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WDP-WMW-1450

Opis produktu

Zapraszamy do odkrywania nowoczesnej funkcjonalności i elegancji w naszym wózku szpitalnym z szafką na bieliznę. Zaprojektowany z myślą o najwyższej wydajności i komforcie, nasz wózek jest nie tylko praktyczny, ale także estetyczny, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla każdego środowiska medycznego.

Funkcjonalność: Wózek do czystej bielizny jest wyposażony w 1 szafkę z 5 szufladami, z frontami o imponującej wysokości 150 mm każda. To idealne rozwiązanie do przechowywania i zorganizowania najważniejszych akcesoriów medycznych.

Solidna Konstrukcja: Stelaż wózka został wykonany z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale także lekkość konstrukcji. Stelaż jest anodowany lub lakierowany proszkowo, co zapewnia elegancki wygląd i odporność na warunki środowiskowe.

Elegancja w Szczegółach: Uchwyty do prowadzenia wykonane są ze stali kwasoodpornej, co nie tylko zapewnia wygodny chwyt, ale także odporność na korozję. Szuflady zostały wyposażone w system cichego domykania, co eliminuje niepotrzebny hałas i zapewnia dyskrecję w trakcie korzystania z wózka.

Praktyczne Rozwiązania: Błat wózka, otoczony z trzech stron, zapewnia dodatkową przestrzeń do pracy. Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, posiada wyjątkowo mobilne koła o średnicy 100 mm, z dwoma z nich z funkcją blokady. Dodatkowo, odboje na narożach podstawy chronią wózek przed uszkodzeniami.

Precyzyjne Wymiary: Wymiary całkowite bez dodatkowego wyposażenia to 640x540x1160 mm. Powierzchnia użytkowa blatu to 545x470x175 mm, a szuflady oferują przestrzeń o wymiarach 505x380x125 mm.

Estetyka i Wygoda: Nasz wózek nie tylko spełnia funkcje praktyczne, ale także prezentuje się elegancko. Dzięki różnorodności kolorów lakieru proszkowego z palety RAL, z łatwością dopasujesz go do charakteru otoczenia medycznego.

Zainwestuj w jakość i funkcjonalność - wybierz nasz wózek szpitalny z szafką na bieliznę, by zrewolucjonizować organizację przestrzeni w środowisku medycznym. Odpowiedź na Twoje potrzeby w jednym wyjątkowym produkcie.

Wózek szpitalny, szafka na bieliznę, wyposażenie;

- szafka z szufladami

-
- 5xszuflada (wysokość frontów 5x150mm)
 - uchwyt do prowadzenia

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Kolor płyt laminowanych TMBY: brak , Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)