

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-toaletowo-prysznicowy-p-3037.html>



Wózek toaletowo-prysznicowy MASTER-TIM 3w1

Cena brutto	925,00 zł
Cena netto	856,48 zł
Cena poprzednia	1 250,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MASTER-TIM

Opis produktu

Wózek toaletowo-prysznicowy MASTER-TIM Timago 3w1 do toalety, prysznica i opieki

Wózek toaletowo-prysznicowy MASTER-TIM Timago 3w1 to wózek sanitarny dla osoby, która ma trudność z samodzielnym dojściem do łazienki, wejściem pod prysznic albo bezpiecznym korzystaniem z toalety. Model łączy trzy funkcje: **wózka toaletowego z pojemnikiem sanitarnym**, **wózka pod prysznic** oraz **wózka do krótkiego transportu wewnątrz pomieszczeń**.

To rozwiązanie dla opiekuna, który potrzebuje jednego sprzętu do codziennej higieny, toalety i przemieszczania osoby wymagającej pomocy. MASTER-TIM sprawdzi się w domu, łazience, domu seniora, placówce opiekuńczej oraz na oddziale, gdzie ważne jest ograniczenie trudnych transferów między łóżkiem, fotelem, sedesem i prysznicem.

Wózek jest szczególnie przydatny wtedy, gdy zwykle krzesło prysznicowe, taboret łazienkowy albo sama nakładka na sedes nie wystarczają. Użytkownik otrzymuje stabilne siedzisko na kołach, a opiekun może łatwiej pomóc przy myciu, przesadzaniu i czynnościach toaletowych.

Dla kogo jest wózek sanitarny MASTER-TIM?

MASTER-TIM Timago jest przeznaczony dla seniorów, osób z ograniczoną mobilnością, pacjentów po zabiegach, osób po amputacji, osób osłabionych, z problemami z równowagą lub z trudnością w samodzielnym korzystaniu z łazienki. Może być używany jako **wózek łazienkowy dla seniora**, **wózek do mycia pacjenta**, **wózek do toalety i prysznica** albo **wózek transportowo-sanitarny** do codziennej opieki.

Nie jest to klasyczny wózek inwalidzki do samodzielnego poruszania się na zewnątrz. To wózek pomocniczy do użytku wewnątrz pomieszczeń, obsługiwany z pomocą opiekuna.

Funkcja 3w1: toaleta, prysznic i krótki transport

Największą przewagą modelu MASTER-TIM jest połączenie kilku zastosowań w jednym produkcie. Wózek może być używany:

- jako **wózek toaletowy z pojemnikiem sanitarnym**, gdy użytkownik nie może bezpiecznie dojść do WC,
- jako **wózek prysznicowy** do pomocy podczas kąpieli i mycia,
- jako **wózek łazienkowy** do przemieszczania osoby między pokojem, łazienką i toaletą,
- jako sprzęt ułatwiający opiekunowi przesadzanie, ustawienie użytkownika i wykonanie czynności higienicznych.

W komplecie znajduje się **pojemnik sanitarny z pokrywką**, dlatego MASTER-TIM może pełnić funkcję toalety pomocniczej. To ważne w opiece nad osobą, która wymaga szybkiego dostępu do toalety albo nie jest w stanie bezpiecznie przesiadać się kilka razy dziennie.

Przewaga MASTER-TIM: pojemnik, hamulce, podłokietniki i udźwig 150 kg

Wózek wyposażono w cztery obrotowe koła 5" z hamulcami. Koła ułatwiają manewrowanie w pomieszczeniach, a hamulce pomagają ustabilizować wózek podczas siadania, przesadzania i czynności higienicznych. Uchylne podłokietniki ułatwiają boczne przesadzanie użytkownika, a podnóżki z płytami pod stopy poprawiają komfort siedzenia podczas krótkiego transportu.

Siedzisko o wymiarach 44 x 43 cm zapewnia stabilne podparcie, a maksymalne obciążenie do 150 kg pozwala wykorzystać wózek u wielu osób wymagających wsparcia w codziennej opiece. Konstrukcja jest przeznaczona do zastosowań sanitarnych, dlatego sprawdzi się w łazience, przy toalecie i podczas kąpieli pod prysznicem.

MASTER-TIM czy inny wózek toaletowo-prysznicowy?

MASTER-TIM sprawdzi się wtedy, gdy opieka nie kończy się na kąpieli. Wózek łączy funkcję toalety pomocniczej, siedziska prysznicowego i sprzętu do krótkiego przemieszczania osoby z ograniczoną mobilnością. Pojemnik sanitarny, cztery obrotowe koła 5", hamulce, uchylne podłokietniki i podnóżki ograniczają potrzebę wielokrotnego przesadzania użytkownika podczas codziennych czynności higienicznych.

Do kąpieli bez funkcji toalety odpowiedni może być prostszy [wózek prysznicowy Timago FS 7962L](#). Model jest przeznaczony przede wszystkim do mycia oraz krótkiego przemieszczania użytkownika wewnątrz pomieszczeń i nie posiada pojemnika sanitarnego.

Duże tylne koła 24" oferuje [wózek toaletowo-prysznicowy COMPLEX-TIM](#). Ma dwa przednie koła obrotowe 5", szerokość całkowitą 63,5 cm i maksymalne obciążenie 150 kg. MASTER-TIM jest od niego bardziej kompaktowy: ma 57 cm szerokości i cztery obrotowe koła 5", dlatego łatwiej nim manewrować w mniejszych pomieszczeniach.

Możliwość zmiany konfiguracji kół zapewnia [wózek prysznicowo-toaletowy SANI-TIM z kołami 24" i 5"](#). W komplecie znajdują się duże tylne koła 24" oraz cztery małe koła 5". SANI-TIM ma siedzisko 50 x 45 cm, szerokość całkowitą 68,5 cm i maksymalne obciążenie 120 kg. MASTER-TIM zajmuje mniej miejsca i oferuje większy udźwig — do 150 kg.

Podparcie głowy i regulację nachylenia zapewnia [wózek MASTER-TIM PLUS z zagłówkiem](#). Wersja PLUS zachowuje funkcję toalety, prysznic i transportu, a dodatkowo pozwala zmieniać kąt ustawienia siedziska razem z oparciem w zakresie do 30°.

Przy kompletowaniu wyposażenia bezpiecznej łazienki sprawdź również [artykuły sanitarne dla seniora i osób niepełnosprawnych](#) oraz kategorię [krzesła prysznicowych](#).

Do jakich sytuacji pasuje ten wózek?

- opieka nad seniorem w domu,
- pomoc osobie po zabiegu lub w trakcie rekonwalescencji,
- trudność z samodzielnym dojściem do toalety,
- kąpiel osoby z ograniczoną mobilnością,
- krótki transport użytkownika po mieszkaniu lub placówce,
- ograniczenie liczby transferów między łóżkiem, fotelem, sedesem i prysznicem,
- wyposażenie domu seniora, placówki opiekuńczej lub oddziału.

Najważniejsze cechy wózka MASTER-TIM Timago

- wózek sanitarny 3w1: toaleta, prysznic i krótki transport,
- pojemnik sanitarny z pokrywką w zestawie,
- cztery koła 5" z hamulcami,
- uchylne podłokietniki ułatwiające przesadzanie,
- podnóżki z płytami pod stopy,
- siedzisko 44 x 43 cm,
- maksymalne obciążenie do 150 kg,
- zastosowanie w opiece domowej i placówkach opiekuńczych,
- pomoc przy toalecie, prysznicu i przemieszczaniu osoby wymagającej wsparcia.

Dane techniczne

Model	MASTER-TIM
-------	------------

Marka	Timago
Numer katalogowy	SM-TGO-MASTER-TIM
Typ produktu	wózek toaletowo-prysznicowy, sanitarny, transportowy 3w1
Funkcja	toaleta, prysznic, krótki transport wewnątrz pomieszczeń
Szerokość całkowita	57 cm
Szerokość wewnętrzna	45 cm
Głębokość całkowita	86 cm
Wysokość siedziska od podłoża	49-56,5 cm
Wysokość całkowita	94-101,5 cm
Wymiary siedziska	44 x 43 cm
Średnica kół	5"
Hamulce	tak, przy kołach
Podłokietniki	tak, uchylne
Podnóżki	tak, uchylne, z płytami pod stopy
Pojemnik sanitarny	tak, z pokrywką
Waga	11,4 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg
Kolor ramy	biały
Zastosowanie	opieka domowa, łazienka, toaleta, prysznic, dom seniora, placówka opiekuńcza

Co znajduje się w zestawie?

- rama wózka,
- siedzisko,
- cztery koła 5" z hamulcem,
- cztery blokady montażowe kół,
- oparcie z podłokietnikami,
- dwie śruby blokujące oparcie,
- prawy i lewy podnóżek z płytą podnóżka,
- pojemnik sanitarny z pokrywką.

Przed zakupem sprawdź trzy rzeczy

- **Szerokość przejść i drzwi** - wózek ma 57 cm szerokości całkowitej, dlatego warto sprawdzić przejazd do łazienki.
- **Miejsce przy toalecie i prysznicu** - wózek wymaga przestrzeni do manewrowania oraz pomocy opiekuna.
- **Potrzeby użytkownika** - MASTER-TIM jest najlepszy wtedy, gdy potrzebna jest funkcja toalety, prysznic i krótkiego transportu w jednym sprzęcie.

Więcej praktycznych informacji o bezpiecznej łazience znajdziesz w poradniku [Prysznic bez barier - taborety, krzesła i ławeczki](#) oraz w artykule [Czym są artykuły sanitarne dla niepełnosprawnych i kiedy są niezbędne](#).