

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-transportowo-kapielowy-hydrauliczna-regulacja-wysokosci-p-986.html>



Wózek transportowo-kąpielowy (hydrauliczna regulacja wysokości)

Cena brutto	11 070,00 zł
Cena netto	10 250,00 zł
Czas wysyłki	3 tygodnie
Numer katalogowy	SM-INW-WTK-C-C213 EVO AT

Opis produktu

Wózek kąpielowy posiada leżysko-wannę, która została wykonana z PVC i zaopatrzona w odpływ. Uchylne barierki boczne oraz możliwość regulacji wysokości ułatwia przenoszenie pacjenta z łóżka na wózek bez potrzeby jego podnoszenia. Osoby stale leżące, które wymagają przeniesienia na wózek higieniczny wystarczy jedynie przeciągnąć z łóżka po wcześniejszym dostosowaniu wysokości wózka do łóżka pacjenta. Regulacja w tym modelu wannowózka następuje za pomocą siłownika hydraulicznego, a dodatkowy komfort zapewniają opuszczane barierki. W standardowym wyposażeniu prezentowanego wózka kąpielowego znajduje się poduszka dla pacjenta. Nadmiar wody odprowadzany jest za pomocą specjalnego przewodu poza wózek.

Wózek transportowo-kąpielowy jest stabilny, bezpieczny, mobilny, wygodny w obsłudze i prosty w konserwacji. Konstrukcja i połączenia ruchome są odporne na kontakt z wodą (elementy wykonane ze stali nierdzewnej).

Cechy wózka transportowo-kąpielowego:

- konstrukcja ze stali standardowej lakierowana proszkowo na kolor biały,
- wanna z PCV wyposażona w poduszkę i odpływ,
- hydrauliczna regulacja wysokości,
- koła skrętne z indywidualną blokadą,
- 4 odbojniki,
- czołowe barierki ze stali nierdzewnej,
- odchylane boczne barierki ze stali nierdzewnej,
- koło kierunkowe (koło umożliwiające jazdę w określonym kierunku z możliwością blokady indywidualnej),
- obudowa ramy dolnej,
- barierki boczne i szczyty ze stali nierdzewnej INOX,

Dane techniczne:

- Szerokość całkowita 73 cm
- Długość całkowita 209,5 cm
- Wysokość całkowita 87 – 125,5 cm
- Szerokość dna wanny 56 cm
- Długość dna wanny 186 cm
- Wysokość do dna wanny 54,5 – 93 cm

-
- Waga 70 kg
 - Obciążenie dopuszczalne 180 kg
 - Średnica kół 20 cm

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.