

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-transportowy-koszowy-lakierowany-p-3175.html>



Wózek transportowy koszowy lakierowany

Cena brutto	3 396,00 zł
Cena netto	3 144,44 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-D-03-66
Kod producenta	D-03-S(1)2K(90)-66-ST-K5-W

Opis produktu

Profesjonalny wózek transportowy medyczny - idealny towarzysz w codziennej pracy medycznej.

Wózek transportowy koszowy lakierowany to niezastąpione narzędzie w każdym placówce medycznej. Zaprojektowany z myślą o ergonomii i funkcjonalności, zapewnia wygodę użytkowania oraz bezpieczeństwo przechowywania i transportu sprzętu medycznego.

Główne cechy produktu:

- Wymowana taca o wymiarach 705x390x18 mm wykonana ze stali kwasoodpornej, gwarantująca trwałość i łatwość w czyszczeniu.
- Praktyczna szuflada o wymiarach 655x385x155 mm, idealna do przechowywania drobnych akcesoriów medycznych.
- Dwie półki koszowe o wymiarach 655x405x90 mm, zapewniające dodatkową przestrzeń do organizacji sprzętu.
- Szyna instrumentalna zabezpieczona narożnikami, zapewniająca bezpieczne przechowywanie urządzeń.
- Uchwyt do worka na odpady z pokrywą uchylną z tworzywa ABS, ułatwiający utrzymanie porządku w miejscu pracy.
- Pojemnik na rękawiczki obudowany z 3 stron, zapewniający higieniczne przechowywanie rękawiczek.

Wykonanie:

- Stelaż stalowy ocynkowany, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, z możliwością blokady, zapewniający łatwe manewrowanie oraz stabilność podczas transportu.
- Taca, szuflada i półki koszowe wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na biało, nadając produktowi estetyczny wygląd oraz trwałość.
- Pokrywa od uchwytu na odpady z tworzywa w kolorze białym, zapewniająca higieniczne przechowywanie odpadów medycznych.

Wymiary:

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 1000x480x890 mm.
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm.
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm.
- Wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość].

Dzięki swojej solidnej konstrukcji oraz funkcjonalności, wózek transportowy koszowy lakierowany to niezbędny element wyposażenia każdej placówki medycznej, który znacząco ułatwia codzienną pracę personelu medycznego.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**