

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-transportowy-koszowy-z-kwasowki-p-3176.html>



## Wózek transportowy koszowy z kwasówki

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Cena brutto      | <b>4 500,00 zł</b>                |
| Cena netto       | <b>4 166,67 zł</b>                |
| Czas wysyłki     | <b>8-9 tygodni</b>                |
| Numer katalogowy | <b>SM-TMBY-D-03-66</b>            |
| Kod producenta   | <b>D-03-S(1)2K(90)-66-KO-K5-W</b> |

### Opis produktu

Zaprezentujemy Ci wózek transportowy koszowy z kwasoodpornej stali, idealny do zastosowań medycznych. Ten niezwykle wszechstronny produkt został zaprojektowany, aby zapewnić wygodę i funkcjonalność w codziennej pracy personelu medycznego.

Wyjątkowa konstrukcja tego wózka obejmuje solidny stelaż wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale także odporność na korozję, co jest niezwykle istotne w środowisku medycznym. Stelaż wyposażony jest w solidne koła o średnicy 75 mm, z czego dwa z nich posiadają blokadę, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo podczas transportu.

Wózek ten został wyposażony w szereg funkcjonalnych elementów, które sprawiają, że jest niezastąpiony w codziennej pracy. Na wierzchu znajduje się wyjmowana taca o wymiarach 705x390x18 mm, która umożliwia łatwe organizowanie i transportowanie niezbędnych narzędzi i materiałów. Dodatkowo, wózek posiada szufladę o wymiarach 655x385x155mm oraz dwie półki koszowe o wymiarach 655x405x90 mm, które pozwalają na efektywne przechowywanie różnorodnych przedmiotów medycznych.

Ten wózek transportowy został także wyposażony w praktyczne akcesoria, takie jak uchwyt do worka na odpady z pokrywą uchylną z tworzywa ABS oraz pojemnik na rękawiczki, obudowany z trzech stron, zapewniający łatwy dostęp do niezbędnych środków ochrony osobistej.

Optymalne wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego (1000x480x890 mm) sprawiają, że wózek ten jest łatwy w manewrowaniu nawet w ciasnych przestrzeniach, jednocześnie oferując dużą powierzchnię użytkową. Powierzchnie tacy oraz szuflady zapewniają odpowiednio dużo miejsca na przechowywanie i transportowanie najważniejszych narzędzi i materiałów medycznych.

Wózek transportowy koszowy z kwasoodpornej stali to nie tylko niezbędne narzędzie w pracy personelu medycznego, ale także symbol wysokiej jakości, funkcjonalności i niezawodności. Dzięki niemu codzienne obowiązki w placówkach medycznych stają się znacznie łatwiejsze i bardziej efektywne.

#### **Wózek transportowy koszowy z kwasówki, dane techniczne;**

- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 1000x480x890 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 580x345x125 mm
- Wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

