

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-transportowy-na-brudna-bielizne-bez-pokrywy-p-2545.html>



WZ-1KO/100 wózek na odpady i brudną bieliznę 100-120 l bez pokrywy

Cena brutto	1 090,00 zł
Cena netto	886,18 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WBP-WZ-1KO/100

Opis produktu

Większy wózek na jeden worek 100-120 l do brudownika, oddziału i zaplecza

WZ-1KO/100 to pojedynczy, mobilny wózek bez pokrywy, przeznaczony do worka o pojemności 100-120 l. Model sprawdza się w brudownikach, oddziałach, domach opieki, gabinetach, zapleczach sanitarnych i pomieszczeniach pomocniczych, gdzie potrzebne jest większe stanowisko na odpady lub brudną bieliznę.

To większy wariant wózka na jeden worek. W porównaniu z modelem 60-80 l daje więcej miejsca na odpady lub bieliznę, ale nadal pozostaje konstrukcją prostą, pojedynczą i łatwą do ustawienia w pomieszczeniu. WZ-1KO/100 warto wybrać wtedy, gdy mały kosz jest za mały, a wózek podwójny lub potrójny nie jest jeszcze potrzebny.

Większy worek 100-120 l – mniej kompromisów w codziennej pracy

Najważniejszą przewagą modelu WZ-1KO/100 jest większa pojemność robocza. Wózek obsługuje worek 100-120 l, dlatego lepiej sprawdza się w miejscach, gdzie ilość brudnej bielizny lub odpadów jest większa niż w małym gabinecie, ale nadal wystarczy jedno stanowisko robocze.

- **pojemność worka 100-120 l** – większa przestrzeń na odpady lub brudną bieliznę,
- **pojedynczy model bez pokrywy** – szybki dostęp do worka przy częstym użytkowaniu,
- **stal kwasoodporna 0H18N9** – trwała konstrukcja do środowiska medycznego,
- **obręcz z klipsami zaciskowymi** – zabezpiecza worek przed zsunięciem,
- **koła 50 mm** – ułatwiają przesuwanie wózka między stanowiskami,
- **dwa koła z blokadą** – pozwalają stabilnie ustawić wózek w miejscu pracy,
- **stelaż przygotowany do rozbudowy** – możliwość dodania kolejnych segmentów za pomocą elementów złącznych.

Do odpadów lub brudnej bielizny – jeden wózek, dwa praktyczne zastosowania

WZ-1KO/100 może być używany jako wózek na odpady albo jako wózek na brudną bieliznę. Dzięki temu sprawdza się w placówkach medycznych, opiekuńczych i pomocniczych, gdzie wyposażenie musi być praktyczne, mobilne i łatwe do dopasowania do organizacji pracy.

Ten model nie jest małym pojemnikiem na odpady ostre. To otwarty, stalowy wózek na duży worek 100-120 l, przeznaczony do pracy w brudowniku, na oddziale, w gabinecie lub zapleczu sanitarnym.

Kiedy wybrać WZ-1KO/100 zamiast modelu 60-80 l?

WZ-1KO/100 jest właściwym wyborem wtedy, gdy mniejszy wariant 60-80 l wymagałby zbyt częstej wymiany worka albo byłby niewystarczający do codziennej pracy. Większa pojemność 100-120 l daje więcej miejsca, ale nie wymaga ustawiania wózka podwójnego lub potrójnego.

Wariant	Najlepsze zastosowanie
60-80 l	małe gabinety, stanowiska pomocnicze i miejsca z ograniczoną przestrzenią
WZ-1KO/100 100-120 l	brudowniki, oddziały, zaplecza i miejsca, gdzie potrzebny jest większy worek
model podwójny	gdy potrzebne są dwa niezależne worki przy jednym stanowisku
model potrójny	gdy placówka potrzebuje kilku oddzielnych stanowisk roboczych

Model bez pokrywy – szybki dostęp do dużego worka

WZ-1KO/100 to model bez pokrywy. Takie rozwiązanie jest praktyczne tam, gdzie personel często korzysta z worka i potrzebuje szybkiego dostępu bez podnoszenia klapy. Otwarta konstrukcja dobrze sprawdza się w pomieszczeniach roboczych, brudownikach i zapleczach, gdzie liczy się wygoda oraz sprawna obsługa.

Jeżeli placówka potrzebuje modelu zamykanego, z pokrywą albo z obsługą pedałową, należy wybrać inny wariant. WZ-1KO/100 jest najlepszy wtedy, gdy priorytetem jest duża pojemność, prosta konstrukcja i szybki dostęp do worka.

Stal kwasoodporna 0H18N9 i stabilne mocowanie worka

Wózek został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. To ważne w placówkach medycznych i opiekuńczych, gdzie wyposażenie jest intensywnie użytkowane i powinno być trwałe, stabilne oraz łatwe do utrzymania w czystości.

Obroż została wyposażona w klipsy zaciskowe, które pomagają utrzymać worek 100-120 l we właściwym położeniu. Dzięki temu worek nie zsuwa się tak łatwo podczas użytkowania, a praca personelu jest bardziej uporządkowana.

Mobilny wózek na kołach 50 mm z blokadą

WZ-1KO/100 ma koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. Dzięki temu można go łatwo przestawić, a następnie stabilnie ustawić przy ścianie, stanowisku pracy, w brudniku lub w innym miejscu, w którym aktualnie jest potrzebny.

Stelaż przygotowany do rozbudowy o kolejne segmenty

Stelaż wózka jest przystosowany do rozbudowy o kolejne segmenty bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych. Rozbudowa odbywa się za pomocą elementów złącznych, co pozwala dopasować wyposażenie do zmieniającej się organizacji pracy w placówce.

Jeżeli potrzebne są inne rozwiązania do organizacji worków, sprawdź również kategorię [kosze na odpady medyczne](#) oraz [wózki na odpady lub brudną bieliznę](#).

Najważniejsze parametry techniczne

Model	WZ-1KO/100
Numer katalogowy	SM-TMBY-WBP-WZ-1KO/100
Rodzaj	pojedynczy wózek bez pokrywy
Przeznaczenie	odpady lub brudna bielizna
Pojemność worka	100-120 l
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Mocowanie worka	obroż z klipsami zaciskowymi
Koła	50 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada kół	2 koła z blokadą
Wymiary całkowite	410 x 465 x 850 mm

FAQ

Czym różni się WZ-1KO/100 od modelu 60-80 l?

WZ-1KO/100 jest większym wariantem przeznaczonym do worków 100-120 l. Warto wybrać go wtedy, gdy placówka gromadzi więcej odpadów lub brudnej bielizny w jednym miejscu.

Czy WZ-1KO/100 ma pokrywę?

Nie. To pojedynczy model bez pokrywy, zaprojektowany z myślą o szybkim dostępie do worka 100–120 l.

Do jakich worków pasuje ten wózek?

Wózek jest przeznaczony do worków o pojemności 100–120 l.

Czy ten model nadaje się na odpady i brudną bieliznę?

Tak. WZ-1KO/100 może być używany jako wózek na odpady lub jako wózek na brudną bieliznę, w zależności od organizacji pracy w placówce.

Czy worek jest zabezpieczony przed zsunięciem?

Tak. Obręcz ma klipsy zaciskowe, które pomagają utrzymać worek we właściwym położeniu.

Jakie są wymiary wózka WZ-1KO/100?

Wymiary całkowite wózka wynoszą 410 x 465 x 850 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące