

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-transportowy-na-odpadki-medyczne-p-2546.html>



WZ-2KO/40 wózek na odpady i brudną bieliznę 40 l z pokrywą pedałową

Cena brutto	1 290,00 zł
Cena netto	1 048,78 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZP-WZ-2KO/40

Opis produktu

Kompaktowy wózek 40 l z pokrywą pedałową do gabinetu i brudownika

WZ-2KO/40 to kompaktowy, pojedynczy wózek na odpady lub brudną bieliznę, przeznaczony do worka o pojemności 40 l. Wyróżnia go pokrywa podnoszona pedałem, spowalniacz cichego opadania oraz konstrukcja wykonana w całości ze stali kwasoodpornej 0H18N9.

To najlepszy wybór do miejsc, w których potrzebny jest mniejszy, zamykany wózek na worek, a nie duży model 60-80 l lub 100-120 l bez pokrywy. Sprawdza się w gabinetach, brudownikach, punktach zabiegowych, zapleczech sanitarnych, domach opieki i pomieszczeniach pomocniczych.

Pokrywa pedałowa ze spowalniaczem – największa przewaga tego modelu

Najważniejszą różnicą między tym produktem a modelami bez pokrywy jest system zamykania. Wózek ma pokrywę podnoszoną pedałem, dlatego personel może otworzyć ją bez konieczności podnoszenia pokrywy dłonią. To praktyczne rozwiązanie w miejscach, gdzie liczy się wygoda, porządek i ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pokrywą.

Pokrywa została wyposażona w spowalniacz cichego opadania. Dzięki temu nie zamyka się gwałtownie, co poprawia komfort pracy, ogranicza hałas i zmniejsza ryzyko szybkiego zużycia elementów mechanicznych.

Mechanizm na dwóch cięgnach – równomierne podnoszenie pokrywy

Pokrywa otwierana jest mechanizmem opartym na dwóch cięgnach, które równomiernie unoszą pokrywę. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko jej odkształcania podczas intensywnego użytkowania i jest szczególnie ważne w placówkach, gdzie wózek pracuje codziennie.

- **pojemność worka 40 l** – kompaktowy rozmiar do mniejszych pomieszczeń,
- **pokrywa podnoszona pedałem** – wygodne otwieranie bez użycia dłoni,
- **spowalniacz cichego opadania** – większy komfort pracy i mniej hałasu,
- **dwa cięgna pokrywy** – równomierne podnoszenie i mniejsze ryzyko odkształcenia,
- **stal kwasoodporna 0H18N9** – trwała konstrukcja do środowiska medycznego,
- **kłipsy zaciskowe** – pomagają utrzymać worek w odpowiednim położeniu,
- **koła 50 mm z blokadą** – łatwe przestawianie i stabilne ustawienie wózka.

Kiedy wybrać wózek 40 l z pokrywą?

Model 40 I warto wybrać wtedy, gdy placówka potrzebuje mniejszego, zamykanego stanowiska na odpady lub brudną bieliznę. To dobry wybór do gabinetów, małych brudowników, pomieszczeń zabiegowych i zapleczy, gdzie większy wózek byłby niepotrzebny albo zajmowałby zbyt dużo miejsca.

W przeciwieństwie do otwartych modeli 60-80 I i 100-120 I, ten wariant ma pokrywę. Dzięki temu lepiej sprawdza się tam, gdzie ważne jest zasłonięcie worka i wygodne otwieranie pedałem.

WZ-2KO/40 a większe modele – jak dobrać właściwy wariant?

Wariant	Najlepsze zastosowanie
40 I z pokrywą pedałową	małe gabinety, zaplecza, brudowniki i miejsca, gdzie potrzebny jest zamykany worek
60-80 I bez pokrywy	szybki dostęp do worka w mniejszych pomieszczeniach roboczych
100-120 I bez pokrywy	większa ilość odpadów lub brudnej bielizny w jednym miejscu
model podwójny lub potrójny	kilka worków przy jednym stanowisku i rozdzielenie zastosowań

Do odpadów lub brudnej bielizny

Wózek może być używany jako kosz na odpady albo jako wózek na brudną bieliznę, w zależności od organizacji pracy w placówce. Pojemność 40 I sprawdza się szczególnie tam, gdzie odpady lub bielizna są gromadzone w mniejszych ilościach, ale nadal potrzebna jest stabilna, mobilna konstrukcja z pokrywą.

Jeżeli szukasz innych wariantów do organizacji worków, sprawdź kategorię [kosze na odpady medyczne](#) oraz [wózki na odpady lub brudną bieliznę](#).

Stal kwasoodporna 0H18N9 i stabilne mocowanie worka

Wózek został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. To ważne w wyposażeniu medycznym, ponieważ konstrukcja jest przeznaczona do intensywnego użytkowania i powinna być trwała, stabilna oraz łatwa do utrzymania w czystości.

Obroż została wyposażona w klipsy zaciskowe, które pomagają utrzymać worek 40 I we właściwym położeniu. Dzięki temu worek nie zsuwa się tak łatwo podczas użytkowania, a stanowisko pracy pozostaje bardziej uporządkowane.

Mobilna konstrukcja na kołach 50 mm z blokadą

Wózek ma koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. Dzięki temu można go łatwo przestawić, a następnie stabilnie ustawić przy ścianie, stanowisku pracy, w gabinecie lub brudowniku.

Stelaż przygotowany do rozbudowy

Stelaż jest przystosowany do rozbudowy o kolejne segmenty bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych. Rozbudowa odbywa się za pomocą elementów złącznych, co pozwala dopasować wyposażenie do zmieniającej się organizacji pracy w placówce.

Najważniejsze parametry techniczne

Model	WZ-2KO/40
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZP-WZ-2KO/40
Rodzaj	pojedynczy wózek z pokrywą pedałową
Przeznaczenie	odpady lub brudna bielizna
Pojemność worka	40 I
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Pokrywa	podnoszona pedałem, ze spowalniczem cichego opadania
Mechanizm pokryw	dwa ciągną równomiernie podnoszące pokrywę
Mocowanie worka	obroż z klipsami zaciskowymi
Koła	50 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada kół	2 koła z blokadą
Wymiary całkowite	330 x 385 x 520 mm

FAQ

Czym różni się WZ-2KO/40 od modeli 60-80 I i 100-120 I?

WZ-2KO/40 jest mniejszym, kompaktowym modelem na worek 40 l i ma pokrywę podnoszoną pedałem. Modele 60-80 l i 100-120 l są większe, a wcześniejsze warianty w tej grupie były modelami bez pokrywy.

Czy pokrywa jest otwierana ręcznie?

Nie. Pokrywa jest podnoszona pedałem, dzięki czemu personel nie musi podnosić jej dłonią podczas codziennego użytkowania.

Czy pokrywa opada cicho?

Tak. Pokrywa ma spowalniacz cichego opadania, który poprawia komfort pracy i ogranicza gwałtowne uderzanie pokrywy o obręcz.

Do jakich worków pasuje ten wózek?

Wózek jest przeznaczony do worków o pojemności 40 l.

Czy worek jest zabezpieczony przed zsunięciem?

Tak. Obręcz ma klipsy zaciskowe, które pomagają utrzymać worek we właściwym położeniu.

Jakie są wymiary wózka WZ-2KO/40?

Wymiary całkowite wózka wynoszą 330 x 385 x 520 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz kolor pokrywy RAL: Nie wybrano , Biały RAL9003 (+ 80,00 zł), Kremowy RAL9001 (+ 80,00 zł), Perłowy RAL1013 (+ 80,00 zł), Beżowy RAL1015 (+ 80,00 zł), Żółty RAL1018 (+ 80,00 zł), Jasnoróżowy RAL3015 (+ 80,00 zł), Czerwony RAL3000 (+ 80,00 zł), Brzoskwiniowy RAL1034 (+ 80,00 zł), Pomarańczowy RAL2008 (+ 80,00 zł), Morski RAL5021 (+ 80,00 zł), Seledynowy RAL6033 (+ 80,00 zł), Lekko zielony RAL6027 (+ 80,00 zł), Jasnozielony RAL6019 (+ 80,00 zł), Zielony RAL6018 (+ 80,00 zł), Niebieski RAL5012 (+ 80,00 zł), Ciemnoniebieski RAL5017 (+ 80,00 zł), Granatowy RAL5002 (+ 80,00 zł), Aluminiowy RAL9006 (+ 80,00 zł), Szary RAL7035 (+ 80,00 zł)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące