

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-wielofunkcyjny-mx31-34-37pro-p-2207.html>

Wózek wielofunkcyjny - MX31-34-37PRO

Cena brutto	6 330,00 zł
Cena netto	5 861,11 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-FCH-MX31-34-37PRO

Opis produktu

Wózek ten spełnia wymagania w wielu oddziałach **szpitalnych do pielęgnacji chorych i podczas prostych zabiegów medycznych**, do tego jest pomocny w **transporcie materiałów medycznych, oraz leków**.

Wykonany jest ze **stali lakierowanej metodą proszkową**, natomiast jego blat został wykonany z **tworzywa ABS**. Został on wyposażony w **koła przeciwpółowe z gumy termoplastycznej** (trzy z nich posiadają blokadę), oraz dodatkowo w **centralny zamek**.

Szuflady:

- samoczynne domykanie
- wymiary:
569mm x 398 mm x 76 mm
569mm x 398 mm x 155 mm
569 mm x 398 mm x 234 mm

Wózek wielofunkcyjny MX PRO, cechy:

- koła przeciwpółowe z gumy termoplastycznej
- do oddziałów szpitalnych
- do transportu materiałów medycznych, oraz leków
- wykonanie ze stali lakierowanej metodą proszkową
- blat wykonany z tworzywa ABS
- centralny zamek

Specyfikacja	MX31PRO	MX34PRO	MX37PRO
szerokość	690 mm	690 mm	690 mm
głębokość	518 mm	518 mm	518 mm
wysokość	927 mm	1006 mm	1085 mm
wysokość bez kół	793 mm	872 mm	951 mm



kosz uniwersalny

pojemnik odporny na
przekłucia

regulowany wieszak na
płyny infuzyjne

zamykany kosz na
odpady

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model wózka: MX34PRO