

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-wielofunkcyjny-na-oddzial-szpitalny-mx34pro-p-3016.html>



Wózek wielofunkcyjny na oddział szpitalny MX34PRO

Cena brutto	6 330,00 zł
Cena netto	5 861,11 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-FCH-MX34PRO

Opis produktu

Ten wózek wielofunkcyjny na oddział szpitalny ma za zadanie ułatwić pracę personelowi medycznemu w zakresie pielęgnacji chorych. Jest niezastąpiony w trakcie prostych zabiegów medycznych. Idealnie sprawdzi się również w transporcie materiałów medycznych oraz leków.

Wózek wielofunkcyjny wykonany jest ze stali lakierowanej proszkowo. Wyposażony on jest w centralny zamek, dzięki czemu zawartość szuflad może być chroniona przed dostępem osób niepowołanych.

Dzięki zastosowaniu wysuwanego blatu bocznego, użytkownik może cieszyć się zwiększonym obszarem roboczym.

Na szczególną uwagę zasługują tutaj koła jezdne, przeciwpyłowe, dzięki którym użytkownik może z łatwością manewrować wózkiem.

Wózek wielofunkcyjny wpisany jest na listę wyrobów medycznych i sprzedawany jest ze stawką 8% VAT.

Wózek wielofunkcyjny na oddział szpitalny MX34PRO, cechy:

- ułatwia pracę personelowi medycznemu,
- niezastąpiony w trakcie zabiegów medycznych,
- idealny do przewożenia leków,
- wykonany ze stali lakierowanej proszkowo,
- posiada centralny zamek,
- blat wykonany z tworzywa ABS,
- wysuwany blat boczny (zwiększony obszar roboczy),
- koła jezdne,
- koła przeciwpyłowe,
- szuflady z samodomykiem,
- solidny,
- trwały,
- estetycznie wykonany,
- wpisany na listę wyrobów medycznych,
- sprzedawany ze stawką 8% VAT.

Wózek wielofunkcyjny na oddział szpitalny MX34PRO, standardowe wyposażenie:

- regulowany wieszak na płyny infuzyjne
- kosz uniwersalny
- zamykany kosz na odpady
- pojemnik odporny na przekucia

Wózek wielofunkcyjny na oddział szpitalny MX34PRO, wymiary szuflad:

-
- 569mm x 398 mm x 76 mm
 - 569mm x 398 mm x 155 mm
 - 569 mm x 398 mm x 234 mm

Wózek wielofunkcyjny na oddział szpitalny MX34PRO, dane techniczne:

- szerokość: 690 mm
- głębokość: 518 mm
- wysokość: 1006 mm
- wysokość bez kół: 872 mm

kosz uniwersalny

pojemnik odporny na
przekłucia



regulowany wieszak na
płyny infuzyjne



zamykany kosz na
odpady

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.