

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-wielofunkcyjny-na-posciel-szpitalna-p-2571.html>



Wózek wielofunkcyjny na pościel szpitalną

Cena brutto	5 500,00 zł
Cena netto	4 471,54 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WDP-WMW-1210

Opis produktu

Prezentujemy Wózek Wielofunkcyjny na Pościel Szpitalną – innowacyjne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z nowoczesnym designem, spełniając najwyższe standardy w zakresie opieki medycznej.

Stworzony z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie pacjenta, wózek ten posiada 1x szafkę z drzwiczkami, wyposażoną w solidny zamek, gwarantujący bezpieczne przechowywanie najważniejszych akcesoriów medycznych. Wzbogacony o 1x półkę oraz 1x głęboką szufladę z systemem cichego domykania, nasz wózek zapewnia doskonałe warunki przechowywania i łatwy dostęp do niezbędnych materiałów.

Wykonany z wysokiej jakości stelażu z zamkniętych profili aluminiowych oraz trwałych złączek ABS, nasz wózek nie tylko prezentuje się elegancko, ale również charakteryzuje się długą żywotnością. Stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo dostępny w szerokiej palecie kolorów wg palety RAL, pozwala dopasować wózek do każdego wnętrza, dodając mu estetycznego charakteru.

Komfort obsługi to priorytet, dlatego uchwyty do prowadzenia wykonane zostały ze stali kwasoodpornej, zapewniając trwałość i łatwość w utrzymaniu czystości. Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej dodaje solidności i elegancji.

Szuflady z systemem cichego domykania oraz blat z trzech stron obudowany to elementy, które podkreślają naszą dbałość o detale. Dodatkowo, podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, posiada wyjątkowo mobilne koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą, zapewniające łatwą mobilność i stabilność wózka. Odboje na narożach podstawy chronią go przed uszkodzeniami.

Wymiary całkowite bez wyposażenia dodatkowego to 640x540x1030 mm, a powierzchni użytkowej blatu to 545x470x175 mm. Szafka oferuje przestrzeń w wymiarach 545x450x225 mm x2, a szuflada to 505x380x130 mm, zapewniając swobodne przechowywanie niezbędnych akcesoriów medycznych.

Wózek Wielofunkcyjny na Pościel Szpitalną – to nie tylko produkt medyczny, to wyraz naszej troski o komfort i bezpieczeństwo pacjentów, łączący funkcjonalność z estetyką.

Wózek wielofunkcyjny na pościel szpitalną, Wyposażenie:

- szafka z drzwiczkami

-
- 1xpółka
 - 1xzamek
 - 1x szuflada głęboka
 - uchwyt do prowadzenia

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor płyt laminowanych TMBY: Biel alpejska , Jasny szary , Kość słoniowa , Dąb elegance , Olcha , Dzika grusza , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Malinowy róż (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Różany (+ 10.00%) , Fiolet (+ 10.00%) , Jasnoniebieski (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Niebieski marmara (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Trawa cytrynowa (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%)

Kolor stelaża TMBY: RAL 9003-biały , RAL RAL9001-kremowy , RAL 1013 , RAL 1015 , RAL 1018 , RAL 3015 , RAL 3000 , RAL 1034 , RAL 2008 , RAL 5021 , RAL 6033 , RAL 6027 , RAL 6019 , RAL 6018 , RAL 5012 , RAL 5017 , RAL 5002 , RAL 9006 , RAL 7035