

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-zabiegowy-blat-z-tworzywa-abs-p-3280.html>



Wózek zabiegowy blat z tworzywa ABS

Cena brutto	7 684,00 zł
Cena netto	7 114,81 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-OPTIMUM-OZ-1ABSb
Kod producenta	OZ-111-ABS3-ABS3-0000-K12.3-W

Opis produktu

Stolik zabiegowy i asystor medyczny seria OPTIMUM (typ OZ) – Funkcjonalność i Trwałość w Standardzie Premium

Stoliki zabiegowe z serii **OPTIMUM typ OZ** to zaawansowane rozwiązanie mobilne, zaprojektowane z myślą o najwyższych standardach pracy w placówkach medycznych, gabinetach zabiegowych oraz szpitalach. Idealnie sprawdza się jako **mobilny wózek medyczny** pod aparaturę lub materiały opatrunkowe. Dzięki połączeniu nowoczesnego designu z wyjątkową wytrzymałością, seria ta stanowi fundament efektywnej organizacji pracy personelu medycznego.

Najwyższa jakość materiałów i precyzja wykonania

Stoliki serii OPTIMUM charakteryzują się stabilną i lekką konstrukcją, która bazuje na profilach aluminiowych anodowanych lub malowanych proszkowo na kolor biały. Kluczowe elementy, takie jak blaty i półki, wykonane są z wysokogatunkowych materiałów odpornych na korozyjne działanie środków dezynfekujących:

- **Stal kwasoodporna gat. 0H18N9 (wysokiej jakości stal nierdzewna)** – gwarantuje najwyższą higienę i trwałość w trudnych warunkach.
- **Stal lakierowana proszkowo** – zapewnia estetyczny wygląd i dodatkową ochronę.

Ergonomia i Bezpieczeństwo

Projektanci serii OZ postawili na intuicyjność użytkowania oraz bezpieczeństwo zarówno pacjenta, jak i personelu:

- **Blaty z pogłębieniem:** Specjalnie wyprofilowane blaty zapobiegają zsuwaniu się narzędzi oraz rozlewaniu płynów poza obrys stolika.
- **Mobilność bez wysiłku:** Stoliki wyposażone są w wysokiej jakości koła jezdne w obudowie z tworzywa sztucznego. Dwa koła posiadają blokadę (hamulec), co zapewnia stabilność podczas wykonywania precyzyjnych czynności.
- **Odbojniki:** Ochronne krążki odbojowe zamontowane nad kołami chronią ściany i meble przed przypadkowym uszkodzeniem podczas transportu.

Szeroka gama konfiguracji (System Modułowy)

Seria OPTIMUM typ OZ oferuje bogate możliwości dopasowania stolika do specyficznych potrzeb danego gabinetu. Dostępne są modele o różnej konfiguracji półek, szuflad oraz wyposażenia dodatkowego, takiego jak:

- Półki z podniesionym rantem,
- Szuflady na prowadnicach z dociągiem,
- Uchwyty na worki na odpady lub pojemniki na zużyte igły,
- Misy zabiegowe na obrotowym wysięgniku,
- Szyny instrumentalne do montażu akcesoriów.

Dlaczego warto wybrać stoliki serii OPTIMUM OZ?

1. **Łatwość dezynfekcji:** Gładkie powierzchnie i brak ostrych krawędzi ułatwiają utrzymanie sterylnej czystości.
2. **Trwałość na lata:** Zastosowanie kwasoodpornej stali i anodowanego aluminium zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne.
3. **Nowoczesny design:** Estetyka wykonania sprawia, że stoliki doskonale komponują się z nowoczesnym wnętrzem gabinetów lekarskich i medycyny estetycznej.
4. **Certyfikowana jakość:** Produkty spełniają rygorystyczne normy dotyczące wyrobów medycznych, co potwierdza ich bezpieczeństwo w profesjonalnym użytkowaniu.

Zastosowanie:

- Bloki operacyjne i sale zabiegowe,
- Gabinety pielęgniarstwa,
- Kliniki medycyny estetycznej,
- Laboratoria i pracownie diagnostyczne,
- **Gabinety stomatologiczne i ortodontyczne.**

Zadbaj o profesjonalne wyposażenie swojego gabinetu ze stolikami serii OPTIMUM – wybierz rozwiązanie, które łączy ergonomię z bezkompromisową jakością.

Parametr / Model	OZ-1ABSb	OZ-2ABS	OZ-2ABSb
Liczba szuflad	1 szuflada	2 szuflady	2 szuflady
Liczba półek	1 półka zewnętrzna	1 półka zewnętrzna	1 półka zewnętrzna
Nadstawka	Brak	Brak	Tak (z uchylnymi pojemnikami)
Wysokość całkowita	1000 mm	1000 mm	1700 mm
Błat górny	Tworzywo ABS z burtami z 3 stron		
Dodatkowy blat roboczy	Stalowy, wysuwany z przodu wózka		
Wymiary szafki	600 x 500 mm		