

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-zabiegowy-p-1940.html>

Wózek zabiegowy



Cena brutto	3 534,00 zł
Cena netto	3 272,22 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-STKO-02
Kod producenta	STKO-02-2P-110-KO-0-K 8.6

Opis produktu

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nasz najnowszy produkt - Wózek Zabiegowy 2xPółka 1100x500mm. To wyjątkowe narzędzie medyczne, stworzone z myślą o profesjonalnych placówkach zdrowia, które cenią sobie nie tylko funkcjonalność, ale również solidność wykonania.

Wyjątkowe Wykonanie z Stali Kwasoodpornej: Nasz wózek zabiegowy został w całości wykonany z najwyższej jakości stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale także łatwość w utrzymaniu czystości. Błat z pogłębieniem to praktyczne rozwiązanie, które zwiększa funkcjonalność urządzenia, umożliwiając swobodne przeprowadzanie procedur medycznych.

Stabilność i Bezpieczeństwo: Stelaż wózka został zaprojektowany z giętego profilu kwadratowego o przekroju 25x25 mm, co sprawia, że konstrukcja jest nie tylko solidna, ale także estetyczna. Szyny instrumentalne oraz uchwyty do prowadzenia, skierowane ku górze, stanowią stały element stabilnej konstrukcji. Dodatkowo, stelaż wyposażony jest w odboje, które chronią urządzenie przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Mobilność na Najwyższym Poziomie: Wózek został wyposażony w wysoce mobilne koła o średnicy 100 mm, umieszczone w obudowie z tworzywa sztucznego. Dwa z tych kół są dodatkowo wyposażone w blokadę, co zapewnia stabilność w trakcie zabiegów. Mobilność wózka sprawia, że personel medyczny może sprawnie przemieszczać się po placówce, zawsze mając niezbędny sprzęt pod ręką.

Doskonałe Wymiary i Funkcjonalność: Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego to 1220x550x900 mm, natomiast wymiary półki wynoszą imponujące 1100x500 mm. Powierzchnia użytkowa półki to 1050x450 mm, co daje wystarczająco dużo miejsca na umieszczenie niezbędnego sprzętu medycznego. Te doskonale przemyślane proporcje sprawiają, że wózek zabiegowy doskonale sprawdzi się w różnego rodzaju placówkach medycznych.

Wybierając nasz Wózek Zabiegowy 2xPółka 1100x500mm, inwestujesz w nie tylko sprzęt medyczny najwyższej jakości, ale również w bezpieczeństwo i komfort personelu oraz pacjentów. Dzięki starannej konstrukcji i użytych materiałach, nasz wózek jest nie tylko narzędziem pracy, ale również elementem profesjonalnego wyposażenia medycznego.

Wózek zabiegowy, dane techniczne:

-
- Wymiary stolika bez wyposażenia opcjonalnego: 1220x550x900 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary półki: 1100x500 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - wymiary powierzchni użytkowej półki: 1050x450 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**