

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-zabiegowy-lakierowany-p-2095.html>



Wózek zabiegowy lakierowany

Cena brutto	2 904,00 zł
Cena netto	2 688,89 zł
Czas wysyłki	4 tygodnie
Numer katalogowy	SM-TMBY-MB-3-H-06

Opis produktu

Oferujemy innowacyjny wózek zabiegowy, który zapewnia niezrównaną funkcjonalność oraz trwałość, spełniając najwyższe standardy w zakresie obsługi medycznej. Nasz wózek został starannie zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom różnorodnych procedur medycznych, zapewniając wygodę personelu i komfort pacjenta.

Stelaż wykonany z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biało gwarantuje nie tylko lekkość, ale także wytrzymałość konstrukcji. Dzięki uchwytowi do prowadzenia, manewrowanie wózkiem staje się łatwe i precyzyjne. Profil nośny z dwoma kanałami montażowymi po obydwu stronach umożliwia regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych, zapewniając elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, konstrukcja umożliwia rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów, co zwiększa jego wszechstronność i funkcjonalność.

Błat górny z tworzywa ABS w kolorze białym zapewnia łatwe utrzymanie czystości oraz higienę podczas zabiegów. Wyjmowana taca ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 jest praktycznym dodatkiem, umożliwiającym wygodne przechowywanie i transportowanie niezbędnych narzędzi i materiałów. Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS w kolorze białym zapewnia stabilność i mobilność, dzięki kołom z obudową z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwoma z blokadą.

Nasze wózki dostępne są również z szerokim zakresem wyposażenia dodatkowego, takim jak stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, pojemnik na zużyte igły czy miska na odpadki, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym potrzebom użytkowników. Istnieje również opcja wykonania elementów białych w kolorze szarym, zapewniając jeszcze większą elastyczność w dopasowaniu wózka do potrzeb i preferencji.

Dzięki wyjątkowej konstrukcji, wysokiej jakości materiałom i elastyczności w dostosowywaniu, nasz wózek zabiegowy stanowi niezastąpione narzędzie w codziennej pracy personelu medycznego, zapewniając nie tylko funkcjonalność, ale także bezpieczeństwo i komfort pacjenta.

Wózek zabiegowy lakierowany, dane techniczne;

- Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego [mm]: 835x455x880
- Wysokość od podłoża do blatu [mm]: 800 mm
- Wymiary blatu górnego [mm]: 740x410x10
- Wymiary powierzchni użytkowej blatu górnego [mm]: 640x385

-
- Wymiary powierzchni użytkowej tacy wyjmowanej [mm]: 610x360x20 [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
 - Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą): stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, kosz na odpady z pokrywą wahadłową, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na odpadki, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor stelaża Ral TMBY: brak , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary