

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-zabiegowy-medyczny-p-1975.html>

Wózek zabiegowy medyczny



Cena brutto	2 286,00 zł
Cena netto	2 116,67 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-BQP-66-KO
Kod producenta	C-03-BQP-66-KO-K5

Opis produktu

Wózek zabiegowy medyczny - Stolik oddziałowy o wyjątkowej funkcjonalności i solidnej konstrukcji. Wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, ten wózek zapewnia nie tylko trwałość, ale również łatwość utrzymania w czystości.

Cechy produktu:

- **Blat o rozbudowanych wymiarach:** 705x415x20 mm, idealny do różnorodnych procedur medycznych.
- **Dwa praktyczne kuwety:** 395x325x65 mm, wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, ułatwiają utrzymanie porządku podczas zabiegów.
- **Elegancka półka:** 655x415x20 mm, z podniesionym rantem, zapewnia dodatkową powierzchnię do przechowywania niezbędnych akcesoriów medycznych.

Innowacyjna konstrukcja:

- **Stelaż z wysokiej jakości stali kwasoodpornej**, gwarantujący stabilność i trwałość.
- **Koła o średnicy 75 mm**, ocynkowane, z dwoma z blokadą, zapewniają łatwe przemieszczanie i stabilność w trakcie zabiegów.
- **Inteligentne uchwyty z pręta o średnicy 8 mm**, stanowiące integralną część konstrukcji, ułatwiają obsługę wózka.

Wymiary całkowite: 770x430x880 mm, pozwalają na łatwe dostosowanie wózka do różnych przestrzeni.

Zastosowanie: Idealny do użytku w szpitalach, gabinetach lekarskich oraz wszędzie tam, gdzie liczy się nie tylko funkcjonalność, ale także trwałość i estetyka.

Ten wózek zabiegowy medyczny to niezbędne narzędzie dla profesjonalistów, dbających o komfort i bezpieczeństwo pacjentów podczas różnorodnych procedur medycznych. Zaawansowane materiały i staranne wykonanie sprawiają, że wózek ten spełnia najwyższe standardy branżowe. Dzięki niemu każdy zabieg staje się efektywniejszy i komfortowy, co przekłada się na wyższą jakość świadczonych usług medycznych.

Wózek zabiegowy medyczny, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki: 655x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary kuwety: 395x325x65 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**