

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-zabiegowy-medyczny-lakierowany-p-1976.html>

Wózek zabiegowy medyczny lakierowany



Cena brutto	2 262,00 zł
Cena netto	2 094,44 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-02-C1-ST
Kod producenta	C-03-BQP-66-ST-K5-WSTW2.01.ST

Opis produktu

Zaawansowany wózek zabiegowy medyczny to niezawodne narzędzie, zaprojektowane z myślą o pełnej funkcjonalności i wygodzie użytkownika. Jego solidna konstrukcja gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania. Pozwól, że przedstawię Ci najważniejsze cechy tego nowoczesnego sprzętu medycznego.

Konstrukcja Stabilna i Dostosowana: Wózek został wyposażony w stelaż wykonany z połączenia aluminium i stali, co gwarantuje nie tylko solidność, ale również lekkość całej konstrukcji. Stalowy stelaż został lakierowany proszkowo na biało, co nie tylko nadaje mu estetyczny wygląd, ale także zapewnia trwałą ochronę przed korozją. Kanały montażowe po wewnętrznej stronie stelaża umożliwiają dowolną regulację wysokości półek, dostosowując wózek do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Funkcjonalność i Ergonomia: Błat górny o wymiarach 705x415x20 mm oraz półka o wymiarach 655x415x20 mm wykonane są ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości (gat. 0H18N9). Błat posiada podniesiony rant, co zabezpiecza przed przypadkowym zsuwaniem się przedmiotów. Półka jest montowana na stałe do stelaża, zapewniając stabilność i bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów.

Mobilność i Bezpieczeństwo: Wózek wyposażony jest w solidne koła o średnicy 75 mm, umieszczone w obudowie stalowej ocynkowanej. Dwa z tych kół posiadają blokadę, co zapewnia stabilność w trakcie zabiegów. Uchwyty do prowadzenia z prętą o średnicy 8 mm stanowią zintegrowany element konstrukcji, ułatwiając manewrowanie wózkiem w trakcie pracy.

Dodatkowe Elementy ułatwiające Pracę: W skład wyposażenia wchodzi kuweta z tworzywa sztucznego o wymiarach 395x325x65 mm, idealna do przechowywania narzędzi i materiałów medycznych. Dodatkowo, wózek posiada stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa ABS w kolorze białym, co zapewnia estetyczny wygląd i łatwe utrzymanie czystości.

Wymiary i Praktyczność: Całkowite wymiary wózka wynoszą 950x430x880 mm, a wymiary blatu górnego, półki i kuwety zostały precyzyjnie dostosowane do praktycznych potrzeb użytkownika. Powierzchnia użytkowa półki (652x412x17 mm) zapewnia wygodne przechowywanie niezbędnych przedmiotów podczas zabiegów.

Ten nowoczesny wózek zabiegowy medyczny łączy w sobie funkcjonalność, ergonomiczny design oraz solidną konstrukcję, co czyni go niezastąpionym narzędziem w profesjonalnym środowisku medycznym. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu i wysokiej jakości materiałom używanym do produkcji, spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Wózek zabiegowy medyczny lakierowany, dane techniczne;

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki: 655x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary kuwety: 395x325x65 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**