

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-zabiegowy-na-kolkach-p-1985.html>



Wózek zabiegowy na kółkach

Cena brutto	2 548,00 zł
Cena netto	2 359,26 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-K-3-C-03-A1-KO
Kod producenta	C-03-B2P-66-ST-K5-WSTW2.01.KO

Opis produktu

Z przyjemnością przedstawiamy nasz innowacyjny wózek zabiegowy na kółkach, który zdobył wysokie oceny użytkowników i spełnia najwyższe standardy branżowe. Nasz produkt to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale również solidna konstrukcja, której główną cechą jest doskonała jakość wykonania i trwałość.

Specyfikacje techniczne:

- Materiał wykonania: Stal kwasoodporna gat. 0H18N9
- Stelaż z kołami ocynkowanymi: Średnica 75 mm, w tym dwa z blokadą
- Uchwyty zintegrowane z pręta o średnicy 8 mm
- Błat: 705x415x20 mm
- 2 półki: 655x415x20 mm
- Stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną

Cechy produktu:

Solidna Konstrukcja: Wózek został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej najwyższej jakości, co gwarantuje nie tylko trwałość, ale także odporność na korozję. Stelaż z kołami ocynkowanymi o średnicy 75 mm zapewnia łatwe przemieszczanie się, a dwa z blokadą zapobiegają przypadkowemu przesuwaniu się wózka podczas zabiegów.

Funkcjonalność i Ergonomia: Błat oraz półki posiadają podniesione ranty, co zabezpiecza przed przypadkowym zsuwaniem się przedmiotów podczas transportu. Uchwyty zintegrowane z pręta ułatwiają prowadzenie wózka, co zwiększa komfort użytkowania.

Stelaż do Odpadów z Pokrywą Uchylną: Wózek wyposażony jest w praktyczny stelaż do worka na odpady z pokrywą uchylną wykonaną z trwałego tworzywa ABS w kolorze szarym. To rozwiązanie nie tylko utrzymuje estetykę przestrzeni, ale także zapewnia higienę w trakcie pracy.

Praktyczne Wymiary: Z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników, nasz wózek ma optymalne wymiary całkowite (950x430x880 mm), zapewniając jednocześnie odpowiednią powierzchnię użytkową blatu górnego i półek.

Nasz wózek zabiegowy to nie tylko narzędzie pracy, ale również doskonały sprzęt, który sprosta nawet najbardziej wymagającym standardom. Zadbaliśmy o każdy detal, by zapewnić Państwu niezawodność, funkcjonalność i estetykę. Dołącz do grona zadowolonych użytkowników i ciesz się profesjonalnym sprzętem medycznym, który wspiera efektywność pracy.

Wózek zabiegowy na kółkach, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 950x430x880 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary blatu górnego: 705x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary półki: 655x415x20 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
- wymiary powierzchni użytkowej półki: 652x412x17 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**