

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-zabiegowy-stal-kwasoodporna-p-3074.html>



Wózek zabiegowy - stal kwasoodporna

Cena brutto	2 580,00 zł
Cena netto	2 388,89 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-C-03-66
Kod producenta	C-03-B2K(90)-66-KO-K5

Opis produktu

Wózek zabiegowy dedykowany jest głównie placówkom medycznym i służy do transportu różnych materiałów i narzędzi używanych podczas zabiegów. Jego konstrukcja oparta jest na wysokiej jakości stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9, co zapewnia trwałość i odporność na działanie czynników zewnętrznych, w tym na korozję.

Wymiary wózka zostały precyzyjnie zaprojektowane, aby zapewnić praktyczność i wygodę podczas użytkowania. Posiada jeden blat o wymiarach 705x415x20 mm, który jest montowany na stałe do stelaża. Blat ten posiada podniesiony rant, który pomaga w utrzymaniu przedmiotów na miejscu podczas transportu. Wózek jest także wyposażony w dwie półki koszowe o wymiarach 655x405x90 mm, które są idealne do przechowywania mniejszych narzędzi, materiałów lub opakowań.

Stelaż wózka jest wyposażony w cztery koła o średnicy 75 mm, z czego dwa z nich posiadają blokadę, co ułatwia utrzymanie wózka w miejscu podczas użytkowania. Koła są umieszczone w obudowie stalowej ocynkowanej, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Wózek posiada również uchwyty do prowadzenia wykonane z pręta o średnicy 8 mm, które stanowią integralną część konstrukcji i ułatwiają manewrowanie wózkiem.

Całkowite wymiary wózka to 770x430x880 mm, co zapewnia odpowiednią przestrzeń do przechowywania i transportu potrzebnych materiałów. Warto zaznaczyć, że wózek zabiegowy jest wyprodukowany w kraju i zarejestrowany jako wyrób medyczny. Jest sprzedawany z 8% stawką VAT.

Wózek zabiegowy jest niezwykle przydatnym narzędziem dla szpitali, klinik, gabinetów lekarskich i innych placówek medycznych, gdzie odbywają się różnego rodzaju zabiegi i procedury. Dzięki solidnej konstrukcji, trwałym materiałom i funkcjonalnemu projektowi, wózek zabiegowy umożliwia łatwe przenoszenie i dostęp do niezbędnych narzędzi, co przyczynia się do efektywności i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego.

Wózek zabiegowy - stal kwasoodporna, dane techniczne:

- Wymiary całkowite: 770x430x880 mm
- wymiary blatu: 705x415x20 mm
- wymiary półki koszowej: 655x405x90 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**