

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozek-zabiegowy-wielofunkcyjny-multi-03abs-z-wyposazeniem-p-2750.html>



Wózek zabiegowy wielofunkcyjny MULTI-03/ABS z wyposażeniem

Cena brutto	12 600,00 zł
Cena netto	11 666,67 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-MULTI-03/ABS z wyp
Kod producenta	MULTI-02-5SD-0R-B(ABS 3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-00 00

Opis produktu

Wózek Zabiegowy Wielofunkcyjny z Szafką na 5 Szuflad i Drzwiczkami

Poszukujesz wyjątkowego rozwiązania do swojego gabinetu medycznego lub placówki opieki zdrowotnej? Wózek Zabiegowy Wielofunkcyjny to idealna propozycja, łącząca funkcjonalność, trwałość oraz doskonałą organizację.

Funkcjonalność na Najwyższym Poziomie:

- **Wielofunkcyjna Szafka:** Wyposażona w pięć szuflad o imponujących wymiarach (385x460x123 mm) oraz drzwiczki z zamkiem, gwarantuje przechowywanie i zabezpieczenie niezbędnych akcesoriów medycznych.
- **Bogate Wyposażenie:** W zestawie znajdziesz różnorodne akcesoria, takie jak kuwety o różnych głębokościach (400x300x50mm, 400x300x100mm), kosze (400x300x105mm, 400x300x180mm), blat boczny stalowy lakierowany proszkowo, szyny instrumentalne oraz koszyk na akcesoria i cewniki.
- **Solidna Konstrukcja:** Blat z tworzywa ABS otoczony bocznymi bandami zapewniającymi stabilność i ochronę, podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS oraz koła z blokadą ułatwiające manewrowanie.

Trwałość i Estetyka:

- **Stalowa Szafka:** Wykonana z wysokiej jakości stali, lakierowana proszkowo na biało, prezentuje się elegancko i łatwo pasuje do każdego wnętrza.
- **Zabezpieczenie i Organizacja:** Fronty szuflad oraz drzwiczki lakierowane na wybrany kolor wg palety RAL, a wyposażenie w system prowadnic zapewniają płynne i ciche działanie.

Specyfikacje Techniczne:

- **Wymiary Wózka:** 850x570x1000 mm (bez wyposażenia opcjonalnego).
- **Wymiary Szafki:** 800x500 mm.
- **Wyposażenie Szuflad:** Optymalne wymiary zapewniające wygodne przechowywanie.

Nie czekaj dłużej i wybierz Wózek Zabiegowy Wielofunkcyjny, który zapewni Ci nie tylko niezawodne wsparcie podczas codziennej pracy, ale także estetyczny wygląd Twojego miejsca pracy. Dzięki możliwości wykonania elementów białych w kolorze szarym, dostosujesz go idealnie do swoich preferencji estetycznych.

Wózek zabiegowy wielofunkcyjny, dane techniczne;

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 850x570x1000 mm
- Wymiary szafki: 800x500 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 385x460x123 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary