

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozki-anestezjologiczne-blat-abs-p-3197.html>



Wozki anestezjologiczne - blat ABS

Cena brutto	10 870,00 zł
Cena netto	10 064,81 zł
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-ANS-40
Kod producenta	ANS-40R-B(ABS3)S(ST)F(ST)P(ABS3)-0000-K12.

Opis produktu

Wózek anestezjologiczny to niezbędne narzędzie dla profesjonalistów medycznych, zaprojektowane z myślą o maksymalnej funkcjonalności i wygodzie użytkownika. Jego wszechstronne funkcje sprawiają, że jest niezastąpiony w codziennej pracy personelu medycznego.

Konstrukcja wózka opiera się na solidnym blacie wykonanym z wytrzymałego tworzywa ABS, otoczonym bandami zabezpieczającymi oraz szafką stalową lakierowaną proszkowo. Ta innowacyjna szafka wyposażona jest w cztery przestronne szuflady o różnej wysokości frontów, zapewniające łatwy dostęp do niezbędnych narzędzi i materiałów.

Dodatkowo, wózek anestezjologiczny wyposażony jest w boczny blat stalowy, półkę nadblatową z tworzywa ABS oraz nadstawkę z 11 pojemnikami, które umożliwiają przechowywanie i organizację różnorodnych akcesoriów medycznych. Szyny instrumentalne zintegrowane z korpusem wózka oraz specjalnie zaprojektowane miejsca na narzędzia i cewniki zapewniają kompleksową funkcjonalność.

Dzięki materiałowi wygłuszającemu i antywibracyjnemu zastosowanemu w korpusie szafki, wózek gwarantuje cichą i stabilną pracę nawet w dynamicznym środowisku medycznym. Regulowane koła z blokadą oraz uchwyty do prowadzenia zapewniają łatwą mobilność i stabilność wózka nawet podczas intensywnego użytkowania.

Wymiary wózka oraz szafki zostały starannie dostosowane do potrzeb użytkowników, zapewniając optymalną przestrzeń roboczą i możliwość swobodnego poruszania się nawet w ciasnych przestrzeniach medycznych.

Wózek anestezjologiczny to nie tylko narzędzie, ale także wsparcie dla personelu medycznego, zapewniające efektywność i bezpieczeństwo podczas wykonywania złożonych procedur anestezjologicznych i chirurgicznych. Jego wysoka jakość wykonania oraz możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb sprawiają, że jest niezastąpionym elementem wyposażenia każdej nowoczesnej placówki medycznej.

Wozki anestezjologiczne - blat ABS, wyposażenie;

-
- szafka z 4 szufladami (wysokość frontów:3x156mm, 1x234mm),
 - 1xblat boczny wysuwany stalowy lakierowany proszkowo,
 - 1xpółka nadblatowa z tworzywa ABS 600x200mm,
 - 1xnadstawka 11 poj. (5+6),
 - 4xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem,
 - 2xodcinki szyny na nadstawce,
 - 1xpojemnik na narzędzia 325x175x40mm,
 - 1xpoj. na zużyte igły,
 - 1xkosz na cewniki ze stali kwasoodpornej 115x115x500mm,
 - 1xwieszak kroplówki,
 - 1xkosz kolanowy.

Wozki anestezjologiczne - blat ABS, dane techniczne;

- Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm
- Wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
- Wymiary szafki: 600x500x805 mm
- Wymiary powierzchni użytkowej szuflady (przy wysokości frontów 3x156mm): 525x440x140 mm(przy wysokości frontu 1x234mm): 525x440x209 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]

* Istnieje możliwość wykonania elementów białych w kolorze szarym.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: nie wybrano , RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz centralny zamek do wózka: Nie , Tak (+ 250,00 zł)