

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wozkowanna-z-elektryczna-regulacja-wysokosci-p-3258.html>

Wózkowanna z elektryczną regulacją wysokości



Cena brutto	13 000,00 zł
Cena netto	12 037,04 zł
Czas wysyłki	3 tygodnie
Numer katalogowy	SM-INW-WTK-C213E EVO

Opis produktu

Wózkowanna z elektryczną regulacją wysokości — idealne rozwiązanie do opieki nad osobami niepełnosprawnymi

Wózek transportowo-kąpielowy z elektryczną regulacją wysokości to nowoczesne i funkcjonalne urządzenie, które doskonale sprawdza się w opiece nad pacjentami leżącymi. Wózek kąpielowy jest przeznaczony do transportu oraz higieny osób niepełnosprawnych ruchowo, z ograniczeniami neurologicznymi oraz tych, które nie mogą korzystać ze standardowej wanny lub prysznicza. Dzięki niemu mycie pacjenta w pozycji leżącej staje się prostsze i bardziej komfortowe.

Najważniejsze cechy produktu:

- **Wanna łóżko kąpielowe wykonana z trwałego PCV:** zapewnia wytrzymałość i łatwość w czyszczeniu.
- **Elektryczna regulacja wysokości:** sterowana za pomocą wygodnego pilota ręcznego, pozwala na dostosowanie wózka do potrzeb opiekuna i pacjenta.
- **Bezpieczeństwo i komfort:** odchylane barierki boczne i czołowe ze stali nierdzewnej oraz wodoodporna poduszka zapewniają stabilność i wygodę podczas kąpieli.
- **Mobilność i łatwa obsługa:** koła z indywidualną blokadą oraz koło kierunkowe umożliwiają swobodny transport wewnątrz budynków, a cztery odbojniki chronią wózek i ściany przed uszkodzeniami.

Dlaczego warto wybrać łóżko kąpielowe dla niepełnosprawnych?

Mobilna wanna na kółkach to innowacyjne rozwiązanie, które łączy funkcje wózka i łóżka kąpielowego. Dzięki solidnej konstrukcji oraz zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, urządzenie jest niezwykle trwałe i zapewnia bezproblemowe użytkowanie przez lata. Wózkowanna sprawdzi się w szpitalach, domach opieki oraz w warunkach domowych, ułatwiając codzienną higienę osób z ograniczoną mobilnością.

Kluczowe zalety wózka do mycia pacjentów:

- **Łatwość transportu pacjenta:** dzięki mobilnej konstrukcji wózka na kółkach.
- **Kompleksowa opieka:** możliwość pełnej higieny ciała pacjenta w pozycji leżącej.
- **Praktyczność i ergonomia:** elektryczna regulacja wysokości pozwala na wygodną obsługę przez personel opiekuńczy.

Wanna na kółkach, dane techniczne;

-
- Szerokość całkowita 73 cm
 - Długość całkowita 203 cm
 - Wysokość całkowita 81,5-120 cm
 - Szerokość dna wanny 56 cm
 - Długość dna wanny 186 cm
 - Wysokość do dna wanny 47,5-86 cm
 - Waga 80
 - Obciążenie dopuszczalne 180 kg
 - Średnica kół 20 cm

Zastosowanie wózka transportowo-kąpielowego to krok w stronę nowoczesnej i komfortowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Dzięki niemu codzienna pielęgnacja staje się prostsza, bezpieczniejsza i bardziej efektywna.

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.