

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wysoka-sznurówka-polsztywna-z-podpaszkami-p-1077.html>



Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami

Cena brutto	189,00 zł
Cena netto	175,00 zł
Dostępność	Dostępność 1-3 dni
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-R WSLK-R 704

Opis produktu

Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami **wykonana została z elastycznego materiału**, który jednocześnie przepuszcza powietrze, co czyni tę sznurówkę komfortową w stosowaniu. Gorset **złożony jest z czterech części**. Pierwszą z nich jest elastyczny materiał zapinany z przodu na rzep. Drugą część stanowią giętkie fiszbiny (aluminiowe stalki), które mają za zadanie odciążać kręgosłup. Trzecią częścią sznurówki jest system pasów dociągających służący do regulacji siły stabilizacji. Ostatnią część gorsetu stanowią pasy stabilizujące łopatki. Sznurówka ta produkowana jest w dwóch wersjach: z regulacją wysokości oraz bez takowej regulacji. Gorset ma wysokość odpowiednią dla stabilizacji odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Produkowany jest w sześciu rozmiarach **od S do XXXL**, dzięki czemu można go dopasować dla każdego pacjenta, bez względu na jego budowę ciała.

ROZMIAR	OBWÓD PASA
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm
XXXL	120-135 cm

WYSOKOŚĆ GORSETU | 32 cm

Cechy sznurówki:

- wykonana z tkaniny kompresyjnej o wysokiej elastyczności
- składa się z 4 części:

-
- materiału elastycznego zapinanego z przodu na rzep
 - giętkich fiszbin (aluminiowych stąlek) odciążających i stabilizujących kręgosłup
 - systemu pasów dociągających pozwalających na regulację siły stabilizacji
 - pasów stabilizujących łopatki
 - materiał przepuszczający powietrze, komfortowy w użytkowaniu
 - wysokość gorsetu odpowiednia do stabilizacji odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa
 - znajduje zastosowanie w zespołach bólowych
 - dostępne są dwie wersje:
 - z regulowaną wysokością
 - bez regulacji wysokości
-
- dostępne 6 rozmiarów (obwodów)

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Sznurówka zalecana jest m.in. w następujących przypadkach:

- ostre zespoły bólowe piersiowe oraz lędźwiowo-krzyżowe
- dyskopatia wielopoziomowa
- osteoporoza
- procesy zapalne w obrębie stawów kręgosłupa
- ZZSK
- zmiany zwyrodnieniowe
- niestabilność wielopoziomowa
- kręgozmyk
- złamania patologicznych kręgów
- zespoły korzeniowe i neuropatyczne
- stany wzmożonego, bolesnego napięcia mięśni
- w trakcie leczenia pooperacyjnego
- w czasie rehabilitacji pourazowej

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (obwód pasa): S - 70 - 80 cm , M - 80 - 90 cm , L - 90 - 100 cm , XL - 100 - 110 cm , XXL - 110 - 120 cm , XXXL - 120 - 135 cm

Typ gorsetu: bez regulacji , z regulowaną wysokością