

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wysoki-balkonik-chodzik-lexi-p-3218.html>



Wysoki balkonik chodzik LEXI

Cena brutto	469,00 zł
Cena netto	434,26 zł
Cena poprzednia	514,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SM-P-TGO-LEXI

Opis produktu

Wysoki Balkonik Chodzik LEXI - Podpórka Czterokołowa z Podparciem pod Łokcie

Balkonik LEXI to nowoczesny sprzęt pomocniczy, który wspiera osoby o obniżonej sprawności ruchowej. Zapewnia stabilność, bezpieczeństwo oraz wygodę podczas codziennego poruszania się. Jest szczególnie zalecany dla osób starszych oraz pacjentów z ograniczoną ruchomością stawów czy osłabioną siłą chwytu. Dzięki podparciu pod łokcie, podpórka LEXI odciąża stawy nadgarstkowe, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla osób cierpiących na schorzenia reumatyczne.

Dlaczego warto wybrać podpórkę czterokołową LEXI?

Podpórka LEXI wyróżnia się solidną konstrukcją z aluminium, która zapewnia lekkość i wytrzymałość. Dzięki regulowanym uchwyty oraz podparciu pod łokcie, można dostosować jej wysokość do indywidualnych potrzeb, co znacząco zwiększa komfort użytkowania. Wbudowane hamulce z zaciskiem postojowym dbają o bezpieczeństwo, a pełne koła o średnicy 8 cali umożliwiają łatwe poruszanie się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Cechy produktu:

- **Materiał:** Aluminiowa rama malowana proszkowo – trwała i odporna na korozję
- **Hamulec:** Wyposażony w zacisk postojowy, zapewniający stabilność podczas postoju
- **Regulacja:** Możliwość dostosowania wysokości oraz długości uchwytów
- **Koła:** Pełne koła o średnicy 8 cali, które ułatwiają manewrowanie
- **Dodatki:** W zestawie torba na drobne przedmioty, idealna na zakupy

W zestawie:

- Lekka rama z siedziskiem
- Rączki z wbudowanymi hamulcami
- Zapięcie oraz pokrętło mocujące
- Torba na akcesoria

Dane techniczne:

-
- Szerokość całkowita: 62 cm
 - Głębokość: 66,5 cm
 - Wymiary siedziska: 46 x 24 cm
 - Wysokość całkowita: 112-124 cm (regulowana)
 - Waga: 8,70 kg
 - Maksymalne obciążenie: 136 kg
 - Kolor: Czarny

Korzyści z użytkowania podpórki LEXI:

Podpórka LEXI nie tylko zwiększa mobilność, ale również poprawia pewność siebie użytkownika, pozwalając na bezpieczne poruszanie się. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują asekuracji przy chodzeniu, zapewniając stabilność i minimalizując ryzyko upadków. Dzięki regulowanym uchwytem i ergonomicznej konstrukcji podpórka wspiera prawidłową postawę ciała, co ma kluczowe znaczenie dla osób z problemami stawów czy kręgosłupa.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.