

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wzmocniony-pas-do-unieruchamiania-pacjenta-na-klatke-piersiowa-p-791.html>

Wzmocniony pas unieruchamiający na klatkę piersiową 9 cm



Cena brutto	719,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	584,55 zł
------------	------------------

Dostępność	
------------	--



Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	SM-RH-WPDUPNK
------------------	----------------------

Opis produktu

Wzmocniony pas unieruchamiający na klatkę piersiową 9 cm

Wzmocniony pas unieruchamiający na klatkę piersiową to skórzany model przeznaczony do mocowania do ramy łóżka szpitalnego lub rehabilitacyjnego. W porównaniu ze standardowymi wersjami został poszerzony do około 9 cm oraz dodatkowo wzmocniony po wewnętrznej stronie, dzięki czemu lepiej rozkłada nacisk, zwiększa trwałość i poprawia komfort użytkowania.

To rozwiązanie przeznaczone dla placówek medycznych i opiekuńczych, które szukają trwałego pasa do ograniczenia ruchów pacjenta w obrębie klatki piersiowej. Regulowane łączniki pozwalają dopasować mocowanie do różnych typów łóżek, a metalowe sprzączki zachowują estetykę i funkcjonalność przy intensywnym użytkowaniu.



Zastosowanie

Pas stosowany jest do czasowego ograniczenia ruchów pacjenta w obrębie tułowia poprzez stabilne mocowanie do łóżka. Sprawdza się tam, gdzie liczy się trwałość konstrukcji, łatwość obsługi oraz możliwość dopasowania do ramy łóżka.

- na oddziałach szpitalnych,
- w placówkach opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych,
- w opiece długoterminowej,
- wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wzmocniony pas na klatkę piersiową do łóżka.

Jeżeli szukasz innych rozwiązań z tej grupy, zobacz również [pasy unieruchamiające](#) oraz [pasy stabilizujące](#) dostępne w ofercie SaleMED.

Najważniejsze zalety

- wzmocniona konstrukcja do intensywnego użytkowania,
- szerokość około 9 cm,
- wykonanie ze skóry,
- dodatkowe wzmocnienie po wewnętrznej stronie,
- regulowane łączniki do mocowania do ramy łóżka,
- metalowe sprzączki odporne na korozję,
- prosta obsługa i łatwe dopasowanie,
- trwałość i estetyczny wygląd przez długi czas.

Dane techniczne

- typ produktu: wzmocniony pas unieruchamiający na klatkę piersiową,
- materiał: skóra,
- zastosowanie: klatka piersiowa,
- szerokość pasa: ok. 9 cm,

-
- długość pasa: ok. 122 cm,
 - długość całkowita wraz z łącznikami: ok. 155 cm,
 - mocowanie: do ramy łóżka,
 - gwarancja: 12 miesięcy.

W skrócie

To skórzany, wzmocniony pas unieruchamiający na klatkę piersiową o szerokości 9 cm, przeznaczony do łóżek szpitalnych i rehabilitacyjnych. Model wyróżnia się szerszą konstrukcją, dodatkowymi wzmocnieniami oraz regulowanymi łącznikami do ramy łóżka. To dobry wybór dla placówek, które szukają trwałego i bardziej solidnego wariantu niż standardowy pas na klatkę piersiową.



Konserwacja

Pas należy czyścić delikatnie olejem jadalnym rozcieńczonym w wodzie lub rybim tranem. Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan skóry, sprzączek i łączników mocujących.

Powiązane elementy

Poniżej znajdziesz produkty z tej samej grupy tematycznej, które pomagają rozbudować wewnętrzne linkowanie w kategorii pasów unieruchamiających. To rozwiązania uzupełniające dla łóżek szpitalnych, rehabilitacyjnych i opieki placówkowej.

- [pas na klatkę piersiową do łóżka](#)
- [wzmocniony pas na uda 9 cm](#)
- [pas na ręce z kluczem magnetycznym](#)
- [pas na nogi do łóżka szpitalnego](#)
- [komplet pasów do stabilizacji pacjenta w łóżku](#)
- [komplet skórzanych pasów unieruchamiających](#)