

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wzmocniony-pas-do-unieruchamiania-pacjenta-na-uda-p-790.html>

Wzmocniony skórzany pas unieruchamiający na uda 9 cm (do łóżka)



Cena brutto **719,00 zł**

Cena netto **584,55 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-RH-WPDUPNU**

Opis produktu

Wzmocniony skórzany pas unieruchamiający na uda to rozwiązanie do bezpiecznej stabilizacji pacjenta w łóżku szpitalnym. W porównaniu do standardowych wersji pas jest **poszerzony do ok. 9 cm** i **wzmocniony od strony wewnętrznej**, co zwiększa trwałość oraz pomaga ograniczyć ryzyko otarć skóry.

Szerokość ok. **9 cm**, długość pasa ok. **122 cm**, długość całkowita z łącznikami ok. **155 cm**. Mocowanie: łączniki z regulacją do ramy łóżka, metalowe sprzączki odporne na korozję.

Jeśli kompletujesz wyposażenie z tej samej grupy, zobacz również: [pasy unieruchamiające](#), [pas unieruchamiający na uda \(wersja standard\)](#), [pas unieruchamiający na ręce](#) oraz [wzmocniony pas na klatkę piersiową](#).

Najważniejsze cechy:

- zastosowanie: unieruchomienie/stabilizacja na **uda**,
- materiał: **skóra**,
- **wzmocnienie** od strony wewnętrznej,
- szerokość: ok. **9 cm**,
- łączniki z **regulacją** do ramy łóżka,
- metalowe sprzączki **odporne na korozję**,
- prosty montaż i obsługa w warunkach oddziałowych.

Sposób konserwacji:

Czyścić delikatnie olejem jadalnym rozcieńczonym w wodzie lub rybim tranem.

Dane techniczne:

Długość samego pasa: ok. 122 cm

Długość całkowita (z łącznikami): ok. 155 cm

Szerokość: ok. 9 cm