

Dane aktualne na dzień: 27-08-2026 12:09

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/wzrostomierz-na-sciane-p-2872.html>



Wzrostomierz na ścianę

Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-SECA-216

Opis produktu

Wzrostomierz montowany na ścianę na dowolnej wybranej wysokości. Sprawdzi się w poraniach dietetycznych, szpitalach oraz innych placówkach medycznych.

Przedstawiony wzrostomierz **dla dzieci i dorosłych**. Posiada on ruchomą skalę z **zakresem pomiarów od 10 do 230 centymetrów**, którą umieszcza się w **plastikowym profilu o długości 150cm**.

W trakcie procesu mierzenia wynik jest wyraźnie widoczny w ramce umieszczonej z boku wzrostomierza. Ponieważ pozycjoner głowy posiada pokrętkę blokującą, wynik pozostaje do odczytania po zakończeniu pomiaru.



Cechy produktu:

-
- na ścianę
 - możliwość powieszenia na dowolną wysokość
 - dla dzieci i dorosłych
 - ruchoma skala
 - zakresem pomiarów od 10 do 230 centymetrów
 - do porani dietetycznych, szpitali oraz innych placówek medycznych.

Dane techniczne:

- Wymiary: 120 x 1500 x 217 mm
- Waga: 1,7 kg
- Działka elementarna: 1 mm
- Zakres pomiaru: 3,5 - 230 cm
- Gwarancja: 2 lata

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**