

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/zamkniety-obieg-wody-zow-do-aquavibronu-p-985.html>



Zamknięty Obieg Wody - ZOW do Aquavibronu

Dostępność

Kontakt telefoniczny

Numer katalogowy

SM-EM-ZOW

Opis produktu

Produkt z kategorii: ZOW Zamknięty Obieg Wody do Aquavibronu

Zamknięty Obieg Wody ZOW jest stanowiskiem, które służy do zasilania wodą w obiegu zamkniętym. Dzięki specjalnej konstrukcji ZOW jest przystosowany do współpracy z aparatem do masażu AQUAVIBRON. Zamknięty Obieg Wody został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie zabiegów w sposób proekologiczny. Zamknięty obieg wody wywołuje efekt wibracji membran, które umieszcza się na komorze wibracyjnej Aquavibronu. Takie ciśnienie wody w obiegu podtrzymywane jest przez pompę, która zasilana jest z sieci o napięciu 230V/50Hz. Pompa ta pracuje razem ze zbiornikiem wody a przepływ powietrza wymuszany jest przez specjalny wentylator. Aby chronić pacjenta i obsługę wykonującą zabieg producent zastosował w ZOW wyłącznik różnicowo - prądowy, który chroni przed porażeniem prądu.

Cechy urządzenia ZOW:

- zamknięty obieg wody uniezależniający przebieg masażu od sieci wodociągowej,
- urządzenie przyjazne dla środowiska - małe zużycie wody, brak ścieków,
- posiada wbudowane dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego,
- łatwa obsługa,
- funkcjonalność,
- możliwość sprawnego podłączenia oryginalnego i uznawanego na rynku aparatu AQUAVIBRON bez szkodliwych dla jego pracy przeróbek i modyfikacji,
- urządzenie sprawdzające się w warunkach sanatoryjnych, w szpitalach uzdrowiskowych, gabinetach prywatnych,
- urządzenie jest gotowe do użycia w chwili dostarczenia pod wskazany adres. Wystarczy urządzenie jedynie napełnić wodą i podłączyć Aquavibron,
- produkt sprzedawany jest ze stawką 23% VAT,
- urządzenie nie wymaga okresowych przeglądów technicznych,
- w trakcie użytkowania należy zachować środki ostrożności takie same jak w przypadku użytkowania aquavibronu.

Dane techniczne:

- pompa zasilająca: 230V 370W
- napięcie: 230V 50Hz,
- pobór mocy: 0,37KW Klasa I, Typ B,
- wymiary (wys. x głęb. szer.) w cm: 74 x 49 x 73,
- pojemność robocza zbiornika: ok 24L,
- masa bez wody: 35kg
- długość przewodu zasilającego: 3m

-
- zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne: tak,
 - regulator siły masażu: tak,
 - przepływ powietrza wymuszony jest za pomocą wiatraka,
 - cztery kółka, z czego dwa posiadają blokadę,
 - konserwacja urządzenia: wymiana wody zwykłej co pół roku, w przypadku wody destylowanej co rok,
 - sposób napełniania wodą: przez lejek, który znajduje się w zestawie,
 - okres gwarancji: 24 miesiące.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatek: brak , Aquavibron