

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/zbieracz-na-pranie-do-domow-opieki-p-2556.html>



WZ3-2KO/60 wózek 3x60-80 l na odpady i bieliznę z pokrywami

Cena brutto	4 111,00 zł
Cena netto	3 342,28 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZP- WZ3-2KO/60

Opis produktu

Potrójny wózek 3x60-80 l z niezależnymi pokrywami pedałowymi

WZ3-2KO/60 to potrójny wózek na odpady lub brudną bieliznę, przeznaczony do trzech worków o pojemności 60-80 l każdy. Model ma trzy niezależne pokrywy podnoszone pedałami, dlatego sprawdza się tam, gdzie worki powinny być zasłonięte, a jednocześnie potrzebna jest wygodna obsługa każdego stanowiska osobno.

Wózek został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Konstrukcja ma obręcz z klipsami zaciskowymi, modułowy stelaż, koła 50 mm z blokadą oraz pokrywy ze spowalniczem cichego opadania.

Dlaczego WZ3-2KO/60, a nie zwykły zbieracz na pranie?

Ten model nie powinien być opisany wyłącznie jako zbieracz na pranie do domów opieki. **WZ3-2KO/60** to konkretny, potrójny wózek medyczny z pokrywami na trzy worki 60-80 l, przeznaczony do organizacji odpadów, brudnej bielizny albo trzech oddzielnych zastosowań przy jednym stanowisku.

W porównaniu z wariantem WZ3-1KO/60, model WZ3-2KO/60 ma pokrywy. Dzięki temu worki są zasłonięte, a obsługa odbywa się pedałami bez konieczności ręcznego unoszenia pokryw.

Trzy worki 60-80 l przy jednym stanowisku

Potrójna konstrukcja pozwala ustawić trzy worki obok siebie. Dzięki temu można rozdzielić odpady, brudną bieliznę i dodatkowy typ zawartości albo przygotować jedno stanowisko pracy z trzema oddzielnymi komorami na worki.

Każde stanowisko jest przeznaczone do worka o pojemności 60-80 l. To praktyczny wariant do brudowników, oddziałów, domów opieki, gabinetów, zapleczy sanitarnych i pomieszczeń pomocniczych.

Trzy niezależne pokrywy podnoszone pedałami

Każda pokrywa działa oddzielnie i jest podnoszona własnym pedałem. Personel może otworzyć tylko wybrane stanowisko, bez odsłaniania pozostałych worków. To ułatwia codzienną organizację pracy i ogranicza kontakt dłoni z pokrywami.

Pokrywy pomagają zasłonić worki i utrzymać bardziej uporządkowany wygląd stanowiska. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie wózek znajduje się w przestrzeni użytkowanej przez personel, pacjentów lub opiekunów.

Pokrywy ze spowalniaczem cichego opadania

Pokrywy wyposażono w spowalniacz cichego opadania. Dzięki temu zamykają się łagodniej, bez gwałtownego uderzenia o obręcz. Rozwiązanie poprawia komfort obsługi, ogranicza hałas i wpływa na bardziej przewidywalną pracę pokryw.

Mechanizm dwóch cięgien – stabilne podnoszenie pokryw

Pokrywa jest otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach, które równomiernie podnoszą pokrywę. Taka konstrukcja pomaga utrzymać stabilną pracę mechanizmu i zmniejsza ryzyko odkształcenia pokryw podczas intensywnego użytkowania.

Stelaż modułowy – możliwość rozłączenia i rozbudowy

Stelaż ma możliwość rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych. Rozbudowa odbywa się bez wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych.

To praktyczne rozwiązanie dla placówek, w których układ stanowisk może się zmieniać. Wózek można dopasować do aktualnej organizacji pracy, a w razie potrzeby rozbudować system o kolejne segmenty.

Najważniejsze zalety WZ3-2KO/60

- **potrójny wózek z pokrywami** – trzy oddzielne stanowiska na worki,
- **3 x 60-80 l** – trzy worki przy jednym wózku,
- **niezależne pokrywy pedałów** – każda pokrywa działa osobno,
- **ciche domykanie** – łagodniejsze i cichsze opadanie pokryw,
- **mechanizm dwóch cięgien** – równomierne podnoszenie pokryw,
- **do odpadów lub brudnej bielizny** – możliwość rozdzielenia zastosowań,
- **stal kwasoodporna 0H18N9** – konstrukcja do środowiska medycznego i pomocniczego,
- **klipsy zaciskowe** – pomagają utrzymać worki we właściwym położeniu,
- **koła 50 mm z blokadą** – mobilność i stabilne ustawienie wózka,
- **wymiary 1190 x 440 x 680 mm** – potrójna konstrukcja do worków 60-80 l.

Kiedy wybrać WZ3-2KO/60?

WZ3-2KO/60 warto wybrać wtedy, gdy potrzebne są trzy worki 60-80 l przy jednym stanowisku, a worki mają być zasłonięte pokrywami. To dobry wariant do brudowników, domów opieki, oddziałów, gabinetów i pomieszczeń pomocniczych.

Model sprawdzi się jako potrójny wózek na odpady, potrójny wózek na brudną bieliznę albo stanowisko do równoległej obsługi trzech worków z niezależnymi pokrywami.

WZ3-2KO/60 a inne warianty – który model wybrać?

Wariant	Najlepsze zastosowanie
WZ3-1KO/60 3x60-80 l bez pokryw	trzy worki 60-80 l i szybki, otwarty dostęp
WZ3-2KO/60 3x60-80 l z pokrywami	trzy worki 60-80 l, niezależne pokrywy i obsługa pedałami
WZ3-1KO/100 3x100-120 l bez pokryw	trzy większe worki 100-120 l i otwarta konstrukcja
WZ3-2KO/100 3x100-120 l z pokrywami	trzy większe worki 100-120 l, gdy potrzebne są pokrywy

Do odpadów lub brudnej bielizny

Wózek może być używany do organizacji odpadów albo brudnej bielizny. Trzy osobne stanowiska na worki pozwalają rozdzielić zastosowania i lepiej uporządkować pracę w pomieszczeniu pomocniczym.

Jeżeli potrzebne są inne warianty do organizacji worków, sprawdź kategorię [kosze na odpady medyczne](#) oraz [wózki na odpady lub brudną bieliznę](#).

Stal kwasoodporna 0H18N9 i klipsy zaciskowe

WZ3-2KO/60 został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Taka konstrukcja jest przeznaczona do intensywnego użytkowania w środowisku medycznym, opiekuńczym i pomocniczym.

Obręcze zostały wyposażone w klipsy zaciskowe, które pomagają utrzymać worki 60-80 l we właściwym położeniu. Dzięki temu worki nie zsuwają się tak łatwo podczas użytkowania, a stanowisko pracy pozostaje bardziej uporządkowane.

Koła 50 mm z blokadą

Wózek ma koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. Dzięki temu można go łatwo przestawić, a następnie stabilnie ustawić przy ścianie, stanowisku pracy, w brudowniku lub zapleczu sanitarnym.

Najważniejsze parametry techniczne

Model	WZ3-2KO/60
Numer katalogowy	SM-TMBY-WZP-WZ3-2KO/60
Rodzaj	potrójny wózek z pokrywami
Przeznaczenie	odpady lub brudna bielizna
Liczba stanowisk na worki	3
Pojemność worków	3 x 60-80 l
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H1.8N9
Pokrywy	3 niezależne pokrywy pedałow
Domykanie pokryw	spowalniacz cichego opadania
Mechanizm pokryw	mechanizm oparty na dwóchciągach
Mocowanie worków	obrecze z klipsami zaciskowymi
Stelaż	modułowy, z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty
Koła	50 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada koł	2 koła z blokadą
Wymiary całkowite	1190 x 440 x 680 mm

FAQ

Czym różni się WZ3-2KO/60 od WZ3-1KO/60?

WZ3-2KO/60 ma trzy niezależne pokrywy podnoszone pedałami. WZ3-1KO/60 jest wariantem otwartym, bez pokryw.

Czy każda pokrywa w WZ3-2KO/60 działa osobno?

Tak. Każda pokrywa jest podnoszona oddzielnym pedałem, dzięki czemu można obsługiwać wybrany worek bez otwierania pozostałych stanowisk.

Do jakich worków pasuje WZ3-2KO/60?

Wózek jest przeznaczony do trzech worków o pojemności 60-80 l każdy.

Czy pokrywy mają ciche domykanie?

Tak. Pokrywy mają spowalniacz cichego opadania, który poprawia komfort użytkowania i ogranicza gwałtowne zamykanie pokryw.

Czy WZ3-2KO/60 nadaje się do odpadów i brudnej bielizny?

Tak. Wózek może być używany do organizacji odpadów, brudnej bielizny albo trzech oddzielnych zastosowań przy jednym stanowisku.

Jakie są wymiary wózka WZ3-2KO/60?

Wymiary całkowite wózka wynoszą 1190 x 440 x 680 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące