

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/zbieracz-na-pranie-potrojny-p-2555.html>



WZ3-1KO/100 wózek 3x100-120 l na odpady i bieliznę bez pokryw

Cena brutto	3 250,00 zł
Cena netto	2 642,28 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	SM-TMBY-WBP- WZ3-1KO/100

Opis produktu

Potrójny otwarty wózek 3x100-120 l bez pokryw

WZ3-1KO/100 to potrójny otwarty wózek na odpady lub brudną bieliznę, przeznaczony do trzech worków o pojemności 100-120 l każdy. Jest to większy wariant z serii WZ3-1KO, przeznaczony do miejsc, w których potrzebna jest duża pojemność i szybki dostęp do trzech worków przy jednym stanowisku.

Wózek został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Konstrukcja ma obręcz z klipsami zaciskowymi, koła 50 mm z blokadą oraz modułowy stelaż, który można rozłączać na pojedyncze segmenty lub łączyć w większe układy.

Dlaczego WZ3-1KO/100, a nie zwykły zbieracz na pranie?

Ten model nie powinien być opisany wyłącznie jako zbieracz na pranie. **WZ3-1KO/100** to konkretny, potrójny wózek medyczny na trzy worki 100-120 l, przeznaczony do organizacji odpadów, brudnej bielizny albo trzech oddzielnych zastosowań przy jednym stanowisku.

W porównaniu z wariantem WZ3-1KO/60 zapewnia większą pojemność roboczą. W porównaniu z modelami z pokrywami daje szybszy, otwarty dostęp do worków, co jest praktyczne tam, gdzie liczy się tempo pracy i prosta organizacja stanowiska.

Trzy worki 100-120 l przy jednym stanowisku

Potrójna konstrukcja pozwala ustawić trzy duże worki obok siebie. Dzięki temu można rozdzielić odpady, brudną bieliznę i dodatkowy typ zawartości albo przygotować jedno większe stanowisko pracy bez konieczności ustawiania trzech osobnych wózków.

Każde stanowisko jest przeznaczone do worka o pojemności 100-120 l. To praktyczny wariant dla placówek, w których standardowe worki 60-80 l są niewystarczające.

Wersja bez pokryw – szybki dostęp do trzech dużych worków

WZ3-1KO/100 jest modelem bez pokryw. Otwarta konstrukcja ułatwia szybkie wrzucanie zawartości do worków i sprawdza się w miejscach, w których pokrywy nie są wymagane, a najważniejsza jest dostępność trzech dużych worków przy jednym stanowisku.

Jeżeli worki mają być zasłonięte, lepszym wyborem będzie wariant z pokrywami. Jeżeli najważniejsza jest pojemność, prostota konstrukcji i szybki dostęp, WZ3-1KO/100 będzie właściwszym rozwiązaniem.

Stelaż modułowy – możliwość rozłączenia i rozbudowy

Stelaż ma możliwość rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych. Rozbudowa odbywa się bez wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych.

To praktyczne rozwiązanie dla placówek, w których układ stanowisk może się zmieniać. Wózek można dopasować do aktualnej organizacji pracy, a w razie potrzeby rozbudować system o kolejne segmenty.

Najważniejsze zalety WZ3-1KO/100

- **potrójny wózek bez pokryw** – szybki, otwarty dostęp do trzech worków,
- **3 x 100-120 l** – trzy duże stanowiska na worki przy jednym wózku,
- **do odpadów lub brudnej bielizny** – możliwość rozdzielenia zastosowań,
- **większa pojemność niż WZ3-1KO/60** – wariant do dużych worków 100-120 l,
- **stal kwasoodporna 0H18N9** – konstrukcja do środowiska medycznego i pomocniczego,
- **klipsy zaciskowe** – pomagają utrzymać worki we właściwym położeniu,
- **stelaż modułowy** – możliwość rozłączenia na segmenty i tworzenia większych układów,
- **koła 50 mm z blokadą** – mobilność i stabilne ustawienie wózka,
- **wymiary 1320 x 465 x 850 mm** – potrójna konstrukcja do większej pojemności pracy.

Kiedy wybrać WZ3-1KO/100?

WZ3-1KO/100 warto wybrać wtedy, gdy potrzebne są trzy duże worki 100-120 l przy jednym stanowisku, a pokrywy nie są wymagane. To dobry wariant do brudowników, oddziałów, gabinetów, domów opieki i pomieszczeń pomocniczych, gdzie liczy się pojemność i szybka organizacja pracy.

Model sprawdzi się jako potrójny wózek na odpady, potrójny wózek na brudną bieliznę albo otwarte stanowisko do równoległej obsługi trzech dużych worków.

WZ3-1KO/100 a inne warianty – który model wybrać?

Wariant	Najlepsze zastosowanie
WZ3-1KO/60 3x60-80 l bez pokryw	trzy worki 60-80 l i szybki, otwarty dostęp
WZ3-2KO/60 3x60-80 l z pokrywami	trzy worki 60-80 l, gdy worki mają być zasłonięte pokrywami
WZ3-1KO/100 3x100-120 l bez pokryw	trzy duże worki 100-120 l i szybki dostęp bez pokryw
WZ3-2KO/100 3x100-120 l z pokrywami	trzy duże worki 100-120 l, gdy potrzebne są pokrywy

Do odpadów lub brudnej bielizny

Wózek może być używany do organizacji odpadów albo brudnej bielizny. Trzy osobne stanowiska na duże worki pozwalają rozdzielić zastosowania i lepiej uporządkować pracę w pomieszczeniu pomocniczym.

Jeżeli potrzebne są inne warianty do organizacji worków, sprawdź kategorię [kosze na odpady medyczne](#) oraz [wózki na odpady lub brudną bieliznę](#).

Stal kwasoodporna 0H18N9 i klipsy zaciskowe

WZ3-1KO/100 został wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gatunku 0H18N9. Taka konstrukcja jest przeznaczona do intensywnego użytkowania w środowisku medycznym, opiekuńczym i pomocniczym.

Obręcze zostały wyposażone w klipsy zaciskowe, które pomagają utrzymać worki 100-120 l we właściwym położeniu. Dzięki temu worki nie zsuwają się tak łatwo podczas użytkowania, a stanowisko pracy pozostaje bardziej uporządkowane.

Koła 50 mm z blokadą

Wózek ma koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa koła z blokadą. Dzięki temu można go łatwo przestawić, a następnie stabilnie ustawić przy ścianie, stanowisku pracy, w brudowniku lub zapleczu sanitarnym.

Najważniejsze parametry techniczne

Model	WZ3-1KO/100
Numer katalogowy	SM-TMBY-WBP-WZ3-1KO/100
Rodzaj	potrójny otwarty wózek bez pokryw
Przeznaczenie	odpady lub brudna bielizna
Liczba stanowisk na worki	3

Pojemność worków	3 x 100-120 l
Materiał konstrukcji	stal kwasoodporna gat. 0H18N9
Pokrywy	brak
Mocowanie worków	obrace z klipsami zaciskowymi
Stelaż	modułowy, z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty
Koła	50 mm, w obudowie stalowej ocynkowanej
Blokada kół	2 koła z blokadą
Wymiary całkowite	1320 x 465 x 850 mm

FAQ

Czym różni się WZ3-1KO/100 od WZ3-1KO/60?

WZ3-1KO/100 jest większym wariantem potrójnym i obsługuje trzy worki 100-120 l. WZ3-1KO/60 jest przeznaczony do trzech worków 60-80 l.

Czy WZ3-1KO/100 ma pokrywę?

Nie. WZ3-1KO/100 to potrójny otwarty wózek bez pokryw, przeznaczony do szybkiego dostępu do trzech dużych worków.

Do jakich worków pasuje WZ3-1KO/100?

Wózek jest przeznaczony do trzech worków o pojemności 100-120 l każdy.

Czy WZ3-1KO/100 nadaje się do odpadów i brudnej bielizny?

Tak. Wózek może być używany do organizacji odpadów, brudnej bielizny albo trzech oddzielnych zastosowań przy jednym stanowisku.

Czy stelaż można rozdzielić na pojedyncze segmenty?

Tak. Stelaż można rozłączyć na pojedyncze segmenty oraz tworzyć moduły wielosegmentowe za pomocą elementów złącznych.

Jakie są wymiary wózka WZ3-1KO/100?

Wymiary całkowite wózka wynoszą 1320 x 465 x 850 mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące