

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aparat-do-ultradzwiekow-sonotronic-us-2-p-991.html>

Aparat do ultradźwięków Sonotronic US-2



Cena brutto	5 800,00 zł
Cena netto	5 370,37 zł
Dostępność	Dostępność 7 - 14dni
Czas wysyłki	7-14 dni
Numer katalogowy	SM-EE-US-2

Opis produktu

Odkryj nowoczesność w terapii z ultradźwiękowym aparatem!

Przedstawiamy Ci nowatorski aparat do terapii ultradźwiękowej, który rewolucjonizuje podejście do leczenia. Zestawiając innowacyjne technologie z wygodą obsługi, nasz aparat staje się nieodzownym narzędziem dla profesjonalistów i entuzjastów terapii ultradźwiękowej.

Ergonomiczny design dla wygody obsługi

Dzięki dużemu, kolorowemu wyświetlaczowi o przekątnej 4,3 cala z panelem dotykowym, obsługa aparatu staje się intuicyjna i przyjemna. Przyciski oraz ekran dotykowy sprawiają, że korzystanie z urządzenia jest łatwe nawet dla osób nieobeznanych z zaawansowaną technologią.

Główce dwuczęstotliwościowe dla wszechstronności

Nasz aparat wyposażono w główce o dwóch częstotliwościach (1MHz i 3,3MHz) o różnych powierzchniach (18m2, 5cm2 lub 1cm2), umożliwiając dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. Terapia ciągła i impulsowa daje szeroki zakres możliwości leczenia.

Bezpieczeństwo i wygoda w jednym

Główce aparatowe są wodoodporne, co zapewnia bezpieczne i efektywne korzystanie z urządzenia w różnych warunkach. Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa oraz sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania główki z pacjentem sprawiają, że terapia staje się nie tylko skuteczna, ale również komfortowa.

Programy zabiegowe dla różnych schorzeń

Aparat oferuje gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń, a także możliwość tworzenia własnych programów przez terapeutę. Panel zapisu z klawiaturą ekranową ułatwia personalizację terapii.

Zaawansowane wyposażenie standardowe i opcjonalne

W komplecie standardowym znajdziesz niezbędne akcesoria, takie jak żel do terapii ultradźwiękowej, instrukcja użytkowania oraz bezpiecznik. Dodatkowo, opcjonalne główki ultradźwiękowe i praktyczna torba do przenoszenia sprzętu pozwalają dostosować aparat do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika.

Nasz nowoczesny aparat do terapii ultradźwiękowej to połączenie zaawansowanych technologii, łatwości obsługi i

wszechstronności terapeutycznej. Odkryj nowy wymiar leczenia z naszym innowacyjnym aparatem!

Cechy aparatu do ultradźwięków:

- Duży (4,3") kolorowy, graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym
- Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
- Głowice dwuczęściowe: 1MHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm² lub 1cm²
- Praca ciągła i impulsowa
- Do wyboru dwie wygodne, ergonomiczne wersje głowic
- Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem
- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
- Programy własne - wygodne panele zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa)
- Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów.

Terapeutyczne działanie aparatu:

Zabiegi terapii ultradźwiękowej stosuje się m.in. w leczeniu:

- chorób zwyrodnieniowych stawów
- zespołów bólowych
- stanów pourazowych, złamań, naderwań i stłuczeń
- owrzodzeń, blizn, przykurczy
- stanów zapalnych
- chorób reumatycznych
- nerwoból, zapaleń nerwów,
- wybranych chorób wewnętrznych.

Aparat do terapii ultradźwiękowej: Wyposażenie standardowe;

- żel do terapii ultradźwiękowej
- instrukcja użytkowania
- bezpiecznik

Aparat do terapii ultradźwiękowej: Wyposażenie opcjonalne

- głowice ultradźwiękowe:
- SU-5: pow. 5cm²; częst. 1MHz lub 3,3MHz
- SU-1: pow. 1,33cm²; częst. 1MHz lub 3,3MHz
- SU-6: pow. 18 cm² częst. 1MHz lub 3,3MHz
- torba do przenoszenia sprzętu

Głowice ultradźwiękowe współpracujące z aparatem

Typ sondy
SU-1
SU-5
SUP-6

Parametry

1,33 cm² / 1MHz i 3,3MHz
5 cm² / 1MHz i 3,3MHz
18cm² (6 x 3cm²) / 1MHz i 3,3MHz

Aparat do terapii ultradźwiękowej: dane aparatu:

Parametry sygnałów ultradźwiękowych

moc ciągła	2,5W/cm ²
moc impulsowa w szczycie	3W/cm ²
częstotliwość ultradźwięków	1MHz lub 3,3MHz
częstotliwość impulsów	10-150Hz
wypełnienie impulsów	
płynn timer:	5 - 100%, krok 5%
skokowo:	6,25%; 12,5%; 25%; 50%
Pozostałe parametry	
zegar sterujący czasem zabiegu	1 sec - 30 min
zasilanie	sieć jednofazowa ~230V 10%, 50Hz, 50VA
klasa ochronności elektrycznej	I typ B
temperatura otoczenia	10°C - 40°C
wilgotność względna	do 85%
wymiary	335 x 270 x 125 mm

masa sterownika

2.5 kg

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Głowice ultradźwiękowe EE: brak , Głowica ultradźwiękowa SU-1 (+ 1 200,00 zł) , Głowica ultradźwiękowa SU-5 (+ 1 200,00 zł) , Automatyczna głowica do zabiegów ultradźwiękowych (+ 5 100,00 zł)

Torba transportowa: brak , Torba transportowa EE (+ 275,00 zł)