

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/aparat-szynowo-opaskowy-na-golen-i-udo-p-1047.html>



Aparat szynowo-opaskowy na goleń i udo

Cena brutto	282,00 zł
Cena netto	261,11 zł
Cena poprzednia	399,00 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	SM-TGO-V AP SK-O 510

Opis produktu

Aparat szynowo-opaskowy na goleń i udo **składa się z trzech części**. Pierwszą z nich są dwie szyny aluminiowe regulowane skokowo na długość od 45 do 69 cm. Drugą część to **zegar typu ROM z systemem zębatkowym**, który umożliwia blokowanie aparatu w określonej pozycji. Trzecią częścią aparatu są **pasły obwodowe regulowane za pomocą rzepów**. Dzięki zastosowaniu zegara ROM możliwa jest **regulacja kątowa aparatu**. Dla zgięcia jest to: 0 - 120° a dla wyprostu: -10 - 90°. Zegar daje także **możliwość blokady statycznej** w jednej z czterech pozycji: 0°, 15°, 30°.

Aparat szynowo-opaskowy wykorzystywany jest w celu ograniczenia ruchomości stawu kolanowego w trakcie rehabilitacji. Dzięki regulacji długości szyn oraz pasom obwodowym na rzepy aparat jest **uniwersalny**.

Cechy aparatu szynowo-opaskowego:

- składa się z:

- dwóch aluminiowych szyn regulowanych na długość
- zegara typu ROM z blokowaniem systemem zębatkowym
- 4 pasów obwodowych regulowanych na rzepy

ROZMIAR		UNIWERSALNY
		TGO-V AP SK-O 510
REGULACJA KĄTA	ZGIĘCIE	0°-120°
	WYPROST	-10°-90°
BŁOKOWANIE POD KĄTEM		0°, 15°, 30°
REGULACJA DŁUGOŚCI		45 cm-69 cm

Gwarancja producenta na 12 miesięcy.

Wskazania do stosowania aparatu:

- niestabilność stawu kolanowego
- choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
- unieruchomienia po urazach
- skręcenia i zwichnięcia stawu kolanowego
- uszkodzenia więzadeł lcl, mcl, acl
- po zabiegach operacyjnych , m. in. rekonstrukcji więzadeł kolana

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.