

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/asystor-kosmetyczny-z-szuflada-i-szafka-p-2075.html>



Asystor medyczny TECH-MED A2-S(1)D z szufladą i szafką

Cena brutto	2 490,00 zł
Cena netto	2 024,39 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	A2-S(1)D
Kod producenta	A2-01-S(1)D(0)-PM_-0000-K4._

Opis produktu

TECH-MED A2-S(1)D – asystor z szufladą i zamykaną szafką

TECH-MED A2-S(1)D to mobilny asystor medyczny z podziałem poziomym, który łączy dwa różne sposoby przechowywania: **jedną szufladę** oraz **szafkę z drzwiczkami wyposażoną w zamek**. Taka konfiguracja pozwala oddzielić drobniejsze elementy przechowywane w szufladzie od wyposażenia wymagającego większej, zamkniętej przestrzeni.

Szuflada ma front o wysokości **120 mm**, system cichego domykania oraz powierzchnię użytkową **360 x 330 x 90 mm**. Dolną część korpusu stanowi szafka z drzwiczkami o wysokości 365 mm. Wysokość całego asystora wynosi **800 mm** i nie jest regulowana.

Szuflada z cichym domykaniem i szafka z zamkiem

Połączenie szuflady i szafki odróżnia A2-S(1)D od wariantów wyposażonych wyłącznie w szafkę albo wyłącznie w szuflady. Szuflada sprawdza się przy organizacji mniejszych elementów, natomiast zamykana część szafkowa zapewnia osobną przestrzeń do przechowywania wyposażenia.

Wnętrze szafki można dodatkowo wyposażyć w **półkę z płyty meblowej**. Półka jest wyposażeniem opcjonalnym i wymaga dopłaty.

Konstrukcja A2-S(1)D

Stelaż wykonano z **zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS**. Profile mogą być anodowane albo lakierowane proszkowo w kolorze z palety RAL TECH-MED. Wypełnienie korpusu stanowi **płyta meblowa obustronnie laminowana**.

Pięcioramienna podstawa jest lakierowana proszkowo i ma średnicę **600 mm**. Wyposażono ją w **5 podwójnych kół o średnicy 55 mm** w obudowach z tworzywa sztucznego. Trzy koła mają blokadę, co pozwala ustabilizować asystor w

wybranym miejscu.

Kolory płyt i stelaża

W podstawowej grupie cenowej dostępne są płyty w kolorach: **biel alpejska, jasny szary, kość słoniowa, dąb Elegance, olcha oraz sosna Loft biała.**

Za dopłatą dostępne są również: **beżowy, cappuccino, pomarańczowy, czerwień Chill, jasny niebieski, pastelowy niebieski, niebieski, zieleń Mamba, żółty, morelowy oraz jasny różowy.**

Stelaż może pozostać anodowany lub zostać wykończony lakierem proszkowym w wybranym kolorze RAL, co pozwala zestawić kolor konstrukcji z wybraną płytą korpusu.

Przeznaczenie i dokumentacja

Typ **A2-S(1)D** jest objęty deklaracją zgodności dla Asystorów A. Wyrób został sklasyfikowany jako **wyrób medyczny klasy I, reguła 1**. Asystory A są przeznaczone do użytkowania w placówkach medycznych, między innymi do przechowywania i transportu instrumentów oraz urządzeń medycznych w zakresie określonym dla wyrobu.

Maksymalne obciążenie całego asystora wynosi **10 kg**. Wartość ta dotyczy całego wyrobu i nie jest dopuszczalnym obciążeniem pojedynczej szuflady ani szafki.

Dane techniczne TECH-MED A2-S(1)D

Marka	TECH-MED
Typ	A2-S(1)D
Układ przechowywania	1 szuflada + 1 szafka z drzwiczkami
Zamek szafki	tak
System szuflady	ciche domykanie
Wysokość frontu szuflady	120 mm
Wymiary użytkowe szuflady	360 × 330 × 90 mm (szer. × gł. × wys.)
Wysokość drzwi	365 mm
Wysokość części szafki z drzwiczkami	364 mm
Materiał stelaża	zamknięte profile aluminiowe i złączki ABS
Wypełnienie korpusu	płyta meblowa obustronnie laminowana
Wykończenie stelaża	anodowane lub lakierowane proszkowo w kolorze RAL
Wysokość całkowita	800 mm
Regulacja wysokości	brak – wysokość stała
Średnica podstawy	600 mm
Podstawa	pięcioramienna, lakierowana proszkowo
Koła	5 podwójnych kół Ø55 mm, w tym 3 z blokadą
Maksymalne obciążenie całego asystora	10 kg
Opcja dodatkowa	półka do szafki z płyty meblowej – za dopłatą
Klasa wyrobu medycznego	klasa I, reguła 1
Basic UDI-DI rodziny Asystory A	5904126-A/75

Czy A2-S(1)D będzie właściwym wariantem?

Ten model warto rozważyć wtedy, gdy potrzebna jest zarówno **szuflada na drobniejsze elementy**, jak i **większa zamykana przestrzeń szafkaowa**. Jeżeli ważniejsza jest jedna większa przestrzeń bez szuflady, można porównać [TECH-MED A2-D z szafką jednodrzwiową](#).

Jeżeli zamiast szafki potrzebne jest rozdzielenie wyposażenia pomiędzy dwie szuflady, alternatywą jest [TECH-MED A2-S\(2\) z dwiema szufladami](#).

Inne konfiguracje można zestawić w kategorii [porównanie asystorów według sposobu przechowywania i wysokości](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor elementów dekoracyjnych T: RAL 9003-biały , RAL 9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz kolor płyty laminowanej: Biel alpejska , Dąb elegance , Jasny szary , Kość słoniowa , Olcha , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Jasny niebieski (+ 10.00%) , Pastelowy niebieski (+ 10.00%) , Jasny różowy (+ 10.00%) , Morelowy (+ 10.00%)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące