

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/bambusowa-waga-lazienkowa-p-1690.html>



Elektroniczna waga osobowa Salter 9086 WD3R – bambusowa, 150 kg

Cena brutto **90,00 zł**

Cena netto **73,17 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **9086 WD3R**

Opis produktu

Elektroniczna waga łazienkowa Salter 9086 WD3R – naturalny bambus i wygodny pomiar

Nie każda waga łazienkowa musi mieć szklaną lub plastikową powierzchnię. **Salter 9086 WD3R** to elektroniczna waga osobowa z platformą wykonaną z naturalnego bambusa. Ciepły odcień drewna i widoczny rysunek włókien sprawiają, że urządzenie dobrze komponuje się z łazienkami urządzonymi w stylu skandynawskim, minimalistycznym i naturalnym.

Za wyglądem idzie praktyczna funkcjonalność: **maksymalne obciążenie 150 kg, podziałka pomiarowa 100 g oraz wyświetlacz LCD** pozwalają na wygodne, codzienne sprawdzanie masy ciała.

Step-On – wejdź na wagę i odczytaj wynik

Dzięki technologii **Step-On** nie trzeba każdorazowo włączać urządzenia przyciskiem. Po pierwszym przygotowaniu i inicjalizacji wystarczy wejść na platformę oraz stanąć nieruchomo. Po zakończeniu pomiaru wynik pozostaje przez kilka sekund na wyświetlaczu, a urządzenie automatycznie się wyłącza.

To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą regularnie kontrolować masę ciała bez dodatkowych czynności. Waga obsługuje jednostki kilogramów (kg), kamieni (st) oraz funtów (lb).

Bambusowa platforma odporna na codzienne użytkowanie

Powierzchnia wykonana z bambusa wyróżnia się naturalnym wyglądem i odpornością na zwykły kontakt z wilgocią. Waga jest przeznaczona do użytkowania w warunkach domowych, w tym w łazience.

Ważne: odporność bambusowej platformy na wilgoć nie oznacza wodoodporności całego urządzenia. Elektroniki nie należy zalewać ani zanurzać w wodzie. Powierzchnię najlepiej przecierać lekko wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć.

Smukła konstrukcja i czytelny wyświetlacz LCD

Platforma o wymiarach **30x30 cm** zapewnia miejsce do ustawienia stóp, a wysokość wynosząca około **2,4 cm** ułatwia przechowywanie wagi w niewielkiej łazience.

Wyświetlacz LCD został osadzony we wgłębieniu bambusowej powierzchni. Duże cyfry ułatwiają odczyt wyniku podczas codziennego ważenia.

Najważniejsze zalety wagi Salter 9086 WD3R

- **Naturalny bambus** – estetyczna platforma o wyraźnej strukturze drewna.
- **Obciążenie do 150 kg** – zakres odpowiedni do domowej kontroli masy ciała.
- **Podziałka 100 g** – odczyt w krokach co 0,1 kg.
- **Funkcja Step-On** – pomiar po wejściu na przygotowaną wagę.
- **Wyświetlacz LCD** – wygodna prezentacja wyniku.
- **Smukły profil** – tylko około 2,4 cm wysokości.
- **Trzy jednostki pomiarowe** – kg, st i lb.
- **Automatyczne wyłączenie** – bez potrzeby ręcznego wyłączania urządzenia.

Dane techniczne – Salter 9086 WD3R

Producent / marka	Salter
Model	9086 WD3R
Rodzaj urządzenia	Elektroniczna waga łazienkowa / osobowa
Materiał platformy	Naturalny bambus
Kolor	Naturalny odcień bambusa
Maksymalne obciążenie	150 kg
Podziałka pomiarowa	100 g (0,1 kg)
Wyświetlacz	Cyfrowy LCD
Jednostki pomiarowe	kg, st, lb
Automatyczne uruchamianie	Tak, Step-On
Automatyczne wyłączenie	Tak
Wymiary	30x30x2,4 cm
Zasilanie	1 bateria CR2032
Bateria w zestawie	Tak, według specyfikacji producenta
Przeznaczenie	Pomiar masy ciała w warunkach domowych

Jak prawidłowo korzystać z wagi bambusowej?

Przed pierwszym użyciem należy przygotować zasilanie, wybrać jednostkę pomiarową i umieścić wagę na stabilnym, równym podłożu. Następnie nacisnąć stopą środek platformy, poczekać na wskazanie 0.0 i pozwolić urządzeniu się wyłączyć. Od tej chwili można korzystać z funkcji Step-On.

Po przeniesieniu wagi w inne miejsce należy ponownie przeprowadzić inicjalizację. Dla porównywalności wyników najlepiej ważyć się o zbliżonej porze, na tej samej powierzchni i w podobnych warunkach.

Salter 9086 WD3R jest wagą przeznaczoną do pomiaru masy ciała. Nie posiada potwierdzonych funkcji analizy tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej ani BMI.

Jeżeli szukasz innego rodzaju urządzenia do domowego ważenia, sprawdź również [wagi łazienkowe dostępne w SaleMED](#).