

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/basen-rehabilitacyjny-2m-x-2-5m-x-60-cm-p-386.html>

Basen rehabilitacyjny 200x250x60 cm bez piłek



Cena brutto	2 800,00 zł
Cena netto	2 276,42 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	5-7 dni
Numer katalogowy	SM-PS-KR011
Kod producenta	SM-PS-BBP

Opis produktu

Basen rehabilitacyjny 200x250x60 cm – suchy basen bez piłek do terapii SI

Basen rehabilitacyjny 200x250x60 cm to prostokątny **suchy basen bez piłek** przeznaczony do terapii integracji sensorycznej, przedszkoli, sal zabaw, placówek rehabilitacyjnych i dziecięcych stref aktywności. Model ma wymiary **200x250x60 cm**, ścianki o grubości **20 cm**, konstrukcję z pianki poliuretanowej oraz pokrowiec z tkaniny typu **kodura**.

To wariant dla osób, które szukają większego basenu niż klasyczny model 200x200 cm, ale nie potrzebują bardzo dużego suchego basenu 250x250 lub 300x300 cm. Produkt jest sprzedawany **bez piłek w standardzie**, dlatego dobrze sprawdzi się w placówkach, które mają już własne piłeczki albo chcą dobrać ich liczbę i kolorystykę osobno.

Basen można rozbudować o **3000 piłeczek Ø8 cm**, schodki lub rampę. Dzięki temu jeden produkt może pełnić funkcję suchego basenu rehabilitacyjnego, basenu do SI, basenu do przedszkola albo basenu z kulkami po dobraniu wypełnienia.

Najważniejsze cechy basenu rehabilitacyjnego 200x250x60 cm

- **Wymiary 200x250x60 cm** – prostokątny basen rehabilitacyjny do terapii SI, przedszkola i sali zabaw.
- **Wariant bez piłek w standardzie** – dobry wybór, gdy piłeczki są już dostępne lub mają być dobrane osobno.
- **Opcja 3000 piłeczek Ø8 cm** – możliwość stworzenia kompletnego basenu z kulkami.
- **Ścianki o grubości 20 cm** – miękka, wyraźnie wydzielona przestrzeń do zabawy i ćwiczeń.
- **Wysokość 60 cm** – praktyczna wysokość dla dużego suchego basenu rehabilitacyjnego.
- **Pianka poliuretanowa** – konstrukcja odpowiednia do wyposażenia dziecięcych stref aktywności.
- **Pokrowiec typu kodura** – materiał przeznaczony do regularnego użytkowania i łatwego czyszczenia.
- **Wzmocnione narożniki ze sztywną białą** – lepsze utrzymanie kształtu basenu podczas użytkowania.
- **Opcjonalne schodki i rampa** – możliwość rozbudowy basenu o elementy ułatwiające wejście lub tworzące strefę ruchową.
- **Polska produkcja i 24 miesiące gwarancji** – ważne przy zakupie wyposażenia do placówek.

Basen rehabilitacyjny 200x250 cm bez piłek czy z piłeczkami?

Ten model jest sprzedawany jako **suchy basen bez piłek**. To dobre rozwiązanie dla przedszkoli, gabinetów SI i sal zabaw, które mają już własne piłeczki lub chcą dobrać wypełnienie indywidualnie. W standardzie kupujesz sam basen, a piłeczki, schodki i rampę możesz wybrać jako opcje dodatkowe.

Do basenu 200x250x60 cm można dobrać **3000 piłeczek o średnicy 8 cm**. Po takim uzupełnieniu produkt staje się dużym basenem z kulkami do terapii SI, zabawy ruchowej, ćwiczeń koordynacyjnych i aktywności grupowych.

Wariant

Basen rehabilitacyjny 200x250x60 cm bez piłek

Basen 200x250 cm + 3000 piłeczek

Basen 200x250 cm + schodki

Basen 200x250 cm + rampa

Kiedy wybrać?

Gdy placówka ma własne piłeczki albo chce dobrać ich kolor i liczbę osobno.

Gdy potrzebny jest kompletny basen z kulkami do przedszkola, sali zabaw lub gabinetu SI.

Gdy z basenu będą korzystać młodsze dzieci i potrzebne jest wygodniejsze wejście.

Gdy basen ma być częścią aktywnej strefy ruchowej lub toru zabawowego.

Do czego sprawdzi się suchy basen rehabilitacyjny 200x250 cm?

Suchy basen rehabilitacyjny 200x250x60 cm sprawdzi się tam, gdzie potrzebna jest większa, miękka i bezpiecznie wydzielona przestrzeń dla dzieci. Prostokątny format 200x250 cm ułatwia ustawienie basenu przy ścianie, w sali terapeutycznej, w przedszkolu lub w wydzielonej strefie zabawy.

- do gabinetu integracji sensorycznej,
- do przedszkola,
- do żłobka,
- do sali zabaw,
- do placówki rehabilitacyjnej dla dzieci,
- do sali terapeutycznej,
- do dziecięcej strefy aktywności i odpoczynku.

Konstrukcja: pianka poliuretanowa, kodura i wzmocnione narożniki

Korpus basenu wykonany jest z **pianki poliuretanowej**. Ścianki mają grubość **20 cm**, dzięki czemu tworzą miękka i wyraźnie oddzieloną przestrzeń do ćwiczeń, zabawy i pracy z bodźcami sensorycznymi. Wysokość **60 cm** pozwala używać basenu zarówno bez wypełnienia, jak i z piłeczkami.

Pokrowiec wykonano z tkaniny typu **kodura**, która dobrze sprawdza się przy regularnym użytkowaniu w placówkach. Materiał można czyścić wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem czyszczącym. Wzmocnione narożniki ze **sztywną białą** pomagają utrzymać kształt basenu i poprawiają stabilność poszycia podczas użytkowania.

Opcjonalne piłeczki 3000 sztuk Ø8 cm

Do basenu rehabilitacyjnego 200x250 cm można dobrać zestaw **3000 piłeczek o średnicy 8 cm**. Taka konfiguracja pozwala przekształcić wariant bazowy w kompletny **suchy basen z kulkami** do terapii SI, przedszkola lub sali zabaw.

Jeżeli chcesz zamówić piłeczki osobno albo dobrać ich kolorystykę niezależnie od basenu, sprawdź kategorię [kulki do suchego basenu](#).

Opcjonalne schodki i rampa do basenu

Schodki i rampa nie są standardowym elementem zestawu, ale można je dobrać jako opcje dodatkowe. Przy basenie 200x250x60 cm takie akcesoria zwiększają funkcjonalność produktu i pozwalają lepiej dopasować basen do wieku dzieci oraz charakteru zajęć.

Schodki ułatwiają wejście do basenu młodszym dzieciom. **Rampa** może urozmaicić zabawę i stworzyć bardziej aktywną strefę ruchową.

Parametry techniczne

Nazwa produktu

Basen rehabilitacyjny 200x250x60 cm – suchy basen bez piłek do terapii SI

Typ produktu

duży suchy basen rehabilitacyjny

Wymiary zewnętrzne

200 x 250 x 60 cm

Grubość ścianek

20 cm

Konstrukcja

pianka poliuretanowa

Pokrowiec

tkanina typu kodura

Wzmocnienia

narożniki wzmocnione sztywną białą

Piłeczki w standardzie

nie

Opcjonalne piłeczki

3000 sztuk, średnica 8 cm

Opcje dodatkowe

schodki, rampa, zestaw piłeczek

Kolorystyka

możliwość konfiguracji na zamówienie

Numer katalogowy

SM-PS-KR011

Kod producenta

SM-PS-BBP

Jak odróżnić ten model od innych suchych basenów?

Ten produkt powinien być wybierany wtedy, gdy potrzebujesz **basenu rehabilitacyjnego 200x250x60 cm bez piłek**. To nie jest mały basenik domowy ani gotowy zestaw z piłeczkami w standardzie. To prostokątny model bazowy, który można rozbudować o piłeczki, schodki lub rampę.

Jeżeli zależy Ci na większym, prostokątnym wariantcie, sprawdź [suchy basen 300x200x60 cm bez piłek](#). Jeżeli szukasz większego, kwadratowego modelu, zobacz [suchy basen 250x250x60 cm bez piłek](#) albo [suchy basen 300x300x60 cm bez piłek](#).

Bezpieczeństwo i pielęgnacja

- Podczas korzystania z basenu przez dzieci zalecany jest nadzór osoby dorosłej.
- Basen należy ustawiać na równym i stabilnym podłożu.
- Pokrowiec można czyścić wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem czyszczącym.
- Nie należy stosować agresywnych detergentów ani ostrych narzędzi.
- Należy unikać przedmiotów, które mogłyby uszkodzić pokrowiec.
- Przy intensywnym użytkowaniu warto regularnie kontrolować stan poszycia, szwów i narożników.

FAQ – basen rehabilitacyjny 200x250x60 cm

Czy basen rehabilitacyjny 200x250x60 cm jest sprzedawany z piłeczkami?

Nie. Ten model jest sprzedawany standardowo bez piłeczek. Przy zamówieniu można dobrać opcjonalny zestaw 3000 piłeczek Ø8 cm.

Ile piłeczek potrzeba do basenu 200x250 cm?

W konfiguratorze dostępny jest zestaw 3000 piłeczek o średnicy 8 cm. Końcowy poziom wypełnienia zależy od oczekiwanej głębokości warstwy piłeczek i sposobu użytkowania basenu.

Czy ten basen nadaje się do terapii SI?

Tak. Basen może być wykorzystywany w gabinecie integracji sensorycznej jako miękka przestrzeń do aktywności, zabawy, ćwiczeń koordynacyjnych i pracy z bodźcami dotykowymi.

Czy basen 200x250 cm sprawdzi się w przedszkolu?

Tak. Dzięki wymiarom 200x250x60 cm, ściankom 20 cm, pokrowcowi typu kodura i możliwości dokupienia piłeczek, schodków lub rampy, model dobrze sprawdzi się w przedszkolach, żłóbkach i salach zabaw.

Czym różni się basen 200x250 cm od modelu 250x250 cm?

Model 200x250 cm ma prostokątny układ i łatwiej ustawić go w węższych pomieszczeniach lub przy ścianie. Model 250x250 cm jest kwadratowy i daje bardziej równomierną przestrzeń zabawy.

Czy schodki i rampa są w komplecie?

Nie. Schodki i rampa są opcjami dodatkowymi. Można je wybrać podczas składania zamówienia.

Czy można zamówić basen w innych kolorach?

Tak. Produkt daje możliwość konfiguracji kolorystyki na zamówienie, dzięki czemu basen można dopasować do gabinetu SI, przedszkola, sali zabaw lub innej przestrzeni dziecięcej.

Uwaga: kolory basenu i piłeczek mogą nieznacznie różnić się od kolorów widocznych na zdjęciach. Różnice mogą wynikać z ustawień ekranu oraz dostępności materiałów.

Dobierz basen lub akcesoria

- [suche baseny rehabilitacyjne i sensoryczne do terapii SI](#)
- [basen suchy z kulkami](#)
- [suche baseny bez piłeczek](#)

-
- [kulki do suchego basenu](#)
 - [suchy basen 300x200x60 cm bez piłek](#)
 - [suchy basen 250x250x60 cm bez piłek](#)
 - [suchy basen 300x300x60 cm bez piłek](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dokup zestaw piłeczek: Nie , 3000 szt. 8cm (+ 1 410,00 zł)

Dokup schodki do basenu: Nie , Tak (+ 465,00 zł)

Dokup rampę do basenu: Nie , Tak (+ 440,00 zł)