

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/basen-sensoryczny-bez-pilek-250cm-x-250cm-x-60-cm-p-385.html>

Suchy basen 250x250x60 cm bez piłek do terapii SI



Cena brutto	2 900,00 zł
Cena netto	2 357,72 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	5-7 dni
Numer katalogowy	SM-PS-KR010
Kod producenta	SM-PS-BBP

Opis produktu

Suchy basen 250x250x60 cm bez piłek do terapii SI, przedszkola i sali zabaw

Suchy basen 250x250x60 cm bez piłek to duży, kwadratowy basen piankowy przeznaczony do terapii integracji sensorycznej, przedszkoli, sal zabaw, placówek rehabilitacyjnych i dziecięcych stref aktywności. Model ma wymiary **250x250x60 cm**, ścianki o grubości **20 cm**, konstrukcję z pianki poliuretanowej oraz pokrowiec z tkaniny typu **kodura**.

To wariant dla osób, które szukają konkretnego rozmiaru: **suchy basen 250x250 cm** — większy i bardziej przestronny niż małe baseniki dziecięce, ale łatwiejszy do ustawienia niż bardzo duże modele 300x300 cm. W standardzie produkt sprzedawany jest **bez piłek**, dlatego sprawdzi się tam, gdzie placówka ma już własne piłeczki albo chce dobrać ich liczbę i kolorystykę osobno.

Basen można rozbudować o **3500 piłeczek Ø8 cm**, schodki lub rampę. Dzięki temu jeden produkt może pełnić funkcję suchego basenu bez wypełnienia, basenu z kulkami, strefy zabawy ruchowej albo elementu wyposażenia gabinetu SI.

Najważniejsze cechy suchego basenu 250x250x60 cm

- **Wymiary 250x250x60 cm** — duży, kwadratowy basen do przedszkola, sali zabaw i terapii SI.
- **Wariant bez piłek w standardzie** — dobry wybór, gdy piłeczki są już dostępne lub mają być dobrane osobno.
- **Opcja 3500 piłeczek Ø8 cm** — możliwość stworzenia kompletnego basenu z kulkami.
- **Ścianki o grubości 20 cm** — stabilna konstrukcja z pianki poliuretanowej.
- **Wysokość 60 cm** — praktyczna wysokość dla dużego suchego basenu.
- **Pokrowiec typu kodura** — materiał odporny na codzienne użytkowanie i łatwy do czyszczenia.
- **Wzmocnione narożniki ze sztywną białą** — lepsze utrzymanie kształtu podczas intensywnego użytkowania.
- **Opcjonalne schodki i rampa** — możliwość dopasowania basenu do wieku dzieci i charakteru zajęć.
- **Możliwość konfiguracji kolorystyki** — basen można dopasować do sali, przedszkola, gabinetu lub strefy dziecięcej.
- **Polska produkcja i 24 miesiące gwarancji** — ważne przy zakupie wyposażenia do placówek.

Basen 250x250 bez piłek czy zestaw z piłeczkami?

Ten produkt będzie bardzo dobrym wyborem, jeśli potrzebujesz **suchego basenu 250x250 cm bez piłek**, ale chcesz zachować możliwość późniejszej lub jednoczesnej rozbudowy zestawu. W standardzie kupujesz sam basen, a piłeczki, schodki i rampę wybierasz jako opcje dodatkowe.

Takie rozwiązanie jest praktyczne dla przedszkoli, gabinetów SI, sal zabaw i placówek terapeutycznych, które mają już własne

piłeczki albo chcą dobrać kolory i liczbę kulek indywidualnie. Jeśli chcesz przygotować gotowy zestaw do użytkowania, możesz dobrać **3500 piłeczek o średnicy 8 cm**.

Wariant

Suchy basen 250x250x60 cm bez piłek

Basen 250x250 cm + 3500 piłeczek

Basen 250x250 cm + schodki

Basen 250x250 cm + rampa

Kiedy wybrać?

Gdy masz własne piłeczki albo chcesz samodzielnie dobrać ich kolor i liczbę.

Gdy chcesz stworzyć kompletny basen z kulkami do przedszkola, sali zabaw lub gabinetu SI.

Gdy z basenu będą korzystać młodsze dzieci i potrzebne jest wygodniejsze wejście.

Gdy basen ma być częścią bardziej aktywnej strefy ruchowej lub zabawowej.

Do czego sprawdzi się suchy basen 250x250 cm?

Suchy basen 250x250x60 cm jest przeznaczony do intensywniejszego użytkowania niż małe baseniki domowe. Kwadratowy format 250x250 cm daje dużą, równą przestrzeń do zabawy i ćwiczeń, a jednocześnie jest łatwiejszy do ustawienia niż największe modele 300x300 cm.

- do przedszkola,
- do żłobka,
- do sali zabaw,
- do gabinetu integracji sensorycznej,
- do placówki rehabilitacyjnej dla dzieci,
- do strefy aktywności w obiekcie komercyjnym,
- do sali terapeutycznej lub kąpika wyciszenia.

Konstrukcja: pianka poliuretanowa, kodura i wzmocnione narożniki

Korpus basenu wykonany jest z **pianki poliuretanowej**. Ścianki mają grubość **20 cm**, dzięki czemu tworzą miękką, wyraźnie wydzieloną przestrzeń dla dzieci. Wysokość **60 cm** pozwala wykorzystać basen zarówno bez wypełnienia, jak i z piłeczkami.

Pokrowiec wykonano z tkaniny typu **kodura**, która dobrze sprawdza się przy regularnym użytkowaniu w placówkach. Materiał można czyścić wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem czyszczącym. Wzmocnione narożniki ze **szttywną białą** pomagają utrzymać kształt basenu i ograniczają przesuwanie się materiału podczas użytkowania.

Opcjonalne piłeczki 3500 sztuk Ø8 cm

Do suchego basenu 250x250 cm można dokupić zestaw **3500 piłeczek o średnicy 8 cm**. Taka konfiguracja pozwala przekształcić wariant bazowy w kompletny **basen z kulkami 250x250 cm** do przedszkola, sali zabaw lub gabinetu terapii SI.

Jeżeli chcesz zamówić piłeczki osobno albo dobrać ich kolorystykę niezależnie od basenu, sprawdź kategorię [kulki do suchego basenu](#).

Opcjonalne schodki i rampa do basenu

Schodki i rampa nie są standardowym elementem zestawu, ale można je dobrać jako opcje dodatkowe. Przy basenie 250x250x60 cm takie akcesoria zwiększają wygodę użytkowania i pozwalają lepiej dopasować basen do wieku dzieci oraz charakteru zajęć.

Schodki ułatwiają wejście do basenu młodszym dzieciom. **Rampa** może urozmaicić zabawę i stworzyć bardziej aktywną strefę ruchową.

Parametry techniczne

Nazwa produktu

Typ produktu

Wymiary zewnętrzne

Grubość ścianek

Konstrukcja

Pokrowiec

Wzmocnienia

Piłeczki w standardzie

Opcjonalne piłeczki

Opcje dodatkowe

Kolorystyka

Numer katalogowy

Suchy basen 250x250x60 cm bez piłek do terapii SI

duży suchy basen piankowy

250 x 250 x 60 cm

20 cm

pianka poliuretanowa

tkanina typu kodura

narożniki wzmocnione sztywną białą

nie

3500 sztuk, średnica 8 cm

schodki, rampa, zestaw piłeczek

możliwość konfiguracji na zamówienie

SM-PS-KR010

Kod producenta
Produkcja
Gwarancja

SM-PS-BBP
Polska
24 miesiące

Jak odróżnić ten model od innych suchych basenów?

Ten produkt powinien być wybierany wtedy, gdy potrzebujesz **suchego basenu 250x250x60 cm bez piłek**. To nie jest mały basenik domowy ani gotowy zestaw z piłeczkami w standardzie. To duży, kwadratowy model bazowy, który można rozbudować o piłeczki, schodki lub rampę.

Jeżeli zależy Ci na większym, prostokątnym modelu, sprawdź [suchy basen 300x200x60 cm bez piłek](#). Jeżeli szukasz większego, kwadratowego wariantu, zobacz [suchy basen 300x300x60 cm bez piłek](#).

Bezpieczeństwo i pielęgnacja

- Podczas korzystania z basenu przez dzieci zalecany jest nadzór osoby dorosłej.
- Pokrowiec można czyścić wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem czyszczącym.
- Nie należy stosować agresywnych detergentów ani ostrych narzędzi.
- Należy unikać przedmiotów, które mogłyby uszkodzić pokrowiec.
- Przy intensywnym użytkowaniu warto regularnie kontrolować stan poszycia i narożników.

FAQ – suchy basen 250x250x60 cm

Czy ten suchy basen jest sprzedawany z piłeczkami?

Nie. Ten model sprzedawany jest standardowo bez piłeczek. Przy zamówieniu można dobrać opcjonalny zestaw 3500 piłeczek Ø8 cm.

Ile piłeczek potrzeba do basenu 250x250 cm?

W konfiguratorze dostępny jest zestaw 3500 piłeczek o średnicy 8 cm. Taka liczba pozwala przygotować praktyczne wypełnienie basenu, a końcowy poziom zasypania zależy od oczekiwanej głębokości warstwy piłeczek.

Czy basen 250x250 cm nadaje się do terapii SI?

Tak. Basen może być wykorzystywany w gabinecie integracji sensorycznej jako strefa aktywności, zabawy, ćwiczeń koordynacyjnych i pracy z bodźcami dotykowymi.

Czy suchy basen 250x250 cm sprawdzi się w przedszkolu?

Tak. Dzięki dużemu rozmiarowi, ściankom 20 cm, pokrowcowi typu kodura i możliwości dokupienia piłeczek, schodków lub rampy, model dobrze sprawdzi się w przedszkolach, żłobkach i salach zabaw.

Czym różni się model 250x250 cm od basenu 300x200 cm?

Model 250x250 cm ma kwadratowy układ i dobrze sprawdza się w pomieszczeniach, w których potrzebna jest równomierna przestrzeń zabawy. Model 300x200 cm jest prostokątny i może być lepszy do węższych sal lub ustawienia przy ścianie.

Czy schodki i rampa są w komplecie?

Nie. Schodki i rampa są opcjami dodatkowymi. Można je wybrać podczas składania zamówienia.

Czy można dobrać kolor basenu?

Tak. Produkt daje możliwość konfiguracji kolorystyki na zamówienie, dzięki czemu basen można dopasować do przedszkola, sali zabaw, gabinetu SI lub innej przestrzeni dziecięcej.

Uwaga: kolory basenu i piłeczek mogą nieznacznie różnić się od kolorów widocznych na zdjęciach. Różnice mogą wynikać z ustawień ekranu oraz dostępności materiałów.

Dobierz basen lub akcesoria

- [suche baseny rehabilitacyjne i sensoryczne do terapii SI](#)
- [suche baseny bez piłeczek](#)
- [kulki do suchego basenu](#)

-
- [suchy basen 300x200x60 cm bez piłek](#)
 - [suchy basen 300x300x60 cm bez piłek](#)
 - [suchy basen 300x300x60 cm z 4500 piłeczkami](#)

Zobacz także

Sprawdź również pełną kategorię [suche baseny rehabilitacyjne i sensoryczne](#), w której znajdziesz modele z piłeczkami, bez piłek, narożne oraz baseny na wymiar do gabinetów SI, przedszkoli i sal zabaw.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dokup zestaw piłeczek: Nie , 3500 szt. 8cm (+ 1 625,00 zł)

Dokup schodki do basenu: Nie , Tak (+ 465,00 zł)

Dokup rampę do basenu: Nie , Tak (+ 440,00 zł)