

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/baseny-dla-dzieci-200-x-200-x-60-cm-bez-pilek-p-642.html>

Suchy basen 200x200x60 cm bez piłek



Cena brutto	2 700,00 zł
Cena netto	2 195,12 zł
Dostępność	W magazynie
Czas wysyłki	5-7 dni
Numer katalogowy	SM-PS-KR005
Kod producenta	SM-PS-BBP

Opis produktu

Suchy basen 200x200x60 cm bez piłek – średni basen do terapii SI, przedszkola i sali zabaw

Suchy basen 200x200x60 cm bez piłek do terapii SI, przedszkola i sali zabaw. Ścianki 20 cm, kodura, biza, opcja 3000 piłeczek Ø7 cm oraz rampy lub schodków.

Suchy basen 200x200x60 cm bez piłek to średni, kwadratowy basen piankowy dla dzieci, przeznaczony do gabinetów integracji sensorycznej, przedszkoli, żłobków, sal zabaw, placówek rehabilitacyjnych oraz dziecięcych stref aktywności. Model ma wymiar zewnętrzny **200 x 200 x 60 cm**, ścianki o grubości **20 cm**, konstrukcję z pianki o podwyższonej gęstości oraz pokrowiec z tkaniny typu **kodura**.

To jeden z najbardziej uniwersalnych rozmiarów w grupie suchych basenów dla dzieci. Jest wyraźnie większy niż modele 150x150 cm i 165x165 cm, ale nadal łatwiejszy do ustawienia niż duże baseny 250x250 cm, 300x200 cm czy 300x300 cm. Dzięki temu **suchy basen 200x200x60 cm** dobrze sprawdza się jako główny basen do terapii SI, przedszkola, żłobka lub sali zabaw.

Produkt jest oferowany jako **suchy basen bez piłek**. W cenie bazowej otrzymujesz sam basen. Jeżeli potrzebujesz kompletnego zestawu z kulkami, w konfiguratorze możesz wybrać **3000 piłeczek o średnicy 7 cm**. Do basenu można również dokupić **rampę** lub **schodki**, co pozwala rozbudować go o element wejściowy albo część większej strefy aktywności ruchowej.

Najważniejsze cechy suchego basenu 200x200x60 cm

- **Wymiary 200x200x60 cm** – średni, kwadratowy basen do terapii SI, przedszkola, żłobka i sali zabaw.
- **Wariant bez piłek w standardzie** – dobry wybór, gdy masz własne piłeczki albo chcesz wybrać je osobno.
- **Opcja 3000 piłeczek Ø7 cm** – możliwość stworzenia kompletnego suchego basenu z kulkami.
- **Ścianki 20 cm** – grubsze niż w mniejszych modelach, tworzą stabilną i wyraźnie wydzieloną przestrzeń.
- **Wysokość 60 cm** – praktyczna wysokość dla średniego basenu dziecięcego do intensywniejszego użytkowania.
- **Pianka o podwyższonej gęstości** – sprężysta konstrukcja do zabawy, ćwiczeń i aktywności ruchowej.
- **Pokrowiec z kodury** – materiał przeznaczony do regularnego użytkowania i łatwego czyszczenia.
- **Wzmocnione narożniki z bizą** – dodatkowa ochrona krawędzi i lepsze utrzymanie kształtu basenu.
- **Opcjonalna rampa lub schodki** – możliwość rozbudowy basenu o element wejściowy lub ruchowy.
- **Polska produkcja i 24 miesiące gwarancji**.

Dlaczego warto wybrać basen 200x200x60 cm?

Rozmiar **200x200x60 cm** dobrze sprawdza się tam, gdzie basen ma być czymś więcej niż małym kąciakiem z piłeczkami. To format, który pozwala stworzyć realną przestrzeń do zabawy, ćwiczeń koordynacyjnych, aktywności sensorycznej i pracy z bodźcami dotykowymi.

W porównaniu z modelem 150x150 cm basen 200x200 cm daje wyraźnie większą powierzchnię użytkową. W porównaniu z basenami 250x250 cm lub 300x300 cm jest łatwiejszy do ustawienia i nie wymaga tak dużej sali. Dlatego ten wariant jest bardzo dobrym wyborem dla placówek, które potrzebują funkcjonalnego basenu do codziennego użytku, ale nie chcą zajmować całej przestrzeni.

Suchy basen 200x200 cm bez piłek czy z piłeczkami?

Ten model jest oferowany jako **suchy basen bez piłek**. To ważne, ponieważ pozwala dopasować wyposażenie do potrzeb placówki. Możesz wykorzystać własne piłeczki albo dobrać zestaw dostępny w konfiguratorze.

Konfiguracja

Suchy basen 200x200x60 cm bez piłek

Basen 200x200 cm + 3000 piłeczek Ø7 cm

Basen + rampa lub schodki

Kiedy wybrać?

Gdy masz już piłeczki albo chcesz dobrać ich ilość i kolorystykę osobno.

Gdy potrzebujesz kompletnego basenu z kulkami do terapii SI, przedszkola, żłobka lub sali zabaw.

Gdy basen ma być elementem większej strefy ruchowej, wejścia do basenu albo toru aktywności.

Do czego sprawdzi się suchy basen 200x200x60 cm?

Suchy basen 200x200x60 cm sprawdzi się w miejscach, gdzie potrzebna jest miękka, wydzielona i większa przestrzeń dla dzieci. Po dobraniu piłeczek może pełnić funkcję klasycznego basenu z kulkami, a po połączeniu z rampą lub schodkami – elementu aktywności ruchowej.

- do gabinetu integracji sensorycznej,
- do terapii SI i ćwiczeń ogólnorozwojowych,
- do przedszkola,
- do żłobka,
- do sali zabaw,
- do placówki rehabilitacyjnej dla dzieci,
- do dziecięcej strefy aktywności,
- jako suchy basen z kulkami po dobraniu piłeczek,
- jako element zestawu z rampą lub schodkami.

Basen 200x200x60 cm a inne rozmiary – który wybrać?

Model **200x200x60 cm** zajmuje bardzo mocną pozycję w ofercie suchych basenów. Nie jest najmniejszy, więc daje więcej swobody niż warianty kompaktowe. Nie jest też największy, więc nie wymaga tak dużej powierzchni jak modele 250x250 cm, 300x200 cm czy 300x300 cm.

Rozmiar basenu

150x150x50 cm

165x165x50 cm

200x200x60 cm

200x250x60 cm

250x250x60 cm

300x300x60 cm

Najlepsze zastosowanie

Małe gabinety, niewielkie sale, kompaktowa strefa z piłeczkami.

Niewielki basen sensoryczny z większą powierzchnią niż 150x150 cm.

Uniwersalny, średni basen do terapii SI, przedszkola i sali zabaw.

Prostokątny model dla placówek potrzebujących większej długości basenu.

Duży kwadratowy basen do aktywności grupowych i większych sal.

Największy wariant do dużych sal zabaw, przedszkoli i przestrzeni terapeutycznych.

Konstrukcja: pianka o podwyższonej gęstości, kodura i biza

Korpus basenu wykonano z **pianki o podwyższonej gęstości**. Ścianki mają grubość **20 cm**, dzięki czemu tworzą miękka, stabilną i wyraźnie odgraniczoną przestrzeń do zabawy oraz ćwiczeń. Taka konstrukcja dobrze sprawdza się w miejscach, w których basen jest używany regularnie.

Pokrowiec wykonano z tkaniny typu **kodura**, przeznaczonej do częstego użytkowania i łatwego czyszczenia. Narożniki

wykończono **bizą**, czyli wzmocnieniem krawędzi, które pomaga chronić pokrowiec i utrzymać kształt basenu podczas codziennej eksploatacji.

Opcjonalne piłeczki 3000 sztuk Ø7 cm

Do basenu można dobrać zestaw **3000 piłeczek o średnicy 7 cm**. To opcja dodatkowa, dzięki której wariant bazowy bez piłek można przekształcić w kompletny **suchy basen z kulkami 200x200 cm**.

Jeżeli chcesz dobrać piłeczki osobno albo skompletować własną kolorystykę, sprawdź kategorię [kulki do suchego basenu](#).

Opcjonalna rampa i schodki do basenu

W konfiguratorze można dobrać do basenu **rampę** lub **schodki**. Takie dodatki zwiększają funkcjonalność basenu i pozwalają stworzyć prostą strefę wejścia, element toru aktywności albo rozszerzenie przestrzeni do zabawy ruchowej.

Rampa i schodki są szczególnie przydatne w przedszkolach, salach zabaw oraz gabinetach SI, gdzie dzieci korzystają z basenu w ramach różnych scenariuszy aktywności.

Parametry techniczne

Nazwa produktu	Suchy basen 200x200x60 cm bez piłek
Typ produktu	średni suchy basen piankowy na kulki
Wymiary zewnętrzne	200 x 200 x 60 cm
Grubość ścianek	20 cm
Konstrukcja	pianka o podwyższonej gęstości
Pokrowiec	tkanina typu kodura
Wzmocnienia	narożniki z bizą
Piłeczki w standardzie	nie
Opcjonalne piłeczki	3000 sztuk, średnica 7 cm
Opcje dodatkowe	rampa, schodki, zestaw piłeczek
Numer katalogowy	SM-PS-KR005
Kod producenta / SKU	SM-PS-BBP
Produkcja	Polska
Gwarancja	24 miesiące

Bezpieczeństwo i pielęgnacja

- Podczas korzystania z basenu przez dzieci wymagany jest nadzór osoby dorosłej.
- Basen należy ustawiać na równym i stabilnym podłożu.
- Pokrowiec można czyścić miękką, wilgotną ściereczką z łagodnym środkiem czyszczącym.
- Nie należy stosować agresywnych detergentów, rozpuszczalników ani ostrych narzędzi.
- Należy unikać przedmiotów, które mogłyby uszkodzić pokrowiec.
- Przy intensywnym użytkowaniu warto regularnie kontrolować stan pokrowca, szwów i narożników.

FAQ – suchy basen 200x200x60 cm

Czy suchy basen 200x200x60 cm jest sprzedawany z piłeczkami?

Nie. Wariant bazowy jest sprzedawany bez piłeczek. W konfiguratorze można dobrać opcjonalny zestaw 3000 piłeczek o średnicy 7 cm.

Ile piłeczek pasuje do basenu 200x200 cm?

Do tego modelu dostępna jest opcja 3000 piłeczek Ø7 cm. Taki zestaw pozwala stworzyć kompletny suchy basen z kulkami do przedszkola, żłobka, sali zabaw lub terapii SI.

Czym różni się basen 200x200 cm od modelu 150x150 cm?

Basen 200x200 cm ma większą powierzchnię użytkową, wysokość 60 cm i ścianki o grubości 20 cm. Model 150x150 cm jest bardziej kompaktowy, natomiast wariant 200x200 cm lepiej sprawdza się tam, gdzie potrzebna jest większa przestrzeń do zabawy i ćwiczeń.

Czy suchy basen 200x200x60 cm nadaje się do terapii SI?

Tak. Basen może być wykorzystywany w gabinecie integracji sensorycznej jako miękka przestrzeń do zabawy, aktywności ruchowej, ćwiczeń koordynacyjnych i pracy z bodźcami dotykowymi.

Czy do basenu można dokupić rampę lub schodki?

Tak. W konfiguratorze można dobrać rampę lub schodki. Dzięki temu basen można rozbudować o element wejściowy albo część większej strefy aktywności ruchowej.

Uwaga: kolory basenu i piłeczek mogą nieznacznie różnić się od kolorów widocznych na zdjęciach. Różnice mogą wynikać z ustawień ekranu oraz dostępności materiałów.

Dobierz odpowiedni suchy basen lub akcesoria

Ten produkt to średni wariant **200x200x60 cm bez piłek**. Jeżeli potrzebujesz mniejszego basenu, większej powierzchni albo gotowych piłeczek, sprawdź również pozostałe produkty z tej samej grupy.

Zobacz także

Zobacz inne [baseny sensoryczne bez piłeczek](#) oraz modele z piłeczkami, narożne i na wymiar do terapii SI, przedszkoli oraz sal zabaw.

- [suche baseny rehabilitacyjne i sensoryczne do terapii SI](#) – główna kategoria z basenami do gabinetów SI, przedszkoli i sal zabaw
- [kulki do suchego basenu](#) – piłeczki do uzupełnienia basenu i konfiguracji własnego zestawu kolorów
- [suchy basen 150x150x50 cm bez piłek](#) – kompaktowy model do mniejszych sal
- [suchy basen sensoryczny 165x165x50 cm bez piłek](#) – mniejszy wariant pośredni
- [basen rehabilitacyjny 200x250x60 cm bez piłek](#) – prostokątny model z większą długością
- [suchy basen 300x200x60 cm bez piłek](#) – duży prostokątny basen do większych sal
- [suchy basen 250x250x60 cm bez piłek](#) – duży kwadratowy basen do aktywności grupowych
- [suchy basen 300x300x60 cm bez piłek](#) – największy wariant do dużych przestrzeni terapeutycznych i sal zabaw

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dokup zestaw piłeczek: Nie , 3000 szt. 7 cm (+ 1 100,00 zł)

Dokup klocek Rampa: Nie , Tak (+ 440,00 zł)

Dokup klocek Schodki: Nie , Tak (+ 465,00 zł)