

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/bezprzewodowy-pas-na-bole-miesiaczkowe-homedics-podgrzewanie-i-wibracja-p-3506.html>



Pas menstruacyjny HoMedics na bóle miesiączkowe – podgrzewanie i wibracja

Cena brutto **189,00 zł**

Cena netto **153,66 zł**

Dostępność



Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **SM-H-WMH-200H**

Opis produktu

Pas menstruacyjny HoMedics na bóle miesiączkowe z podgrzewaniem i wibracją to bezprzewodowe urządzenie stworzone dla osób, które podczas okresu szukają wygodniejszego rozwiązania niż klasyczny termofor. Łączy **3 poziomy ciepła, 3 poziomy wibracji**, zasilanie akumulatorowe, ładowanie **USB-C** i smukłą konstrukcję, którą można nosić dyskretnie pod ubraniem.

Model **HoMedics Cycle Comfort Heat + Vibration Belt** odpowiada na bardzo konkretną potrzebę: szybki, wygodny i mobilny komfort w czasie miesiączki. To **pas grzewczy na okres**, który nie wymaga gorącej wody, nie ogranicza tak jak termofor i pozwala korzystać z ciepła oraz wibracji w domu, w pracy, podczas odpoczynku lub podróży.

Pas menstruacyjny HoMedics – wygodna alternatywa dla termoforu

Podczas bolesnego okresu wiele osób sięga po ciepło, ponieważ pomaga ono zwiększyć komfort w okolicy podbrzusza. Zwykły termofor bywa jednak niewygodny: trzeba napełniać go gorącą wodą, temperatura szybko spada, a korzystanie z niego poza domem jest mało praktyczne. **Bezprzewodowy pas menstruacyjny HoMedics** rozwiązuje ten problem, ponieważ daje regulowane podgrzewanie i dodatkową funkcję wibracji w jednym urządzeniu.

To mocny wybór dla osób, które wpisują w wyszukiwarce: **pas menstruacyjny, pas na bóle miesiączkowe, pas grzewczy na okres, pas menstruacyjny z podgrzewaniem** albo **pas menstruacyjny z wibracją**. HoMedics łączy najważniejsze funkcje, których klientki realnie szukają: ciepło, wibrację, mobilność, dyskrecję i prostą obsługę.

Dlaczego ten pas na bóle miesiączkowe wyróżnia się na tle zwykłych pasów grzewczych?

- **3 poziomy podgrzewania** – możesz dobrać intensywność ciepła do własnego komfortu.
- **3 poziomy wibracji** – delikatne działanie masujące w okolicy podbrzusza.
- **Ciepło i wibracja razem lub osobno** – więcej możliwości niż w klasycznym termoforze.
- **Bezprzewodowa konstrukcja** – wygodne używanie bez kabla ograniczającego ruch.
- **Ładowanie USB-C** – praktyczne rozwiązanie do codziennego użytkowania.
- **Czas pracy do około 2 godzin** – odpowiedni na odpoczynek, podróż, pracę przy biurku lub wieczorną regenerację.
- **Smukła forma pod ubranie** – pas można nosić bardziej dyskretnie niż termofor.
- **Regulowany pasek** – łatwiejsze dopasowanie do sylwetki.
- **Etui podróżne** – wygodne przechowywanie i transport.

- **Marka HoMedics** – rozpoznawalny producent urządzeń do masażu, relaksu i domowego komfortu.

Najlepszy wybór, gdy szukasz pasa menstruacyjnego z ciepłem i wibracją

Pas HoMedics został zaprojektowany dla osób, które nie chcą ograniczać się do jednego sposobu działania. Możesz wybrać samo podgrzewanie, samą wibrację albo połączyć obie funkcje. Dzięki temu urządzenie łatwo dopasować do tego, jak się czujesz i czego aktualnie potrzebujesz.

W praktyce oznacza to większą wygodę niż przy tradycyjnym termoforze. Nie musisz przygotowywać gorącej wody, trzymać termoforu przy brzuchu ani rezygnować z normalnych czynności. **Pas na okres HoMedics** możesz założyć, dopasować do sylwetki i korzystać z niego podczas spokojnego odpoczynku, pracy przy komputerze, oglądania filmu, czytania albo podróży.

Pas menstruacyjny HoMedics czy zwykły termofor?

Cecha	Pas menstruacyjny HoMedics	Zwykły termofor
Podgrzewanie	3 poziomy ciepła	Jedna temperatura, która stopniowo spada
Wibracja	3 poziomy wibracji	Brak
Używanie poza domem	Tak, bezprzewodowo	Mało praktyczne
Dyskrecja	Smukła forma pod luźniejsze ubranie	Zazwyczaj trudny do ukrycia
Obsługa	Przycisk, ładowanie USB-C	Wymaga gorącej wody
Mobilność	Do domu, pracy i podróży	Głównie do użycia w domu

Dla kogo jest pas menstruacyjny HoMedics?

Pas menstruacyjny HoMedics będzie szczególnie dobrym wyborem dla osób, które podczas miesiączki szukają miejscowego ciepła, delikatnej wibracji i wygody bez konieczności leżenia z termoforem. Sprawdzi się, gdy zależy Ci na szybkim uruchomieniu urządzenia, regulacji intensywności i możliwości korzystania z pasa w różnych sytuacjach.

To produkt dla osób, które chcą mieć pod ręką praktyczne wsparcie podczas okresu: w domu, przy biurku, na kanapie, w podróży lub w chwilach odpoczynku. Dzięki smukłej konstrukcji pas można założyć pod luźniejsze ubranie, co zwiększa wygodę codziennego użytkowania.

Jak działa pas menstruacyjny z podgrzewaniem i wibracją?

Urządzenie działa miejscowo w okolicy podbrzusza. Funkcja ciepła zapewnia przyjemne ogrzanie, a funkcja wibracji daje delikatne działanie masujące. Obie funkcje można dopasować do własnych preferencji, wybierając jeden z trzech poziomów intensywności.

Największą zaletą jest to, że pas HoMedics nie zmusza do wyboru jednego trybu. Możesz korzystać z samego ciepła, samej wibracji albo połączyć oba działania. Dzięki temu **pas grzewczy menstruacyjny HoMedics** sprawdzi się zarówno wtedy, gdy potrzebujesz delikatnego rozgrzania, jak i wtedy, gdy chcesz połączyć ciepło z wibracją.

HoMedics Cycle Comfort – pas na okres do domu, pracy i podróży

Klasyczny termofor najczęściej sprawdza się tylko w domu. Pas HoMedics daje większą swobodę, ponieważ jest lekki, akumulatorowy i ładowany przez USB-C. Możesz zabrać go do torby, użyć podczas odpoczynku po pracy albo mieć pod ręką wtedy, gdy miesiączka wypada w mniej wygodnym momencie.

Dzięki czasowi pracy do około 2 godzin pas dobrze sprawdza się przy krótszych sesjach relaksu, spokojnym wieczorze, pracy przy komputerze lub wyjeździe. To urządzenie dla osób, które chcą połączyć wygodę termoforu, funkcję masażu wibracyjnego i mobilną konstrukcję w jednym produkcie.

Parametry techniczne

Typ produktu	bezprzewodowy pas menstruacyjny z podgrzewaniem i wibracją
Marka	HoMedics
Model	HoMedics Cycle Comfort Heat + Vibration Belt
Podgrzewanie	3 poziomy ciepła
Wibracja	3 poziomy intensywności
Tryby użytkowania	ciepło, wibracja albo obie funkcje jednocześnie
Zasilanie	akumulatorowe
Ładowanie	USB-C
Czas pracy	do około 2 godzin
Konstrukcja	lekka, smukła, bezprzewodowa, dyskretna

Dopasowanie	regulowany pasek
Dodatki	letui podróżne
Zastosowanie	komfort podczas miesiączki, ciepło na podbrzusze, relaks, odpoczynek, podróż

Bezpieczne i świadome użytkowanie

Pas należy stosować zgodnie z instrukcją producenta. Nie używaj urządzenia podczas snu, podczas ładowania, na uszkodzoną lub podrażnioną skórę ani wtedy, gdy temperatura powoduje dyskomfort. Nie przykładaj pasa w jedno miejsce dłużej, niż zaleca producent.

W przypadku ciąży, implantów medycznych, rozrusznika serca, zaburzeń czucia, problemów skórnych, chorób przewlekłych lub nietypowych dolegliwości bólowych warto skonsultować używanie pasa z lekarzem. Produkt wspiera codzienny komfort, ale nie zastępuje diagnostyki ani leczenia.

Dlaczego warto kupić pas menstruacyjny HoMedics w SaleMED?

SaleMED to sklep z produktami wspierającymi codzienny komfort, rehabilitację, relaks i opiekę domową. Wybierając **pas menstruacyjny HoMedics**, otrzymujesz urządzenie z konkretnymi parametrami, rozpoznawalną marką i funkcjami, których realnie szukają osoby zmagające się z dyskomfortem podczas okresu: ciepłem, wibracją, mobilnością i prostą obsługą.

Ten model wyróżnia się na tle tanich, anonimowych pasów grzewczych tym, że oferuje jednocześnie **3 poziomy podgrzewania, 3 poziomy wibracji, ładowanie USB-C, bezprzewodowe działanie i dyskretną konstrukcję**. To mocna alternatywa dla termoforu i praktyczny wybór dla osób, które chcą mieć swój pas na okres zawsze pod ręką.

Sprawdź także produkty wspierające komfort i relaks

Jeżeli szukasz innych urządzeń do domowego komfortu, zobacz również: [masażery i urządzenia do masażu](#), [inne urządzenia do masażu](#), [elektrostymulatory TENS](#), [maty masujące](#) oraz [tekstylia rozgrzewające i zdrowotne](#).