

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/biurko-do-gabinetu-lekarskiego-p-1622.html>

Biurko lekarskie ALB-3340 140 cm z 4 szufladami



Cena brutto	4 395,00 zł
Cena netto	3 573,17 zł
Cena poprzednia	4 456,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	ALB-3340
Kod producenta	ALB-3340-B_-PM_-0000-N

Opis produktu

Biurko lekarskie TECH-MED ALB-3340 – 140 cm, 4 szuflady i miejsce na komputer

TECH-MED ALB-3340 to biurko lekarskie o szerokości 140 cm, wyposażone w **4 szuflady o równej wysokości**, wysuwaną półkę na klawiaturę oraz otwartą przegrodę na komputer. Taki układ łączy dużą powierzchnię roboczą z miejscem do przechowywania i wydzieloną przestrzenią na sprzęt komputerowy.

Biurko należy do systemu mebli medycznych ALUMED. Stelaż wykonano z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, a elementy zabudowy z obustronnie laminowanej płyty meblowej. Błat o grubości 38 mm wykonany jest z płyty typu postforming pokrytej wysokociśnieniowym laminatem HPL odpornym na promieniowanie UV i dezynfekcję.

Najważniejsze cechy biurka ALB-3340

- szerokość biurka 1400 mm,
- 4 szuflady o równej wysokości,
- system cichego domykania szuflad,
- wysuwana półka na klawiaturę,
- otwarta przegroda na komputer lub stację dysków,
- blat postforming 38 mm z laminatem HPL,
- aluminiowy stelaż,
- nóżki umożliwiające wypoziomowanie biurka.

Wymiary TECH-MED ALB-3340

Biurko ma wymiary **1400 × 580 × 790 mm**. Głębokość korpusu wynosi 580 mm, natomiast sam blat ma głębokość 600 mm. Wysokość biurka wynosi 790 mm.

Parametr	Wartość
Producent	TECH-MED
Model	ALB-3340
Typ	biurko lekarskie / medyczne
Wymiary	1400 × 580 × 790 mm
Szerokość	1400 mm
Głębokość korpusu	580 mm
Głębokość blatu	600 mm
Wysokość	790 mm

Blat	plyta wiórowa typu postforming 38 mm, laminowana HPL
Stelaż	zamknięte profile aluminiowe i złączki ABS
Elementy zabudowy	plyta meblowa obustronnie laminowana
Szuflady	4 szt., o równej wysokości
Domykanie szuflad	system cichego domykania
Półka na klawiaturę	tak, wysuwana
Przegroda na komputer	tak, otwarta
Nóżki	100 mm, z możliwością poziomowania

Blat postforming 38 mm z laminatem HPL

Blat wykonano z płyty wiórowej typu postforming o grubości **38 mm**, pokrytej wysokociśnieniowym laminatem HPL. Zastosowana powierzchnia jest odporna na promieniowanie UV oraz dezynfekcję, co jest istotne przy codziennym użytkowaniu mebla w placówkach medycznych.

Głębokość blatu wynosi 600 mm, dzięki czemu powierzchnia robocza jest nieco większa niż głębokość korpusu wynosząca 580 mm.

4 szuflady z systemem cichego domykania

Po prawej stronie biurka znajduje się moduł z **czterema szufladami o równej wysokości**. Szuflady wyposażone są w system cichego domykania, który ogranicza gwałtowne zamykanie frontów i zwiększa komfort codziennego użytkowania.

Cztery oddzielne szuflady ułatwiają organizację dokumentacji, materiałów biurowych i wyposażenia używanego przy stanowisku pracy.

Wysuwana półka na klawiaturę i miejsce na komputer

Model ALB-3340 został zaprojektowany z myślą o stanowisku komputerowym. Pod blatem znajduje się **wysuwana półka na klawiaturę**, którą po zakończeniu pracy można wsunąć pod blat.

Po lewej stronie umieszczono **otwartą przegrodę na komputer lub stację dysków**. Dzięki temu jednostka centralna nie musi zajmować powierzchni blatu roboczego.

Aluminiowy stelaż i poziomowanie

Stelaż wykonano z zamkniętych profili aluminiowych połączonych złączkami ABS. Profile mogą być anodowane lub lakierowane proszkowo naabrany kolor z dostępnej palety RAL.

Biurko stoi na nóżkach o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania. Rozwiązanie to pozwala skorygować niewielkie nierówności podłoża i stabilnie ustawić mebel.

Poziomowanie nóżek nie jest regulacją wysokości biurka. Wysokość modelu ALB-3340 wynosi 790 mm.

Kolorystyka biurka ALB-3340

Kolor stelaża oraz elementów wykonanych z płyty laminowanej można dopasować do wyposażenia gabinetu. Cena podstawowa obowiązuje dla dekorów należących do I grupy cenowej.

I grupa cenowa - bez dopłaty:

- biel alpejska,
- jasny szary,
- kość słoniowa,
- dąb Elegance,
- olcha,
- sosna Loft biała.

Kolory z **II grupy cenowej** dostępne są za dopłatą. Aktualna cena wybranej konfiguracji jest przeliczana na karcie produktu.

Do jakiego stanowiska wybrać ALB-3340?

ALB-3340 jest przeznaczony dla użytkownika, który potrzebuje nie tylko blatu roboczego, ale również miejsca na komputer i większej liczby szuflad. Szerokość 140 cm daje więcej przestrzeni roboczej niż kompaktowe warianty 100 i 120 cm, a cztery szuflady umożliwiają wygodne rozdzielenie przechowywanych materiałów.

Model dobrze sprawdzi się jako biurko do pracy z dokumentacją i komputerem w gabinecie lekarskim, poradni lub innym pomieszczeniu placówki medycznej.

Porównaj z innymi biurkami TECH-MED

Jeżeli potrzebujesz mniejszego stanowiska, zobacz [biurko ALB-2220 120 cm z 3 szufladami](#).

Jeśli potrzebna jest większa powierzchnia robocza i bardziej rozbudowany układ przechowywania, zobacz [biurko ALB-4250 160 cm](#).

Wszystkie dostępne modele znajdują się w kategorii [biurka lekarskie](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , 3012 , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz kolor płyty laminowanej: Biel alpejska , Dąb elegance , Jasny szary , Kość słoniowa , Olcha , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Jasny niebieski (+ 10.00%) , Pastelowy niebieski (+ 10.00%) , Jasny różowy (+ 10.00%) , Morelowy (+ 10.00%)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące