

Link do produktu: <https://www.salemed.pl/biurko-do-gabinetu-lekarskiego-p-2526.html>



Biurko medyczne TECH-MED ALB-2220 120 cm z szafką 3-szufladową

Cena brutto	3 500,00 zł
Cena netto	2 845,53 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	8-9 tygodni
Numer katalogowy	ALB-2220
Kod producenta	ALB-2220-B_-PM_-0000-N

Opis produktu

Biurko medyczne TECH-MED ALB-2220 120 cm z 3 szufladami

TECH-MED ALB-2220 to biurko medyczne o szerokości 120 cm, wyposażone w blat roboczy oraz szafkę z **trzema szufladami o równej wysokości**. Taki układ zapewnia miejsce do pracy oraz podręcznego przechowywania dokumentacji, formularzy i akcesoriów wykorzystywanych przez personel.

Model sprawdzi się jako stanowisko pracy w **gabinecie lekarskim, gabinecie pielęgniarstwie, poradni, przychodni lub pomieszczeniu konsultacyjnym**. Szerokość 120 cm pozwala zachować funkcjonalny blat bez zajmowania przestrzeni charakterystycznej dla większych modeli z serii ALB.

Najważniejsze cechy: szerokość 120 cm • szafka z 3 szufladami o równej wysokości • blat postforming HPL 38 mm • aluminiowy stelaż • system cichego domykania • nóżki z możliwością poziomowania.

Szafka z trzema szufladami

W modelu ALB-2220 pod blatem znajduje się **szafka z trzema szufladami o równej wysokości**. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla użytkowników, którzy chcą mieć dokumenty i podręczne materiały bezpośrednio przy stanowisku pracy.

Szuflady wyposażono w **system cichego domykania**, który ogranicza gwałtowne zamykanie frontów i poprawia komfort codziennego użytkowania.

Wykonanie i materiały

- **stelaż:** zamknięte profile aluminiowe i złączki ABS; konstrukcja anodowana lub lakierowana proszkowo na wybrany kolor RAL,
- **wypełnienie:** płyta meblowa obustronnie laminowana,
- **blat:** płyta wiórowa typu postforming o grubości 38 mm, pokryta wysokociśnieniowym laminatem HPL,
- **powierzchnia blatu:** odporna na promieniowanie UV oraz dezynfekcję,
- **szuflady:** 3 sztuki o równej wysokości z systemem cichego domykania,
- **nóżki:** wysokość 100 mm, z możliwością poziomowania biurka.

Specyfikacja techniczna TECH-MED ALB-2220

Producent	TECH-MED
Model	ALB-2220

Kod producenta	ALB-2220-B_-PM_-0000-N
Typ	biurko medyczne
Układ	1 blat + 1 szafka z 3 szufladami o równej wysokości
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	1200 x 580 x 790 mm
Głębokość korpusu	580 mm
Głębokość blatu	600 mm
Blat	plyta postforming 38 mm, laminat HPL
Wypełnienie	plyta meblowa obustronnie laminowana
Stelaż	zamknięte profile aluminiowe i łączki ABS
Szuflady	3 sztuki o równej wysokości, system cichego domykania
Nóżki	100 mm, z możliwością poziomowania
Kolorystyka	kolor blatu, płyty oraz stelaża wybierany w cechach produktu

Kolorystyka biurka

Kolor poszczególnych elementów można skonfigurować przed dodaniem produktu do koszyka. **Blat, zabudowa z płyty oraz aluminiowy stelaż mają oddzielne pola wyboru w cechach produktu**, dzięki czemu można dopasować wygląd biurka do wyposażenia gabinetu lub kolorystyki placówki.

Biurko do gabinetu, poradni i przychodni

ALB-2220 łączy blat roboczy z miejscem do przechowywania w jednym stanowisku. Jeżeli potrzebujesz innego układu przy tej samej szerokości, zobacz również [biurko TECH-MED ALB-2100 120 cm typu lada](#) albo [biurko TECH-MED ALB-2110 120 cm z mobilnym kontenerem](#).

Wszystkie dostępne warianty znajdziesz w kategorii [biurka lekarskie i medyczne](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Blaty kolorystyka TMBY: Biel alpejska , Portland , Wapień crema , Platyna , Czarny beton

Kolorystyka RAL: RAL 9003-biały , RAL9001-kremowy , RAL 1013-perłowy , RAL 1015-beżowy , RAL 1018-żółty , RAL 3015-jasny różowy , RAL 3000-czerwony , 3012 , RAL 1034-brzoskwiniowy , RAL 2008-pomarańczowy , RAL 5021-morski , RAL 6033-seledynowy , RAL 6027-lekko zielony , RAL 6019-jasny zielony , RAL 6018-zielony , RAL 5012-niebieski , RAL 5017-ciemny niebieski , RAL 5002-granatowy , RAL 9006-aluminowy , RAL 7035-szary

Wybierz kolor płyty laminowanej: Biel alpejska , Dąb elegance , Jasny szary , Kość słoniowa , Olcha , Sosna loft biała , Beżowy (+ 10.00%) , Zieleń mamba (+ 10.00%) , Żółty (+ 10.00%) , Pomarańczowy (+ 10.00%) , Cappuccino (+ 10.00%) , Czerwień chilli (+ 10.00%) , Niebieski (+ 10.00%) , Jasny niebieski (+ 10.00%) , Pastelowy niebieski (+ 10.00%) , Jasny różowy (+ 10.00%) , Morelowy (+ 10.00%)

Wydłużona gwarancja: Nie , TAK 24 miesiące